

Nowość



Uni-Safe®

**Bezpieczny nakłuwacz
do pobierania
krwi do badań
z drenów i probówek**

Bezpieczny, eliminujący kontakt z krwią pacjenta, przyrząd do nakłuwania drenów i pobierania krwi do probówek lub bezpośredniego nakrapiania jej na płytę serologiczną, a także do nakrapiania krwi z probówki na płytę serologiczną.



Uniwersalny, bezpieczny przyrząd do nakłuwania drenów i pobierania krwi do probówek preparowanych lub probówek podciśnieniowych, umożliwiając dodatkowo dozowanie tak pobranej krwi w postaci skalibrowanych kropli z probówki z przekłuwalnym korkiem na płytę serologiczną lub do bezpośredniego nakrapiania krwi z drenów na płytę serologiczną.

WIELOFUNKCYJNOŚĆ

Po umieszczeniu drenu w węższej części nakłuwacza Uni-Safe® krew może być,

w postaci skalibrowanych kropli o obj. $18 \pm 1 \mu\text{l}$:

- dozowana bezpośrednio na płytę do oznaczania grup krwi i serologii – zdj. 1
- pobierana do otwartej probówki preparowanej lub probówki podciśnieniowej – zdj. 2

Po umieszczeniu probówki z przekłuwalnym korkiem w szerszej części nakłuwacza Uni-Safe® krew może być,

w postaci skalibrowanych kropli o obj. $12 \pm 1 \mu\text{l}$:

- dozowana bezpośrednio z probówki na płytę – zdj. 3

WYGODA I OSZCZĘDNOŚĆ CZASU – nakłuwacz jest gotowy do użycia bezpośrednio po wyjęciu z opakowania. Eliminuje on konieczność użycia jakichkolwiek innych narzędzi standardowo wykorzystywanych podczas nakłuwania drenu np. nożyczek oraz pozwala na wygodne i bezpieczne przenoszenie krwi z drenu do probówki lub bezpośrednio na płytę serologiczną, a także z probówki na płytę serologiczną. Po wykorzystaniu, jako wyrób jednorazowy, nie wymaga żadnych dodatkowych czynności w postaci czyszczenia czy odkażania, lecz jedynie umieszczenia go w standardowym pojemniku na materiały potencjalnie zakaźne celem utylizacji.

BEZPIECZEŃSTWO - konstrukcja nakłuwacza zapobiegająca rozprysnięciu się krwi w trakcie przekłuwania drenu pozwala na uniknięcie kontaktu personelu z materiałem potencjalnie zakaźnym.

ZASTOSOWANIE:



Symbol katalogowy	Opis produktu	Opak. jedn. (szt.)
34-7100-9	Bezpieczne nakłuwacze Uni-Safe® do pobierania krwi z drenów i probówek oraz nakrapiania krwi na płytę serologiczną, z PP, o wymiarach: 46 mm (wys.) x 22 mm (śr. szerszej części), z igłą ze stali nierdzewnej o długości 35 mm i śr. zewnętrznej 1 mm	250

Dodatkowe informacje dotyczące produktów i warunków realizacji zamówień możecie Państwo uzyskać w siedzibie naszej firmy w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 720 35 04 lub 22 720 35 05.