

# Automatyczne nakłuwacze igłowe i nożykowe

## STERILANCE Lite II

**STERILANCE Lite II** to nowoczesne, w pełni bezpieczne dla użytkownika i pacjenta, nakłuwacze do pobrania krwi.

Komfortowe, ergonomiczne i łatwe w użyciu. Umożliwiają pobieranie krwi włósczkowej z palca i innych części ciała zarówno od dorosłych jak i bardzo młodych pacjentów.



## Automatyczne nakłuwacze igłowe i nożykowe

**STERILANCE Lite II** to rodzina 6 nakłuwaczy pozwalających na pobieranie krwi włośniczkowej do różnych typów badań, w różnej ilości, w zależności od badania do którego jest ona przeznaczona.

Nakłuwacze skonstruowane zostały w najbardziej prosty i bezpieczny sposób, tak aby gwarantowały pełną niezawodność i bezpieczeństwo ich użycia zarówno dla użytkownika jak i pacjenta.

Ich podstawowe zalety to:

### SZEROKI ZAKRES STOSOWANIA

W zależności od rodzaju wybranego nakłuwacza:

- Mogą być stosowane zarówno w laboratoriach medycznych, na oddziałach szpitalnych, jak i dla indywidualnych potrzeb w monitorowaniu parametrów krwi.
- Umożliwiają pobieranie krwi w ilości do 200  $\mu$ l.
- Pozwalają na pobieranie krwi zarówno u bardzo małych pacjentów o skórze bardzo delikatnej, jak i dorosłych o skórze grubej i twardej.

### BEZPIECZEŃSTWO

- Sterylizowane są radiacyjnie, co gwarantuje pełną i długotrwałą ich sterylność.
- Posiadają igłę o trójplaszczynowym lub nożyk o dwupłaszczynowym ostrzu, które są w całości osłonięte, schowane we wnętrzu nakłuwacza, zarówno przed jak i po jego użyciu.
- Niemożliwe jest powtórne wykorzystanie użytego już nakłuwacza.
- Łatwo i bezpiecznie można je utylizować.

### WYGODNA I ŁATWA OBSŁUGA

- Prosta i niezawodna konstrukcja.
- Wysoka niezawodność i powtarzalność działania.
- Gotowość do natychmiastowego użycia.
- Szybka i mało bolesna penetracja skóry.
- Łatwość i ergonomiczność użycia.



Symbol katalogowy	Rodzaj i wymiar ostrza	Głębokość nakłucia/nacięcia	Zastosowanie	Kolor	Opak. jedn. (szt.)
<b>Nakłuwacze igłowe</b>					
94-4718-21S	Igła 21G (0,8 mm)	1,8 mm	Do pobrań krwi włośniczkowej dla potrzeb badań diagnostycznych: hemoglobiny, grup krwi, cholesterolu, gazometrii krwi i innych. <b>Dla dzieci i dorosłych o skórze delikatnej.</b>	pomarańczowy	100
94-4718-26S	Igła 26G (0,5 mm)	1,8 mm	Do pobrań krwi dla potrzeb monitorowania poziomu glukozy. <b>Dla dzieci i dorosłych o skórze delikatnej.</b>	żółty	100
94-4718-28S	Igła 28G (0,4 mm)	1,8 mm	Do specjalnych, delikatnych pobrań krwi do badań diagnostycznych, w tym do pobrań z pięty. <b>Dla noworodków i dzieci.</b>	fioletowy	100
94-4724-21S	Igła 21G (0,8 mm)	2,4 mm	Do pobrań krwi włośniczkowej dla potrzeb badań diagnostycznych: hemoglobiny, grup krwi, cholesterolu, gazometrii krwi i innych. <b>Dla dorosłych o skórze normalnej i grubszej.</b>	różowy	100
94-4724-26S	Igła 26G (0,5 mm)	2,4 mm	Do pobrań krwi dla potrzeb monitorowania poziomu glukozy. <b>Dla dorosłych o skórze normalnej i grubszej.</b>	niebieski	100
<b>Nakłuwacze nożykowe</b>					
94-4618-0S	Nożyk 18G (szer. ostrza 1,5 mm, kąt ścięcia 55°)	1,8 mm	Do pobrań krwi z pięty. <b>Dla noworodków i niemowląt.</b>	zielony	100

**Wszystkie nakłuwacze są sterylizowane radiacyjnie.**

CE Automatyczne nakłuwacze igłowe i nożykowe STERILANCE Lite II firmy VITREX są wyrobami medycznymi spełniającymi wymagania dyrektywy MDD 93/42/EWG UE oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. i tym samym obciążone są stawką VAT w wysokości 8% 0459 i oznakowane znakiem CE.

Dodatkowe informacje dotyczące automatycznych nakłuwaczy igłowych i nożykowych STERILANCE Lite II możecie Państwo uzyskać w siedzibie naszej firmy w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 720 35 04 lub 22 720 35 05.