

Mikrometoda – wersja ekonomiczna

Szanowni Państwo,

Ze względu na brak zainteresowania pakowanymi indywidualnie, sterylnymi zestawami do pobierania mikroobjętości krwi (tzw. sterylną mikrometodą), a co za tym idzie nieopłacalnością ich produkcji, podjęliśmy decyzję o wycofaniu tej grupy wyrobów z naszej oferty, zastępując je w roku 2020 próbkami w wersji niesterylnej oraz stosując ekonomiczny sposób spakowania.



Zmiana ta umożliwiła nam zaoferowanie Państwu tych produktów **w cenie o prawie 30% niższej** w porównaniu do wcześniejszej wersji sterylnej, co powinno stanowić dodatkową zachętę do ich rutynowego stosowania wszędzie tam, gdzie do przeprowadzenia niezbędnych badań wystarczy niewielka objętość krwi np. na oddziałach pediatrycznych.

SPECYFIKACJA PRODUKTÓW:

Jedno opakowanie handlowe stanowi torebka foliowa typu snap zawierająca 100 kompletów, w skład których wchodzi:

- próbki **MLMiniCol®** z przebijalnym korkiem, ze znacznikiem pojemności, wykonane z PP - **100szt.**
- kapilary o pojemności 100µl, spakowane w osobną torebkę foliową - **100szt.**

Symbol katalogowy	Badanie	Odczynnik	Pojemność	Kolor korka	Opak. jedn. (kpl.)
33ML-0100-2E	HEMATOLOGIA	rozpylone EDTA-K2	100 µl	fioletowy	100
33ML-0200-2E	HEMATOLOGIA	rozpylone EDTA-K2	200 µl	fioletowy	100
33ML-0100-5E	GLUKOZA	fluorek sodu i heparyna sodowa	100 µl	szary	100
33ML-0250-01E	BIOCHEMIA (SUROWICA)	przyspieszacz wykrzepiania	250 µl	czerwony	100
33ML-0250-91E	BIOCHEMIA (SUROWICA)	przyspieszacz wykrzepiania i żel separujący	250 µl	żółty	100



Probówki do mikrometody **MLMiniCol®** są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro określonymi w ustawie z 7 kwietnia 2022r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2022 poz. 974).

Dodatkowe informacje dotyczące produktów i warunków realizacji zamówień możecie Państwo uzyskać w siedzibie naszej firmy w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 720 35 04 lub 22 720 35 05.

Warunki realizacji zamówień znajdziecie Państwo na naszej stronie internetowej www.medlab-products.com.pl