

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	Opak. Jedn.
-------------------	---------------	-------------

## Eksykatory ze szkła borokrzemowego typu Simax

### bez kranu

LM.4201401	Średnica: 100 mm	pokrywa z plastikową zatyczką	1
LM.4201403	150 mm	pokrywa z plastikową zatyczką	1
LM.4201405	200 mm	pokrywa z plastikową zatyczką	1
LM.4201406	250 mm	pokrywa z plastikową zatyczką	1
LM.4201407	300 mm	pokrywa z plastikową zatyczką	1

### z kranem

LM.4201601	Średnica: 100 mm	pokrywa z plastikową zatyczką	1
LM.4201603	150 mm	pokrywa z plastikową zatyczką	1
LM.4201605	200 mm	pokrywa z plastikową zatyczką	1
LM.4201606	250 mm	pokrywa z plastikową zatyczką	1
LM.4201607	300 mm	pokrywa z plastikową zatyczką	1

## Eksykatory z tworzyw sztucznych - pokrywa z uszczelką oraz trzpień wentylacyjny z zaworem zwrotnym odcinającym - z polipropylenu (PP) (podstawa) i poliwęglanu (PC) (pokrywa)

KT.550	Średnica: 150 mm	Wys. zewn. 190 mm	1
KT.230	200 mm	230 mm	1
KT.554	250 mm	300 mm	1

## Wyposażenie do eksykatorów

### wkładki z porcelany do eksykatorów szklanych

LM.6833001	Średnica: 100 mm	porcelana	1
LM.6833004	150 mm	porcelana	1
LM.6833007	200 mm	porcelana	1
LM.6833010	250 mm	porcelana	1
LM.6833013	300 mm	porcelana	1

### wkładki z polipropylenu (PP) do eksykatorów z tworzyw sztucznych

KT.551	Średnica: 141 mm	do eksykatora KT. 550	10
KT.231	189 mm	do eksykatora KT. 230	10
KT.553	238 mm	do eksykatora KT. 554	10

### uszczelki typu „o-ring” z neoprenu do eksykatorów z tworzyw sztucznych

KT.555	do eksykatora KT. 550	1
KT.556	do eksykatora KT. 230	1
KT.557	do eksykatora KT. 554	1

### Zawory i pompki próżniowe do eksykatorów

KT.229	trzpień wentylacyjny z zaworem zwrotnym odcinającym, do eksykatorów: KT. 550, KT. 230, KT. 554	poliwęglan/ polietylen	5
KT.1395	pompka wodna do wytwarzania podciśnienia, autoklawowalna	polipropylen	1

