

obowiązuje od 1 czerwca 2017r.

### Spis treści

### Numery stron

#### Część 1 - PRODUKTY DO BADAŃ I DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

• <b>MLVacuCol</b> <sup>®</sup> - podciśnieniowy system pobierania krwi do badań	1-2
• Akcesoria do pobierania krwi w systemie <b>MLVacuCol</b> <sup>®</sup>	2-3
• <b>MLOpenCol</b> <sup>™</sup> - produkty do preparowania krwi do badań - system otwarty	3-5
• <b>MLMiniCol</b> <sup>®</sup> - uniwersalny system pobierania i preparowania mikroobjętości krwi do badań, sterylny	5
• Mikrometoda - kapilarny system pobierania i preparowania krwi do badań, niesterylny	5-6
• Probówki laboratoryjne z tworzyw sztucznych i szkła	6-7
• Korki do probówek laboratoryjnych ogólnego zastosowania	7
• Pojemniki, probówki i torebki do transportu i przechowywania próbek	7-9
• Probówki wirówkowe typu Eppendorf, z wyposażeniem	9
• Probówki Cryovial do głębokiego mrożenia, sterylne, z wyposażeniem	9
• Probówki do biologii molekularnej w tym PCR - czyste molekularnie	9-10
• Statywy na probówki laboratoryjne	10
• Wyroby jednorazowe do zbiórki i badania moczu	10-11
• Czytnik i testy paskowe do analizy moczu	11
• Kuwety, naczynka oraz materiały eksploatacyjne do analizatorów medycznych	11
• Kuwety do spektrofotometrów do diagnostyki medycznej	11
• Mikropłytki titracyjne	12
• Szkiełka mikroskopowe podstawowe, cięte (76x26 mm) i szlifowane (75x25 mm)	12
• Szkiełka mikroskopowe nakrywkowe o grubości 0,15 ± 0,02 mm	12-13
• Szkiełka mikroskopowe podstawowe reakcyjne, do immunofluorescencji	13
• Wyposażenie do wykonywania i przechowywania preparatów na szkiełkach mikroskopowych	13
• Kapilary do pomiaru hematokrytu, z wyposażeniem	13
• Kapilary do gazometrii krwi, z wyposażeniem	14
• Kapilary ze znacznikami pojemności i typu "end-to-end" do analiz medycznych	14
• Pipetki i pipetory do wydawania cieczy z kapilar	14
• <b>MLPlate</b> <sup>™</sup> - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii	14-15
• Kamery hematologiczne i szkiełka nakrywkowe do nich	15
• Sprzęt do pobierania krwi do badań i iniekcji	15
• Pojemniki <b>MLBox</b> <sup>™</sup> z tworzywa, na odpady laboratoryjne i medyczne	16
• Rękawice laboratoryjne	16
• Drobne wyroby laboratoryjne codziennego użytku	16

#### Część 2 - PRODUKTY DO MIKROBIOLOGII, CYTOLOGII I HISTOLOGII

• Szalki Petriego do posiewów mikrobiologicznych, z polistyrenu	17
• Szalki Petriego ogólnego przeznaczenia, szklane	17
• Produkty pomocnicze do wykonywania posiewów mikrobiologicznych	17-18
• Wymazówki do zastosowań mikrobiologicznych	18-19
• Zamknięcia do naczyń ogólnolaboratoryjnych, autoklawowalne	19
• Koszyki do autoklawowania wyrobów laboratoryjnych	19
• Szczoteczki do wymazów cytologicznych	19
• Kasetki na próbki histologiczne	19

**Część 3 - PRODUKTY DO PIPETOWANIA I DOZOWANIA CIECZY**

• Pipety laboratoryjne do pipet miarowych	20
• Dozatory butelkowe o nastawianej objętości dozowania, w całości autoklawowalne	20
• Biurety elektroniczne Solarus <sup>®</sup> do 20 i 50 ml	20
• Butelki, adaptery i części zamienne do dozatorów i biuret	20-21
• Pipety transportowe typu Pasteura z tworzywa sztucznego i szkła	21-22
• Pipety miarowe ze szkła i tworzywa sztucznego	22
• Automatyczne pipety laboratoryjne <b>MLPettePlus™</b> , z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem oraz z autoklawowalnym trzonem	23
• Automatyczne pipety laboratoryjne <b>MLPetteS™</b> , z wyrzutnikiem końcówek i wydmuchem, w całości autoklawowalne	23
• Wyposażenie do automatycznych pipet laboratoryjnych	24
• Końcówki zwykłe do automatycznych pipet laboratoryjnych i pudełka do nich	24-25
• Końcówki z filtrem do automatycznych pipet laboratoryjnych - czyste molekularnie, sterylne	25
• Multidispenser "StepMate Stepper" do strzykawk dozujących	25
• Strzykawki dozujące do multidispenserów typu: "StepMate Stepper", "Minilab", "Multipette", "Rittipette"	25

**Część 4 - DROBNY ZMECHANIZOWANY SPRZĘT LABORATORYJNY**

• Drobnny elektroniczny sprzęt laboratoryjny	26
• Sumatory hematologiczne - <b>MLSerie™</b>	26
• Wirówki laboratoryjne - <b>MLSerie™</b>	26
• Mieszadła magnetyczne z płytą okrągłą o średnicy 135 mm - <b>MLSerie™</b>	27-28
• Mieszadła magnetyczne z płytą kwadratową o boku 7 cali - <b>MLSerie™</b>	28
• Mieszadła mechaniczne kołowe i rolkowe do mieszania krwi i odczynników w probówkach - <b>MLSerie™</b>	29
• Wytrząsarki laboratoryjne - <b>MLSerie™</b>	29-30
• Wytrząsarka do płytek titracyjnych - <b>MLSerie™</b>	30
• Wytrząsarka laboratoryjna typu Vortex - <b>MLSerie™</b>	30

Produkty, które w cenniku opodatkowane są stawką podatku VAT w wysokości 8% są wyrobami medycznymi określonymi w ustawie z 20 maja 2010r. o wyrobach medycznych (Dz. U. z 2010, Nr 107, poz. 679), dla których wytwórca wystawił deklarację zgodności z dyrektywą IVD 98/79/WE UE (wyroby medyczne do diagnostyki in vitro) lub z dyrektywą MDD 93/42/EWG UE (wyroby medyczne) i które oznakował znakiem CE potwierdzającą zgodność.

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	

### Część 1 - PRODUKTY DO BADAŃ I DIAGNOSTYKI LABORATORYJNEJ

#### MLVacuCol®- PODCIŚNIENIOWY SYSTEM POBIERANIA KRWI DO BADAŃ

(Podane w nawiasach wymiary oznaczają w kolejności: średnicę zewnętrzną i wysokość całkowitą próbki bez korka)

#### Probówki do pozyskiwania surowicy krwi do badań

##### z przyspieszaczem wykrzepiania - korek czerwony

34ML-0205-01A	Probówki na 2 ml krwi (Φ13x75 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,320	32,00	8%
34ML-0405-01A	Probówki na 4 ml krwi (Φ13x75 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,300	30,00	8%
34ML-0608-01A	Probówki na 6 ml krwi (Φ13x100 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,320	32,00	8%
34ML-0911-01A	Probówki na 9 ml krwi (Φ16x100 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,480	48,00	8%
<b>N 34ML-1011-01A</b>	<b>Probówki na 10 ml krwi (Φ16x100 mm), STERYLNE A, w statywie</b>	szt.	100	<b>0,480</b>	<b>48,00</b>	<b>8%</b>

##### z przyspieszaczem wykrzepiania i żelem separującym - korek żółty

34ML-0305-91A	Probówki na 3 ml krwi (Φ13x75 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,440	44,00	8%
34ML-0508-91A	Probówki na 5 ml krwi (Φ13x100 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,460	46,00	8%
34ML-0811-91A	Probówki na 8 ml krwi (Φ16x100 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,600	60,00	8%

##### z przyspieszaczem wykrzepiania i spreparowanym żelem separującym umożliwiającym krótsze wirowanie - korek pomarańczowy

34ML-0508Q-91A	Probówki na 5 ml krwi (Φ13x100 mm), STERYLNE A, w statywie <u>o skróconym czasie wirowania do 5 min</u>	szt.	100	0,650	65,00	8%
----------------	--	------	-----	-------	-------	----

#### Probówki do badań hematologicznych - korek fioletowy zawierające rozpylony roztwór K2EDTA

34ML-0105-2A	Probówki na 1 ml krwi (Φ13x75 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,320	32,00	8%
34ML-0205-2A	Probówki na 2 ml krwi (Φ13x75 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,300	30,00	8%
34ML-0405-2A	Probówki na 4 ml krwi (Φ13x75 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,300	30,00	8%
34ML-0608-2A	Probówki na 6 ml krwi (Φ13x100 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,360	36,00	8%

#### zawierające rozpylony roztwór K3EDTA

34ML-0105-23A	Probówki na 1 ml krwi (Φ13x75 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,320	32,00	8%
34ML-0205-23A	Probówki na 2 ml krwi (Φ13x75 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,300	30,00	8%
34ML-0405-23A	Probówki na 4 ml krwi (Φ13x75 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,300	30,00	8%
34ML-0608-23A	Probówki na 6 ml krwi (Φ13x100 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,360	36,00	8%
34ML-0911-23A	Probówki na 9 ml krwi (Φ16x100 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,480	48,00	8%

#### Probówki do prób krzyżowych - korek różowy

##### zawierające rozpylony roztwór EDTA

34ML-0608CM-2A	Probówki na 6 ml krwi (Φ13x100 mm), z K2EDTA, STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,350	35,00	8%
34ML-0405CM-23A	Probówki na 4 ml krwi (Φ13x75 mm), z K3EDTA, STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,320	32,00	8%

##### zawierające przyspieszacz wykrzepiania

<b>N 34ML-0608CM-01A</b>	<b>Probówki na 6 ml krwi (Φ13x100 mm), STERYLNE A, w statywie</b>	szt.	100	<b>0,350</b>	<b>35,00</b>	<b>8%</b>
--------------------------	---	------	-----	--------------	--------------	-----------

#### Probówki do izolacji osocza - korek różowofioletowy

##### zawierające rozpylony roztwór K2EDTA i żel

34ML-0508-92S*	Probówki na 5 ml krwi (Φ13x100 mm), STERYLNE R, w statywie <u>przeznaczone do diagnostyki wirusologicznej</u>	szt.	100	0,480	48,00	8%
34ML-0811-92S*	Probówki na 8 ml krwi (Φ16x100 mm), STERYLNE R, w statywie <u>przeznaczone do diagnostyki wirusologicznej</u>	szt.	100	0,650	65,00	8%

*\*(Dostarczane na indywidualne zamówienia Klienta. Czas dostawy do 6 tygodni. Wielkość minimalna zamówienia 1200 szt.)*

#### Probówki do koagulologii - korek niebieski

34ML-0185-4A	Probówki na 1,8 ml krwi (Φ13x75 mm), z 0,2 ml 3,2% roztworu cytrynianu sodu, STERYLNE A, spakowane próżniowo po 25 szt. w torebki z folii aluminiowej	szt.	100	0,350	35,00	8%
34ML-0185-4A-10	Probówki na 1,8 ml krwi (Φ13x75 mm), z 0,2 ml 3,2% roztworu cytrynianu sodu, STERYLNE A, spakowane próżniowo po 10 szt. w torebki z folii aluminiowej	szt.	100	0,400	40,00	8%
34ML-0275-4A	Probówki na 2,7 ml krwi (Φ13x75 mm), z 0,3 ml 3,2% roztworu cytrynianu sodu, STERYLNE A, spakowane próżniowo po 25 szt. w torebki z folii aluminiowej	szt.	100	0,350	35,00	8%
34ML-0275-4A-10	Probówki na 2,7 ml krwi (Φ13x75 mm), z 0,3 ml 3,2% roztworu cytrynianu sodu, STERYLNE A, spakowane próżniowo po 10 szt. w torebki z folii aluminiowej	szt.	100	0,400	40,00	8%
34ML-0365-4A	Probówki na 3,6 ml krwi (Φ13x75 mm), z 0,4 ml 3,2% roztworu cytrynianu sodu, STERYLNE A, spakowane próżniowo po 25 szt. w torebki z folii aluminiowej	szt.	100	0,350	35,00	8%

#### Probówki do oznaczania poziomu glukozy - korek szary

##### zawierające fluorek sodu i heparynę sodową

34ML-0205-5A	Probówki na 2 ml krwi (Φ13x75 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,320	32,00	8%
--------------	---	------	-----	-------	-------	----

##### zawierające fluorek sodu i K2EDTA

34ML-0205-52A	Probówki na 2 ml krwi (Φ13x75 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,350	35,00	8%
---------------	---	------	-----	-------	-------	----

#### Probówki do pozyskiwania osocza krwi do badań - korek zielony

##### zawierające heparynę sodową

34ML-0405-6A	Probówki na 4 ml krwi (Φ13x75 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,360	36,00	8%
34ML-0608-6A	Probówki na 6 ml krwi (Φ13x100 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,360	36,00	8%
34ML-0911-6A	Probówki na 9 ml krwi (Φ16x100 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	0,550	55,00	8%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
	<b>zawierające heparynę litową</b>					
34ML-0205-7A	Probówki na 2 ml krwi (Φ13x75 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	<b>0,440</b>	44,00	8%
34ML-0405-7A	Probówki na 4 ml krwi (Φ13x75 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	<b>0,440</b>	44,00	8%
34ML-0608-7A	Probówki na 6 ml krwi (Φ13x100 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	<b>0,450</b>	45,00	8%
34ML-0911-7A	Probówki na 9 ml krwi (Φ16x100 mm), STERYLNE A, w statywie	szt.	100	<b>0,640</b>	64,00	8%
	<b>Probówki do badań mikrobiologicznych krwi - korek biały</b>					
34ML-0405-0S	Probówki na 4 ml krwi (Φ13x75 mm), STERYLNE R, w statywie	szt.	100	<b>0,350</b>	35,00	8%
34ML-0608-0S	Probówki na 6 ml krwi (Φ13x100 mm), STERYLNE R, w statywie	szt.	100	<b>0,370</b>	37,00	8%
34ML-0911-0S	Probówki na 9 ml krwi (Φ16x100 mm), STERYLNE R, w statywie	szt.	100	<b>0,490</b>	49,00	8%
	<b>Probówki oraz akcesoria do oznaczania OB - korek czarny</b>					
	<b>Metoda liniowa</b>					
34ML-16LI-3A	Probówki na 1,6 ml krwi (Φ13x75 mm), z 0,4 ml 3,8% roztworu cytrynianu sodu, STERYLNE A, w statywie - do zastosowania z rurką do pomiaru OB 34ML-OB00-0	szt.	100	<b>0,320</b>	32,00	8%
34ML-OB00-0	Rurki do OB z podziałką 0-180 mm i uszczelką mocującą rurkę w probówce o śr. 13 mm, w torebkach foliowych po 50 szt. spakowanych w pudełko kartonowe - do zastosowania z probówkami 34ML-16LI-3A	szt.	200	<b>0,440</b>	88,00	8%
32-OB10-2	Statyw 10 miejscowy do nastawiania pomiaru OB metodą liniową - do zastosowania z probówkami 34ML-16LI-3A	szt.	1	<b>69,00</b>	69,00	8%
	<b>Metoda logarytmiczna</b>					
34ML-13LG-3A	Probówki na 1,28 ml krwi (Φ8x120 mm), z 0,32 ml 3,8% roztworu cytrynianu sodu, STERYLNE A, w statywie - do zastosowania ze statywem pomiarowym 34ML-13LG-R	szt.	100	<b>0,520</b>	52,00	8%
34ML-13LG-R	Statyw 10 miejscowy z logarytmiczną skalą pomiarową - do zastosowania z probówkami 34ML-13LG-3A	szt.	1	<b>120,00</b>	120,00	8%
34-OBXC-30	Automatyczny czytelnik do oznaczania OB (ESR) na 30 probówek (34ML-13LG-3A), z wbudowaną drukarką wewnętrzną, model XC-A30	szt.	1	<b>7 950,00</b>	7950,00	8%
34-OB1203-LS	Ręczny laserowy czytelnik kodów kreskowych, model Motorola LS1203, w komplecie z kablem (RS-232) i zasilaczem, maksymalna odległość odczytu 20 cm, waga 122 g, wymiary: 6,2 cm (wys.) x 18 cm (dł.) x 6 cm (szer.)	szt.	1	<b>410,00</b>	410,00	23%
34ML-16LG-3A	Probówki na 1,6 ml krwi (Φ8x120 mm), z 0,4 ml 3,8% roztworu cytrynianu sodu, STERYLNE A, w statywie - do zastosowania ze statywem pomiarowym 34ML-16LG-R	szt.	100	<b>0,520</b>	52,00	8%
34ML-16LG-R	Statyw 10 miejscowy z logarytmiczną skalą pomiarową - do zastosowania z probówkami 34ML-16LG-3A	szt.	1	<b>120,00</b>	120,00	8%

### AKCESORIA DO POBIERANIA KRWI W SYSTEMIE MLVacuCoP

	<b>Uchwyt do igieł, adapterów i wkluc systemowych</b>					
N 34ML-5000-1	<b>Uchwyty uniwersalne UH do igieł, adapterów i wkluc do systemu MLVacuCol i innych systemów podciśnieniowych, wykonane z PP o podwyższonej przejrzystości, autoklawowalne</b>	szt.	100	<b>0,110</b>	11,00	8%
N 34ML-5000S-1	<b>Uchwyty bezpieczne USH z osłonką zabezpieczającą igłę po pobraniu, pasujące do igieł do systemu MLVacuCol i innych systemów podciśnieniowych, wykonane z PP o podwyższonej przejrzystości</b>	szt.	50	<b>0,290</b>	14,50	8%
	<b>Adapter do wkluc z zakończeniem Luer</b>					
34-5100-0S	Adaptory systemowe do uchwytów UH umożliwiające użycie wkluc z zakończeniem Luer w systemach podciśnieniowego pobierania krwi, STERYLNE EO	szt.	100	<b>0,260</b>	26,00	8%
	<b>Igły systemowe</b>					
34-5738-8S	Igły systemowe nr 7 o wym.: 0,7 mm (22G) x 38 mm (1,1/2"), do systemu MLVacuCol i innych systemów podciśnieniowych, STERYLNE EO, czarne	szt.	100	<b>0,260</b>	26,00	8%
34-5838-2S	Igły systemowe nr 8 o wym.: 0,8 mm (21G) x 38 mm (1,1/2"), do systemu MLVacuCol i innych systemów podciśnieniowych, STERYLNE EO, zielone	szt.	100	<b>0,260</b>	26,00	8%
34-5938-3S	Igły systemowe nr 9 o wym.: 0,9 mm (20G) x 38 mm (1,1/2"), do systemu MLVacuCol i innych systemów podciśnieniowych, STERYLNE EO, żółte	szt.	100	<b>0,260</b>	26,00	8%
34-51238-1S	Igły systemowe nr 12 o wym.: 1,2 mm (18G) x 38 mm (1,1/2"), do systemu MLVacuCol i innych systemów podciśnieniowych, STERYLNE EO, różowe, <u>zalecane do pobierania krwi od zwierząt</u>	szt.	100	<b>0,320</b>	32,00	8%
	<b>Igły systemowe z wizualizacją wklucia</b>					
34-5725V-8S	Igły systemowe nr 7 o wym.: 0,7 mm (22G) x 25 mm (1"), do systemu MLVacuCol i innych systemów podciśnieniowych, z <u>wizualizacją napływu krwi</u> , z dużą komorą wizualizacyjną, STERYLNE EO, czarne	szt.	100	<b>0,650</b>	65,00	8%
34-5825V-2S	Igły systemowe nr 8 o wym.: 0,8 mm (21G) x 25 mm (1"), do systemu MLVacuCol i innych systemów podciśnieniowych, z <u>wizualizacją napływu krwi</u> , z dużą komorą wizualizacyjną, STERYLNE EO, zielone	szt.	100	<b>0,650</b>	65,00	8%
	<b>Igły systemowe z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym i uchwytem uniwersalnym</b>					
N 34-5838SH-2S	<b>Igły systemowe nr 8 o wym.: 0,8 mm (21G) x 38 mm (1,1/2"), do systemu MLVacuCol i innych systemów podciśnieniowych, z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym, zielone, zmontowane z uchwytem uniwersalnym, spakowane indywidualnie w blistry papier folia, STERYLNE EO, gotowe do użycia</b>	szt.	50	<b>0,990</b>	49,50	8%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
<b>Wklucia motylkowe standardowe z adapterem systemowym</b>						
34-6619K-4S	Wklucia motylkowe nr 6 z igłą 0,6 mm (23G) x 19 mm (3/4"), z krótkim wężykiem i adapterem systemowym umożliwiającym podłączenie do uchwyty UH, pakowane indywidualnie, STERYLNE EO, niebieskie - <u>przeznaczone do pobierania krwi u dzieci i niemowląt</u>	szt.	100	0,450	45,00	8%
34-6719K-8S	Wklucia motylkowe nr 7 z igłą 0,7 mm (22G) x 19 mm (3/4"), z krótkim wężykiem i adapterem systemowym umożliwiającym podłączenie do uchwyty UH, pakowane indywidualnie, STERYLNE EO, czarne	szt.	100	0,450	45,00	8%
34-6819D-2S	Wklucia motylkowe nr 8 z igłą 0,8 mm (21G) x 19 mm (3/4"), z długim wężykiem i adapterem systemowym umożliwiającym podłączenie do uchwyty UH, pakowane indywidualnie, STERYLNE EO, zielone	szt.	100	0,450	45,00	8%
<b>Wklucia motylkowe z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym i adapterem systemowym</b>						
N 34-6619KZ-4S	Wklucia motylkowe nr 6 z igłą 0,6 mm (23G) x 19 mm (3/4"), z krótkim wężykiem i adapterem systemowym umożliwiającym podłączenie do uchwyty UH, <u>z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym</u> , pakowane indywidualnie, STERYLNE EO, niebieskie	szt.	100	0,750	75,00	8%
N 34-6719KZ-8S	Wklucia motylkowe nr 7 z igłą 0,7 mm (22G) x 19 mm (3/4"), z krótkim wężykiem i adapterem systemowym umożliwiającym podłączenie do uchwyty UH, <u>z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym</u> , pakowane indywidualnie, STERYLNE EO, czarne	szt.	100	0,750	75,00	8%
N 34-6819KZ-2S	Wklucia motylkowe nr 8 z igłą 0,8 mm (21G) x 19 mm (3/4"), z krótkim wężykiem i adapterem systemowym umożliwiającym podłączenie do uchwyty UH, <u>z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym</u> , pakowane indywidualnie, STERYLNE EO, zielone	szt.	100	0,750	75,00	8%
<b>Uni-Safe® - bezpieczny nakłuwacz do pobierania krwi do badań z drenów i probówek</b>						
34-7100-9	Bezpieczne nakłuwacze Uni-Safe® do pobierania krwi z drenów i probówek oraz nakrapiania krwi na płytę serologiczną, z PP, o wymiarach: 46 mm (wys.) x 22 mm (śr. szerszej części), z igłą ze stali nierdzewnej o dł. 35 mm i śr. zew. 1 mm	szt.	250	1,100	275,00	23%
<b>MLOpenCol™ - PRODUKTY DO PREPAROWANIA KRWI DO BADAŃ - SYSTEM OTWARTY</b>						
(Podane w nawiasach wymiary oznaczają w kolejności: średnicę zewnętrzną i wysokość całkowitą próbki bez korka)						
<b>Probówki do pozyskiwania surowicy krwi do badań - korek czerwony</b>						
32-0403-10E	Probówki o poj. 4 ml (Φ12x75 mm), z tworzywa MEDOPLAST, z korkiem i granulem do naturalnego wykrzepiania krwi i separacji surowicy, w torbie foliowej	szt.	500	0,165	82,50	8%
32-1103-10E	Probówki o poj. 11 ml (Φ16x100 mm), z tworzywa MEDOPLAST, z korkiem i granulem do naturalnego wykrzepiania krwi i separacji surowicy, w torbie foliowej	szt.	200	0,270	54,00	8%
32-0400-11E	Probówki o poj. 4 ml (Φ12x75 mm), z PP, z korkiem i granulem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy, w torbie foliowej	szt.	500	0,160	80,00	8%
32-0400-11E-P	Probówki o poj. 4 ml (Φ12x75 mm), z PP, z korkiem i granulem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy, w torbie foliowej - klasa "ECONOMY"	szt.	500	0,125	62,50	8%
32-0400-11N-P	Probówki o poj. 4 ml (Φ12x75 mm), z PP, z korkiem i granulem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy, z nalepką do opisu, w torbie foliowej - klasa "ECONOMY"	szt.	500	0,148	74,00	8%
32-0403-11E	Probówki o poj. 4 ml (Φ12x75 mm), z tworzywa MEDOPLAST, z korkiem i granulem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy, w torbie foliowej	szt.	500	0,175	87,50	8%
32-0403-11N	Probówki o poj. 4 ml (Φ12x75 mm), z tworzywa MEDOPLAST, z nalepką do opisu, z korkiem i granulem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy, w torbie foliowej	szt.	500	0,200	100,00	8%
32-0500-11E	Probówki o poj. 5 ml (Φ12x88 mm), z PP o zwiększonej przejrzystości, z korkiem i granulem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy, w torbie foliowej	szt.	400	0,210	84,00	8%
32-0503-11E	Probówki o poj. 5 ml (Φ12x88 mm), z tworzywa MEDOPLAST, z korkiem i granulem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy, w torbie foliowej	szt.	400	0,295	118,00	8%
32-1100-11E	Probówki o poj. 11 ml (Φ16x100 mm), z PP, z korkiem i granulem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy, w torbie foliowej	szt.	200	0,220	44,00	8%
32-1100-11E-P	Probówki o poj. 11 ml (Φ16x100 mm), z PP, z korkiem i granulem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy, w torbie foliowej - klasa "ECONOMY"	szt.	200	0,190	38,00	8%
32-1100-11N-P	Probówki o poj. 11 ml (Φ16x100 mm), z PP, z nalepką do opisu, z korkiem i granulem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy, w torbie foliowej - klasa "ECONOMY"	szt.	200	0,210	42,00	8%
32-1103-11E	Probówki o poj. 11 ml (Φ16x100 mm), z tworzywa MEDOPLAST, z korkiem i granulem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy, w torbie foliowej	szt.	200	0,290	58,00	8%
32-1103-11N	Probówki o poj. 11 ml (Φ16x100 mm), z tworzywa MEDOPLAST, z nalepką do opisu, z korkiem i granulem do szybkiego wykrzepiania krwi i separacji surowicy, w torbie foliowej	szt.	200	0,320	64,00	8%



# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
32-9300-0	Granulat do naturalnego wykrzepiania krwi i separacji surowicy podczas wirowania, z polistyrenu, z dołączoną miarką, przeznaczony do współpracy z probówkami szklanymi - 300 g + dozownik	opak.	1	12,50	12,50	8%
32-9600-0	Granulat do naturalnego wykrzepiania krwi i separacji surowicy podczas wirowania, z polistyrenu, z dołączoną miarką, przeznaczony do współpracy z probówkami szklanymi - 600 g + dozownik	opak.	1	19,00	19,00	8%
<b>Probówki do badań hematologicznych - korek jasnofioletowy zawierające rozpylony roztwór K2EDTA</b>						
32-0301-2E	Probówki na 1 ml krwi (Φ12x55 mm), z K2EDTA, z nadrukiem, z korkiem zwykłym, w torbie foliowej	szt.	500	0,170	85,00	8%
32-0301-2N	Probówki na 1 ml krwi (Φ12x55 mm), z K2EDTA, z nalepką, z korkiem zwykłym, w torbie foliowej	szt.	500	0,150	75,00	8%
32-0301-2GE	Probówki na 1 ml krwi (Φ12x55 mm), z K2EDTA, z nadrukiem, z korkiem przekłuwalnym, w torbie foliowej	szt.	500	0,215	107,50	8%
32-0301-2GN	Probówki na 1 ml krwi (Φ12x55 mm), z K2EDTA, z nalepką, z korkiem przekłuwalnym, w torbie foliowej	szt.	500	0,198	99,00	8%
32-0401-2GN	Probówki na 1 ml krwi (Φ12x75 mm), z K2EDTA, z nalepką, z korkiem przekłuwalnym, w torbie foliowej	szt.	500	0,195	97,50	8%
32-0402-2E	Probówki na 2 ml krwi (Φ12x75 mm), z K2EDTA, z nadrukiem, z korkiem zwykłym, w torbie foliowej	szt.	500	0,180	90,00	8%
32-0402-2N	Probówki na 2 ml krwi (Φ12x75 mm), z K2EDTA, z nalepką, z korkiem zwykłym, w torbie foliowej	szt.	500	0,155	77,50	8%
32-0402-2GE	Probówki na 2 ml krwi (Φ12x75 mm), z K2EDTA, z nadrukiem, z korkiem przekłuwalnym, w torbie foliowej	szt.	500	0,220	110,00	8%
32-0402-2GN	Probówki na 2 ml krwi (Φ12x75 mm), z K2EDTA, z nalepką, z korkiem przekłuwalnym, w torbie foliowej	szt.	500	0,200	100,00	8%
<b>zawierające rozpylony roztwór K3EDTA</b>						
32-0301-23N	Probówki na 1 ml krwi (Φ12x55 mm), z K3EDTA, z nalepką, z korkiem zwykłym, w torbie foliowej	szt.	500	0,155	77,50	8%
32-0301-23GN	Probówki na 1 ml krwi (Φ12x55 mm), z K3EDTA, z nalepką, z korkiem przekłuwalnym, w torbie foliowej	szt.	500	0,210	105,00	8%
32-0402-23N	Probówki na 2 ml krwi (Φ12x75 mm), z K3EDTA, z nalepką, z korkiem zwykłym, w torbie foliowej	szt.	500	0,175	87,50	8%
32-0402-23GN	Probówki na 2 ml krwi (Φ12x75 mm), z K3EDTA, z nalepką, z korkiem przekłuwalnym, w torbie foliowej	szt.	500	0,230	115,00	8%
<b>Probówki do grup krwi i serologii - korek niebieski</b>						
32-0705-2N	Probówki na 5 ml krwi (Φ12x92 mm), z rozpylonym roztworem K2EDTA, z nalepką, z korkiem, w torbie foliowej	szt.	500	0,280	140,00	8%
<b>Probówki i akcesoria do oznaczania OB - korek czarny</b>						
32-0401-3E	Probówki do OB na 1 ml krwi (Φ12x75 mm), z 3,8% cytrynianem sodu, z nadrukiem, z korkiem, w torbie foliowej	szt.	500	0,175	87,50	8%
32-0401-3N	Probówki do OB na 1 ml krwi (Φ12x75 mm), z 3,8% cytrynianem sodu, z nalepką, z korkiem, w torbie foliowej	szt.	500	0,150	75,00	8%
32-0402-3E	Probówki do OB na 1,6 ml krwi (Φ12x75 mm), z 3,8% cytrynianem sodu, z nadrukiem, z korkiem, w torbie foliowej	szt.	500	0,175	87,50	8%
32-0402-3N	Probówki do OB na 1,6 ml krwi (Φ12x75 mm), z 3,8% cytrynianem sodu, z nalepką, z korkiem, w torbie foliowej	szt.	500	0,155	77,50	8%
32-OB00-0	Rurki do OB z podziałką 0-180 mm i uszczelką mocującą rurkę w probówce - (2x100 szt.), w statywach kartonowych spakowanych w pudełko kartonowe	szt.	200	0,570	114,00	8%
32-OB01-3	Zestawy do OB na 1 ml krwi - probówka z nadrukiem (32-0401-3E) + rurka z podziałką (32-OB00-0), w pudełku kartonowym	kpl.	200	0,780	156,00	8%
32-OB01-3N	Zestawy do OB na 1 ml krwi - probówka z nalepką (32-0401-3N) + rurka z podziałką (32-OB00-0), w pudełku kartonowym	kpl.	200	0,750	150,00	8%
32-OB02-3	Zestawy do OB na 1,6 ml krwi - probówka z nadrukiem (32-0402-3E) + rurka z podziałką (32-OB00-0), w pudełku kartonowym	kpl.	200	0,780	156,00	8%
32-OB02-3N	Zestawy do OB na 1,6 ml krwi - probówka z nalepką (32-0402-3N), + rurka z podziałką (32-OB00-0), w pudełku kartonowym	kpl.	200	0,750	150,00	8%
32-OB10-1	Podstawki do nastawiania OB - 10-cio miejscowe, z PS	szt.	4	17,50	70,00	23%
32-OB10-2	Statyw do nastawiania OB - 10-cio miejscowy	szt.	1	69,00	69,00	8%
<b>Probówki do koagulologii - korek jasnoniebieski</b>						
32-0402-4E	Probówki na 1,8 ml krwi (Φ12x75 mm), z 3,2% cytrynianem sodu, z nadrukiem z korkiem, w torbie foliowej	szt.	500	0,175	87,50	8%
32-0402-4N	Probówki na 1,8 ml krwi (Φ12x75 mm), z 3,2% cytrynianem sodu, z nalepką, z korkiem, w torbie foliowej	szt.	500	0,155	77,50	8%
32-0403-4E	Probówki na 2,7 ml krwi (Φ12x75 mm), z 3,2% cytrynianem sodu, z nadrukiem, z korkiem, w torbie foliowej	szt.	500	0,175	87,50	8%
32-0403-4N	Probówki na 2,7 ml krwi (Φ12x75 mm), z 3,2% cytrynianem sodu, z nalepką, z korkiem, w torbie foliowej	szt.	500	0,155	77,50	8%
32-0704-4N	Probówki na 3,6 ml krwi (Φ12x92 mm), z 3,2% cytrynianem sodu, z nalepką, z korkiem, w torbie foliowej	szt.	250	0,270	67,50	8%
<b>Probówki do oznaczania poziomu glukozy - korek szary</b>						
32-0301-5E	Probówki na 1 ml krwi (Φ12x55 mm), z rozpylonym roztworem K2EDTA i fluorkiem sodu, z nadrukiem, z korkiem, w torbie foliowej	szt.	500	0,190	95,00	8%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujący od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
32-0301-5N	Probówki na 1 ml krwi (Φ12x55 mm), z rozpylnym roztworem K2EDTA i fluorkiem sodu, z nalepką, z korkiem, w torbie foliowej	szt.	500	0,170	85,00	8%
32-0402-5E	Probówki na 1,8 ml krwi (Φ12x75 mm), z rozpylnym roztworem K2EDTA i fluorkiem sodu, z nadrukiem, z korkiem, w torbie foliowej	szt.	500	0,195	97,50	8%
32-0402-5N	Probówki na 1,8 ml krwi (Φ12x75 mm), z rozpylnym roztworem K2EDTA i fluorkiem sodu, z nalepką, z korkiem, w torbie foliowej	szt.	500	0,175	87,50	8%
<b>Probówki do pozyskiwania osocza krwi do badań - korek zielony zawierające heparynę sodową</b>						
32-0402-6	Probówki na 2,5 ml krwi (Φ12x75 mm), z nadrukiem, z korkiem, w pudełku kartonowym	szt.	500	0,220	110,00	8%
32-0402-6N	Probówki na 2,5 ml krwi (Φ12x75 mm), z nalepką, z korkiem, w pudełku kartonowym	szt.	500	0,190	95,00	8%
32-1105-6	Probówki na 5 ml krwi (Φ16x100 mm), z nadrukiem, z korkiem, w pudełku kartonowym	szt.	200	0,320	64,00	8%
32-1105-6N	Probówki na 5 ml krwi (Φ16x100 mm), z nalepką, z korkiem, w pudełku kartonowym	szt.	200	0,300	60,00	8%
<b>zawierające heparynę litową</b>						
32-0402-7	Probówki na 2,5 ml krwi (Φ12x75 mm), z nadrukiem, z korkiem, w pudełku kartonowym	szt.	500	0,230	115,00	8%
32-0402-7N	Probówki na 2,5 ml krwi (Φ12x75 mm), z nalepką, z korkiem, w pudełku kartonowym	szt.	500	0,195	97,50	8%
32-1105-7	Probówki na 5 ml krwi (Φ16x100 mm), z nadrukiem, z korkiem, w pudełku kartonowym	szt.	200	0,340	68,00	8%
32-1105-7N	Probówki na 5 ml krwi (Φ16x100 mm), z nalepką, z korkiem, w pudełku kartonowym	szt.	200	0,310	62,00	8%
<b>Probówki do zliczania elementów komórkowych</b>						
32-0120-8	Probówki do barwienia retikulocytów na 120 µl krwi (Φ12x55 mm) zawierające błękit brylantowo-krezolowy, w pudełku kartonowym	szt.	50	0,360	18,00	8%
<b>Strzykawki do badań gazometrycznych krwi</b>						
32-ST02-7S	Strzykawki na 2 ml, z heparyną litową, sterylne	szt.	50	2,100	105,00	8%

### MLMiniCol® - UNIWERSALNY SYSTEM POBIERANIA I PREPAROWANIA MIKROOBJĘTOŚCI KRWI DO BADAŃ, STERYLNY

33ML-0250-01S	Probówki <b>MLMiniCol</b> do pozyskiwania surowicy krwi do badań, z przyspieszaczem wykrzepiania, na 250 µl krwi, z przebijalnym czerwonym korkiem, w komplecie z kapilarą i lejkiem, pakowane indywidualnie w blistry papier-folia oraz zbiorczo w pudełko kartonowe, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R)	kpl.	50	0,680	34,00	8%
33ML-0250-91S	Probówki <b>MLMiniCol</b> do pozyskiwania surowicy krwi do badań, z przyspieszaczem wykrzepiania i żelam separującym, na 250µl krwi, z przebijalnym żółtym korkiem, w komplecie z kapilarą i lejkiem, pakowane indywidualnie w blistry papier-folia oraz zbiorczo w pudełko kartonowe, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R)	kpl.	50	0,680	34,00	8%
33ML-0100-2S	Probówki <b>MLMiniCol</b> do hematologii, z K2EDTA, na 100 µl krwi, z przebijalnym fioletowym korkiem, w komplecie z kapilarą i lejkiem, pakowane indywidualnie w blistry papier-folia oraz zbiorczo w pudełko kartonowe, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R)	kpl.	50	0,680	34,00	8%
33ML-0200-2S	Probówki <b>MLMiniCol</b> do hematologii, z K2EDTA, na 200 µl krwi, z przebijalnym fioletowym korkiem, w komplecie z kapilarą i lejkiem, pakowane indywidualnie w blistry papier-folia oraz zbiorczo w pudełko kartonowe, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R)	kpl.	50	0,680	34,00	8%
33ML-0100-5S	Probówki <b>MLMiniCol</b> do oznaczania poziomu glukozy, z fluorkiem sodu i heparyną sodową, na 100µl krwi, z przebijalnym szarym korkiem, w komplecie z kapilarą i lejkiem, pakowane indywidualnie w blistry papier-folia oraz zbiorczo w pudełko kartonowe, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R)	kpl.	50	0,680	34,00	8%
33ML-0200-5S	Probówki <b>MLMiniCol</b> do oznaczania poziomu glukozy, z fluorkiem sodu i heparyną sodową, na 200µl krwi, z przebijalnym szarym korkiem, w komplecie z kapilarą i lejkiem, pakowane indywidualnie w blistry papier-folia oraz zbiorczo w pudełko kartonowe, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R)	kpl.	50	0,680	34,00	8%

### MIKROMETODA - KAPILARNY SYSTEM POBIERANIA I PREPAROWANIA KRWI DO BADAŃ, NIESTERYLNY

33-0250-01	Probówki z PP typu Click-Clack do pozyskiwania surowicy krwi do badań, z przyspieszaczem wykrzepiania i kapilarą z PP na 250 µl krwi - korek czerwony, w torbie foliowej	kpl.	50	1,000	50,00	8%
33-0250-91	Probówki z PP typu Click-Clack do pozyskiwania surowicy krwi do badań, z żelam separującym i przyspieszaczem wykrzepiania, z kapilarą z PP na 250 µl krwi - korek czerwony, w torbie foliowej	kpl.	50	1,650	82,50	8%
33-0100-2	Probówki z PP typu Click-Clack do hematologii, z K2EDTA i kapilarą z PP na 100 µl krwi - korek jasnofioletowy, w torbie foliowej	kpl.	50	0,980	49,00	8%
33-0200-2	Probówki z PP typu Click-Clack do hematologii, z K2EDTA i kapilarą z PP na 200 µl krwi - korek jasnofioletowy, w torbie foliowej	kpl.	50	0,980	49,00	8%
33-OB02-3	Zestawy do OB na 200 µl krwi (probówka z PP typu Click-Clack do mikrometody, z cytrynianem sodu i kapilarą + rurka z gumową zatyczką), w torbie foliowej	kpl.	50	2,600	130,00	8%
33-OB10-2	Statyw do zestawów do OB (33-OB02-3) z podziałką - 10-cio miejscowy	szt.	1	365,00	365,00	8%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujący od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
33-0100-5	Probówki z PP typu Click-Clack do glukozy, z fluorkiem sodu i kapilarą z PP na 100 µl krwi - korek szary, w torbie foliowej	kpl.	50	<b>0,980</b>	49,00	8%
33-0200-5	Probówki z PP typu Click-Clack do glukozy, z fluorkiem sodu i kapilarą z PP na 200 µl krwi - korek szary, w torbie foliowej	kpl.	50	<b>0,980</b>	49,00	8%
33-0250-7	Probówki z PP typu Click-Clack do pozyskiwania osocza krwi do badań, z heparyną litową i kapilarą na 250 µl krwi - korek zielony, w torbie foliowej	kpl.	50	<b>1,350</b>	67,50	8%
33-0250-81	Probówki z PP typu Click-Clack do bilirubiny, z przyspieszczaczem wykrzepiania i kapilarą z PP na 250 µl krwi - korek czerwony, w torbie foliowej	kpl.	50	<b>1,200</b>	60,00	8%

### PROBÓWKI LABORATORYJNE Z TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA

(Podane w nawiasach wymiary oznaczają w kolejności: średnicę zewnętrzną, wysokość całkowitą bez korka i grubość ścianki probówki)

#### Probówki z optycznie przejrzystego polistyrenu (PS)

20-1203-0	Probówki o poj. 3 ml (Φ12x55 mm), okrągłodenne	szt.	500	<b>0,050</b>	25,00	8%
20-1203-0Z	Probówki o poj. 3 ml (Φ12x55 mm), okrągłodenne, ze znacznikami: 1 i 2 ml	szt.	500	<b>0,095</b>	47,50	8%
20-1204-0	Probówki o poj. 4 ml (Φ12x75 mm), okrągłodenne	szt.	500	<b>0,052</b>	26,00	8%
20-1204-0Z	Probówki o poj. 4 ml (Φ12x75 mm), okrągłodenne, ze znacznikami: 1 i 2 ml	szt.	500	<b>0,098</b>	49,00	8%
20-1204-0S	Probówki o poj. 4 ml (Φ12x75 mm), okrągłodenne, z korkiem z PE, pakowane po 5 szt., sterylne	szt.	400	<b>0,270</b>	108,00	8%
20-1204-0XS	Probówki o poj. 4 ml (Φ12x75 mm), okrągłodenne, z korkiem z PE, pakowane zbiorczo, sterylne	szt.	100	<b>0,170</b>	17,00	8%
20-1205-0Z	Probówki o poj. 5 ml (Φ12x92 mm), okrągłodenne, ze znacznikami: 0,5; 2,5; 5 ml i kołnierzem	szt.	400	<b>0,110</b>	44,00	8%
20-1305-0	Probówki o poj. 5 ml (Φ13x75 mm), okrągłodenne - <b>MLMark</b>	szt.	500	<b>0,060</b>	30,00	8%
20-1305-0N	Probówki o poj. 5 ml (Φ13x75 mm), okrągłodenne, zakręcane	szt.	100	<b>0,150</b>	15,00	8%
20-1307-0	Probówki o poj. 7 ml (Φ13x100 mm), okrągłodenne - <b>MLMark</b>	szt.	400	<b>0,090</b>	36,00	8%
20-1609-0	Probówki o poj. 9 ml (Φ16x105 mm), stożkowe	szt.	200	<b>0,150</b>	30,00	8%
20-1609-0Z	Probówki o poj. 9 ml (Φ16x105 mm), stożkowe, ze znacznikami: 3; 5; 7 ml	szt.	200	<b>0,220</b>	44,00	8%
20-1610-0Z	Probówki o poj. 10 ml (Φ16x105 mm), stożkowe, ze znacznikami: 1; 2,5; 5; 10 ml - kształt stożka umożliwia stosowanie probówki do badania 1 ml osadu moczu	szt.	200	<b>0,100</b>	20,00	8%
20-1611-0	Probówki o poj. 11 ml (Φ16x100 mm), okrągłodenne	szt.	200	<b>0,105</b>	21,00	8%
20-1611-0Z	Probówki o poj. 11 ml (Φ16x100 mm), okrągłodenne, ze znacznikami: 5; 7; 9 ml	szt.	200	<b>0,155</b>	31,00	8%
20-1611-0S	Probówki o poj. 11 ml (Φ16x100 mm), okrągłodenne, z korkiem z PE, pakowane po 5 szt., sterylne	szt.	200	<b>0,350</b>	70,00	8%
20-1611-0XS	Probówki o poj. 11 ml (Φ16x100 mm), okrągłodenne, z korkiem z PE, pakowane zbiorczo, sterylne	szt.	100	<b>0,250</b>	25,00	8%
20-1620-0	Probówki o poj. 20 ml (Φ16+17x150 mm), okrągłodenne	szt.	100	<b>0,360</b>	36,00	8%

#### Probówki z chemicznie odpornego i autoklawowalnego polipropylenu (PP)

20-1203-1	Probówki o poj. 3 ml (Φ12x55 mm), okrągłodenne	szt.	500	<b>0,042</b>	21,00	8%
20-1204-1	Probówki o poj. 4 ml (Φ12x75 mm), okrągłodenne	szt.	500	<b>0,042</b>	21,00	8%
20-1205-1Z	Probówki o poj. 5 ml (Φ12x92 mm), okrągłodenne, ze znacznikami: 0,5; 2,5; 5 ml i kołnierzem	szt.	400	<b>0,099</b>	39,60	8%
20-1305-1	Probówki o poj. 5 ml (Φ13x75 mm), okrągłodenne - <b>MLMark</b>	szt.	500	<b>0,058</b>	29,00	8%
20-1607-1Z	Probówki o poj. 7 ml (Φ16x65 mm), stożkowe, ze znacznikami: 3; 4; 5 ml i kołnierzem	szt.	200	<b>0,065</b>	13,00	8%
20-1606-1Z	Probówki o poj. 7 ml (Φ16x65 mm), stożkowe, ze znacznikami: 3; 4; 5 ml i kołnierzem oraz z korkiem z PE	szt.	200	<b>0,090</b>	18,00	8%
20-1610-1Z	Probówki o poj. 10 ml (Φ16x105 mm), stożkowe, ze znacznikami: 1; 2,5; 5; 10 ml	szt.	200	<b>0,098</b>	19,60	8%
20-1611-1	Probówki o poj. 11 ml (Φ16x100 mm), okrągłodenne	szt.	200	<b>0,085</b>	17,00	8%

#### Probówki laboratoryjne ze szkła

21-1204-6	Probówki ogólnego zastosowania o poj. 5 ml (Φ12x75x0,6 mm), okrągłodenne, ze szkła borokrzemowego - <b>MLMark</b>	szt.	250	<b>0,140</b>	35,00	23%
21-1005-6	Probówki o poj. 5 ml (Φ10x100x0,8-1,0 mm), okrągłodenne, ze szkła borokrzemowego, bakteriologiczne - <b>MLMark</b>	szt.	250	<b>0,160</b>	40,00	23%
21-1207-6	Probówki ogólnego zastosowania o poj. 7 ml (Φ12x100x0,6 mm), okrągłodenne, ze szkła borokrzemowego - <b>MLMark</b>	szt.	250	<b>0,180</b>	45,00	23%
21-1610-6	Probówki o poj. 10 ml (Φ16x100x0,8 mm), stożkowe, ze szkła borokrzemowego	szt.	100	<b>1,200</b>	120,00	23%
21-1611-6	Probówki o poj. 11 ml (Φ16x98x1,2 mm), okrągłodenne, wirówkowe ze szkła sodowo-wapniowego	szt.	100	<b>0,650</b>	65,00	23%
21-1612-6	Probówki ogólnego zastosowania o poj. 10 ml (Φ16x100x0,7 mm), okrągłodenne, ze szkła borokrzemowego - <b>MLMark</b>	szt.	250	<b>0,290</b>	72,50	23%
21-1615-6	Probówki o poj. 15 ml (Φ16x130x0,8 mm), okrągłodenne, ze szkła sodowo-wapniowego	szt.	250	<b>0,770</b>	192,50	23%
21-1715-6	Probówki o poj. 15 ml (Φ16,5x112x1,0 mm), stożkowe, wirówkowe ze szkła sodowo-wapniowego	szt.	100	<b>1,500</b>	150,00	23%
21-1715-6Z	Probówki o poj. 15 ml (Φ16,5x112x1,0 mm), stożkowe, z podziałką, wirówkowe ze szkła sodowo-wapniowego	szt.	100	<b>6,500</b>	650,00	23%
21-1620-6	Probówki ogólnego zastosowania o poj. 20 ml (Φ16x150x1,0 mm), okrągłodenne, ze szkła borokrzemowego - <b>MLMark</b>	szt.	250	<b>0,450</b>	112,50	23%



# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
<b>Szczotki do próbek</b>						
22-9015-7	Szczotki do próbek o śr. do 15 mm, dł. 280 mm, z bawelnianym końcem	szt.	10	9,500	95,00	23%
22-9025-7	Szczotki do próbek o śr. 15-25 mm, dł. 310 mm, z bawelnianym końcem	szt.	10	11,80	118,00	23%

### KORKI DO PROBÓWEK LABORATORYJNYCH OGÓLNEGO ZASTOSOWANIA

23-1201-0	Korki do próbek o śr. zew. 12 mm, białe -MLMark	szt.	500	0,022	11,00	8%
23-1201-1	Korki do próbek o śr. zew. 12 mm, czerwone -MLMark	szt.	500	0,022	11,00	8%
23-1201-2	Korki do próbek o śr. zew. 12 mm, zielone -MLMark	szt.	500	0,022	11,00	8%
23-1201-3	Korki do próbek o śr. zew. 12 mm, żółte -MLMark	szt.	500	0,022	11,00	8%
23-1201-4	Korki do próbek o śr. zew. 12 mm, niebieskie -MLMark	szt.	500	0,022	11,00	8%
23-1201-5	Korki do próbek o śr. zew. 12 mm, fioletowe -MLMark	szt.	500	0,022	11,00	8%
23-1202-0	Korki uniwersalne do próbek o śr. zew. 11-13 mm, wargowe, bezbarwne	szt.	1000	0,057	57,00	8%
23-1202-1	Korki uniwersalne do próbek o śr. zew. 11-13 mm, wargowe, czerwone	szt.	1000	0,057	57,00	8%
23-1202-2	Korki uniwersalne do próbek o śr. zew. 11-13 mm, wargowe, zielone	szt.	1000	0,057	57,00	8%
23-1202-3	Korki uniwersalne do próbek o śr. zew. 11-13 mm, wargowe, żółte	szt.	1000	0,057	57,00	8%
23-1202-4	Korki uniwersalne do próbek o śr. zew. 11-13 mm, wargowe, niebieskie	szt.	1000	0,057	57,00	8%
23-1301-0	Korki do próbek o śr. zew. 13 mm, wargowe, białe -MLMark	szt.	1000	0,030	30,00	8%
23-1301-1	Korki do próbek o śr. zew. 13 mm, wargowe, czerwone -MLMark	szt.	1000	0,030	30,00	8%
23-1301-2	Korki do próbek o śr. zew. 13 mm, wargowe, zielone -MLMark	szt.	1000	0,030	30,00	8%
23-1301-4	Korki do próbek o śr. zew. 13 mm, wargowe, niebieskie -MLMark	szt.	1000	0,030	30,00	8%
23-1301-5	Korki do próbek o śr. zew. 13 mm, wargowe, fioletowe -MLMark	szt.	1000	0,030	30,00	8%
23-1601-0	Korki do próbek o śr. zew. 16 mm, białe -MLMark	szt.	500	0,028	14,00	8%
23-1601-1	Korki do próbek o śr. zew. 16 mm, czerwone -MLMark	szt.	500	0,028	14,00	8%
23-1601-2	Korki do próbek o śr. zew. 16 mm, zielone -MLMark	szt.	500	0,028	14,00	8%
23-1601-3	Korki do próbek o śr. zew. 16 mm, żółte -MLMark	szt.	500	0,028	14,00	8%
23-1601-4	Korki do próbek o śr. zew. 16 mm, niebieskie -MLMark	szt.	500	0,028	14,00	8%
23-1602-0	Korki uniwersalne do próbek o śr. zew. 15-17 mm, wargowe, bezbarwne	szt.	1000	0,070	70,00	8%
23-1602-1	Korki uniwersalne do próbek o śr. zew. 15-17 mm, wargowe, czerwone	szt.	1000	0,070	70,00	8%
23-1602-2	Korki uniwersalne do próbek o śr. zew. 15-17 mm, wargowe, zielone	szt.	1000	0,070	70,00	8%
23-1602-3	Korki uniwersalne do próbek o śr. zew. 15-17 mm, wargowe, żółte	szt.	1000	0,070	70,00	8%
23-1602-4	Korki uniwersalne do próbek o śr. zew. 15-17 mm, wargowe, niebieskie	szt.	1000	0,070	70,00	8%
23-1206-4	Korki przekłuwalne do próbek o śr. zew. 12 mm, z elastomeru - różne kolory	szt.	200	0,075	15,00	8%
23-130N-2	Zakrętki do próbek 5 ml (20-1305-0N), z PE - żółte	szt.	100	0,062	6,20	8%

### POJEMNIKI, PROBÓWKI I TOREBKI DO TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA PRÓBEK

(Podane w nawiasach wymiary oznaczają w kolejności: max. średnicę zewnętrzną oraz wysokość całkowitą pojemnika z zakrętką lub wieczkiem)

#### Pojemniki laboratoryjne o pojemności do 30 ml

24-0200-1	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 20 ml i całk. 25 ml, z PP, z wieczkiem	szt.	100	0,360	36,00	8%
24-0200-1S	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 20 ml i całk. 25 ml, z PP, z wieczkiem, pakowane indywidualnie, sterylne	szt.	50	0,640	32,00	8%
24-0201-1	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 20 ml i całk. 25 ml, z PP, z wieczkiem i łopatką	szt.	100	0,440	44,00	8%
24-0201-1S	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 20 ml i całk. 25 ml, z PP, z wieczkiem i łopatką, pakowane indywidualnie, sterylne	szt.	50	0,690	34,50	8%
24-0300-0	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 25 ml i całk. 30 ml, z PP, z zakrętką ze zmodyfikowanego PE w kolorze białym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne -MLMark	szt.	100	0,230	23,00	8%
24-0300-1A	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 25 ml i całk. 30 ml, z PP, z zakrętką ze zmodyfikowanego PE w kolorze czerwonym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne, pakowane indywidualnie, aseptyczne -MLMark	szt.	100	0,280	28,00	8%
24-0300-1SR	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 25 ml i całk. 30 ml, z PP, z zakrętką ze zmodyfikowanego PE w kolorze czerwonym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne, pakowane indywidualnie, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R) -MLMark	szt.	100	0,340	34,00	8%
24-0301-0	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 25 ml i całk. 30 ml, z PP, z zakrętką i łopatką ze zmodyfikowanego PE w kolorze białym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne -MLMark	szt.	100	0,230	23,00	8%
24-0301-3	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 25 ml i całk. 30 ml, z PP, z zakrętką i łopatką ze zmodyfikowanego PE w kolorze żółtym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne, zalecane do kału -MLMark	szt.	100	0,230	23,00	8%
24-0301-1A	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 25 ml i całk. 30 ml, z PP, z zakrętką i łopatką ze zmodyfikowanego PE w kolorze czerwonym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne, pakowane indywidualnie, aseptyczne -MLMark	szt.	100	0,280	28,00	8%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
24-0301-1SR	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 25 ml i całk. 30 ml, z PP, z zakrętką i łopatką ze zmodyfikowanego PE w kolorze czerwonym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne, pakowane indywidualnie, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R) - <b>MLMark</b>	szt.	100	0,340	34,00	8%
<b>Pojemniki laboratoryjne o pojemności do 60 ml -MLMark™</b>						
24-0600-0	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 50 ml i całk. 60 ml, z PP, z zakrętką ze zmodyfikowanego PE w kolorze białym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne	szt.	100	0,260	26,00	8%
24-0600-3	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 50 ml i całk. 60 ml, z PP, z zakrętką ze zmodyfikowanego PE w kolorze żółtym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne- <u>zalecane do moczu</u>	szt.	100	0,260	26,00	8%
24-0600-1A	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 50 ml i całk. 60 ml, z PP, z zakrętką ze zmodyfikowanego PE w kolorze czerwonym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne, pakowane indywidualnie, aseptyczne	szt.	100	0,320	32,00	8%
24-0600-1SR	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 50 ml i całk. 60 ml, z PP, z zakrętką ze zmodyfikowanego PE w kolorze czerwonym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne, pakowane indywidualnie, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R)	szt.	100	0,380	38,00	8%
24-0601-0	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 50 ml i całk. 60 ml, z PP, z zakrętką i łopatką ze zmodyfikowanego PE w kolorze białym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne	szt.	100	0,260	26,00	8%
24-0601-1A	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 50 ml i całk. 60 ml, z PP, z zakrętką i łopatką ze zmodyfikowanego PE w kolorze czerwonym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne, pakowane indywidualnie, aseptyczne	szt.	100	0,320	32,00	8%
24-0601-1SR	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 50 ml i całk. 60 ml, z PP, z zakrętką i łopatką ze zmodyfikowanego PE w kolorze czerwonym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne, pakowane indywidualnie, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R)	szt.	100	0,380	38,00	8%
<b>Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 120 ml -MLMark™</b>						
24-1200-01	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 120 ml i całk. 140 ml, z PP, z zakrętką z PP w kolorze bezbarwnym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne	szt.	500	0,280	140,00	8%
24-1200-0	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 120 ml i całk. 140 ml, z PP, z zakrętką ze zmodyfikowanego PE w kolorze białym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne	szt.	500	0,280	140,00	8%
24-1200-1	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 120 ml i całk. 140 ml, z PP, z zakrętką ze zmodyfikowanego PE w kolorze czerwonym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne	szt.	500	0,280	140,00	8%
24-1200-3	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 120 ml i całk. 140 ml, z PP, z zakrętką ze zmodyfikowanego PE w kolorze żółtym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne	szt.	500	0,280	140,00	8%
24-1200-1A	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 120 ml i całk. 140 ml, z PP, z zakrętką z PE w kolorze czerwonym oraz podziałką i matowym polem do opisu, pakowane indywidualnie, aseptyczne	szt.	200	0,390	78,00	8%
24-1200-3A	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 120 ml i całk. 140 ml, z PP, z zakrętką z PE w kolorze żółtym oraz podziałką i matowym polem do opisu, pakowane indywidualnie, aseptyczne	szt.	200	0,390	78,00	8%
24-1200-1SR	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 120 ml i całk. 140 ml, z PP, z zakrętką z PE w kolorze czerwonym oraz podziałką i matowym polem do opisu, pakowane indywidualnie w torebki foliowe, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R)	szt.	100	0,495	49,50	8%
<b>Probówki transportowo-wirówkowe typu FALCONE -MLMark™</b>						
24-3015-1	Probówki typu FALCONE o poj. całkowitej 15 ml (Φ17x120 mm), z PP, z zakrętką w kolorze niebieskim, z dnem stożkowym i nadrukowaną podziałką co 0,5 ml w zakresie 2-13,5 ml, wodoszczelne	szt.	100	0,480	48,00	8%
24-3015-1S	Probówki jak wyżej z zakrętką w kolorze czerwonym, pakowane indywidualnie w torebki foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu (STERYLNE EO) - w pudełku kartonowym z dozownikiem	szt.	50	0,620	31,00	8%
24-3050-1	Probówki typu FALCONE o poj. całkowitej 50 ml (Φ30x115 mm), z PP, z zakrętką w kolorze niebieskim, z dnem stożkowym i nadrukowaną podziałką co 2,5 ml w zakresie 5-45 ml, wodoszczelne	szt.	50	0,550	27,50	8%
24-3050-1S	Probówki jak wyżej z zakrętką w kolorze czerwonym, pakowane indywidualnie w torebki foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu (STERYLNE EO) - w pudełku kartonowym z dozownikiem	szt.	50	0,690	34,50	8%
24-3050-1W	Probówki typu FALCONE o poj. całkowitej 50 ml (Φ30x115 mm), z PP, z zakrętką w kolorze niebieskim, samostojące, z dnem stożkowym i nadrukowaną podziałką co 2,5 ml w zakresie 5-45 ml, wodoszczelne	szt.	50	0,550	27,50	8%
24-3050-1WS	Probówki jak wyżej z zakrętką w kolorze czerwonym, pakowane indywidualnie w torebki foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu (STERYLNE EO) - w pudełku kartonowym z dozownikiem	szt.	50	0,690	34,50	8%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
<b>Pojemniki na próbki biologiczne (anatomiczne, chirurgiczne, itp.)</b>						
24-4015-0	Pojemniki o poj. 15 ml (Φ35x33 mm), z PS, z zakrętką z PE	szt.	500	0,460	230,00	8%
24-4030-0	Pojemniki o poj. 30 ml (Φ35x50 mm), z PS, z zakrętką z PE	szt.	500	0,550	275,00	8%
24-4100-0	Pojemniki o poj. 100 ml (Φ65x55 mm), z PS, z zakrętką z PE	szt.	250	1,370	342,50	8%
24-4200-0	Pojemniki o poj. 200 ml (Φ65x85 mm), z PS, z zakrętką z PE	szt.	180	1,850	333,00	8%
<b>Pojemniki laboratoryjne z PE</b>						
24-5007-22	Pojemniki o poj. 70 ml, z zakrętką i wewnętrznym wieczkiem	szt.	50	3,200	160,00	8%
24-5012-22	Pojemniki o poj. 120 ml, z zakrętką i wewnętrznym wieczkiem	szt.	50	3,600	180,00	8%
24-5025-22	Pojemniki o poj. 250 ml, z zakrętką i wewnętrznym wieczkiem	szt.	50	3,800	190,00	8%
24-5050-22	Pojemniki o poj. 500 ml, z zakrętką i wewnętrznym wieczkiem	szt.	50	4,600	230,00	8%
24-5100-22	Pojemniki o poj. 1000 ml, z zakrętką i wewnętrznym wieczkiem	szt.	20	6,200	124,00	8%
24-5200-22	Pojemniki o poj. 2000 ml, z zakrętką i wewnętrznym wieczkiem	szt.	10	7,900	79,00	8%
<b>Torebki na próbki z przezroczystego polietylenu (PE)</b>						
24-7010-2	Torebki o wym.: 7x10 cm, z zamknięciem typu "snap"	szt.	500	0,044	22,00	23%
24-7018-2	Torebki o wym.: 12x18 cm, z zamknięciem typu "snap"	szt.	500	0,068	34,00	23%
24-7020-2	Torebki o wym.: 15x20 cm, z zamknięciem typu "snap"	szt.	200	0,089	17,80	23%
24-7025-2	Torebki o wym.: 20x25 cm, z zamknięciem typu "snap"	szt.	200	0,135	27,00	23%

### PROBÓWKI WIRÓWKOWE TYPU EPPENDORF, Z WYPOSAŻENIEM

25-0500-0L	Probówki typu Eppendorf o poj. 0,5 ml, z PP, bezbarwne, <u>z zamknięciem typu SAFE LOCK</u> , z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką co 0,1 ml do 0,5 ml i polem do opisu, autoklawowalne - <b>MLMark</b>	szt.	1000	0,032	32,00	8%
25-1500-0	Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, z PP, bezbarwne, z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką: 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 ml i polem do opisu, autoklawowalne - <b>MLMark</b>	szt.	500	0,028	14,00	8%
25-1500-0L	Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, z PP, bezbarwne, <u>z zamknięciem typu SAFE LOCK</u> , z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką: 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 ml i polem do opisu, autoklawowalne - <b>MLMark</b>	szt.	500	0,030	15,00	8%
25-1500-2L	Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, z PP, zielone, <u>z zamknięciem typu SAFE LOCK</u> , z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką: 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 ml i polem do opisu, autoklawowalne - <b>MLMark</b>	szt.	500	0,030	15,00	8%
25-1500-3L	Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, z PP, żółte, <u>z zamknięciem typu SAFE LOCK</u> , z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką: 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 ml i polem do opisu, autoklawowalne - <b>MLMark</b>	szt.	500	0,030	15,00	8%
25-1500-4L	Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, z PP, niebieskie, <u>z zamknięciem typu SAFE LOCK</u> , z dnem stożkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką: 0,1; 0,5; 1,0; 1,5 ml i polem do opisu, autoklawowalne - <b>MLMark</b>	szt.	500	0,030	15,00	8%
25-1500-9	Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml, bezbarwne o podwyższonej przezroczystości, z dnem płaskim	szt.	1000	0,049	49,00	8%
25-2000-1	Probówki typu Eppendorf o poj. 2 ml, z PP, bezbarwne o podwyższonej przezroczystości, z dnem soczewkowym i płaskim wieczkiem na zawiasie, z podziałką co 0,5 ml do 2 ml i polem do opisu, autoklawowalne - <b>MLMark</b>	szt.	500	0,058	29,00	8%
25-9020-1	Statyw na 20 probówek typu Eppendorf o poj. 1,5 ml	szt.	1	35,00	35,00	23%
25-9100-1	Statyw o wys. 45 mm na 100 probówek typu Eppendorf o poj. 1,5 ml lub 2 ml	szt.	1	39,00	39,00	23%

### PROBÓWKI CRYOVIAL DO GŁĘBOKIEGO MROŻENIA, STERYLNE, Z WYPOSAŻENIEM

(Temperatura użytkowania -196°C - +121°C)

26-3002-4S	Probówki Cryovial na 2 ml z zakrętką samouszczelniającą i nóżkami	szt.	100	0,980	98,00	8%
26-3005-4S	Probówki Cryovial na 5 ml z zakrętką samouszczelniającą i nóżkami	szt.	100	1,400	140,00	8%
26-3102-4S	Probówki Cryovial na 2 ml z wkręcany korkiem, uszczelką i nóżkami	szt.	100	1,400	140,00	8%
26-3105-4S	Probówki Cryovial na 5 ml z wkręcany korkiem, uszczelką, bez nóżek	szt.	100	1,650	165,00	8%
26-8000-9	Kolorowe wkładki kodujące do korków probówek Cryovial - różne kolory	szt.	500	0,130	65,00	23%
26-9050-5	Statyw roboczy na 50 probówek Cryovial z nóżkami stabilizującymi	szt.	1	55,00	55,00	23%
26-9081-2	Pudełko (Statyw) na 81 probówek Cryovial o poj. 2 ml, z przykrywką z numeracją otworów	szt.	1	39,00	39,00	23%
26-9081-5	Pudełko (Statyw) na 81 probówek Cryovial o poj. 5 ml, z przykrywką z numeracją otworów	szt.	1	54,00	54,00	23%

### PROBÓWKI DO BIOLOGII MOLEKULARNEJ W TYM PCR - CZYSTE MOLEKULARNIE

27-1021-0M	Probówki do PCR o poj. 0,2 ml z wypukłym wieczkiem - bezbarwne	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1021-1M	Probówki do PCR o poj. 0,2 ml z wypukłym wieczkiem - czerwone	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1021-2M	Probówki do PCR o poj. 0,2 ml z wypukłym wieczkiem - zielone	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1021-3M	Probówki do PCR o poj. 0,2 ml z wypukłym wieczkiem - żółte	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1021-4M	Probówki do PCR o poj. 0,2 ml z wypukłym wieczkiem - niebieskie	szt.	1000	0,155	155,00	8%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
27-1023-0M	Probówki do PCR o poj. 0,2 ml z płaskim wieczkiem - bezbarwne	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1023-1M	Probówki do PCR o poj. 0,2 ml z płaskim wieczkiem - czerwone	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1023-2M	Probówki do PCR o poj. 0,2 ml z płaskim wieczkiem - zielone	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1023-3M	Probówki do PCR o poj. 0,2 ml z płaskim wieczkiem - żółte	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1023-4M	Probówki do PCR o poj. 0,2 ml z płaskim wieczkiem - niebieskie	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1051-0M	Probówki do PCR o poj. 0,5 ml z wypukłym wieczkiem - bezbarwne	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1051-1M	Probówki do PCR o poj. 0,5 ml z wypukłym wieczkiem - czerwone	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1051-2M	Probówki do PCR o poj. 0,5 ml z wypukłym wieczkiem - zielone	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1051-3M	Probówki do PCR o poj. 0,5 ml z wypukłym wieczkiem - żółte	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1051-4M	Probówki do PCR o poj. 0,5 ml z wypukłym wieczkiem - niebieskie	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1053-0M	Probówki do PCR o poj. 0,5 ml z płaskim wieczkiem - bezbarwne	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1053-1M	Probówki do PCR o poj. 0,5 ml z płaskim wieczkiem - czerwone	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1053-2M	Probówki do PCR o poj. 0,5 ml z płaskim wieczkiem - zielone	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1053-3M	Probówki do PCR o poj. 0,5 ml z płaskim wieczkiem - żółte	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1053-4M	Probówki do PCR o poj. 0,5 ml z płaskim wieczkiem - niebieskie	szt.	1000	0,155	155,00	8%
27-1153-0M	Probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml czyste molekularnie, z podziałką	szt.	1000	0,095	95,00	8%
27-1203-0M	Probówki typu Eppendorf o poj. 2,0 ml czyste molekularnie, z podziałką	szt.	1000	0,120	120,00	8%

**Produkt czysty molekularnie** - jest to produkt nie zawierający w/na sobie zanieczyszczeń organicznych typu DNA-zy, RNA-zy, DNA, RNA, inhibitory PCR, itp. mogących wpływać na wyniki badań kwasów nukleinowych w biologii molekularnej, co udokumentowane jest stosownymi certyfikatami.

### STATYWY NA PROBÓWKI LABORATORYJNE

STATYWY Z WŁÓKNEM SZKLANYM - AUTOKLAWOWALNE						
28-1212-1	Statyw na 12 probówek o śr. 12 mm, 2-rzędowy, o wys. 80 mm	szt.	1	32,50	32,50	23%
28-1390-1	Statyw na 90 probówek o śr. 11-13 mm, 6-rzędowy, o wys. 60 mm	szt.	1	34,50	34,50	23%
28-1610-1	Statyw na 10 probówek o śr. 16 mm, 1-rzędowy, o wys. 65 mm, do titracji	szt.	1	19,50	19,50	23%
28-1660-1	Statyw na 60 probówek o śr. 16 mm, 5-rzędowy, o wys. 70 mm	szt.	1	36,00	36,00	23%
N 28-1750-1	<b>Stawy uniwersalny na 50 probówek o śr. 12-17 mm, 5-rzędowy, o wys. 70 mm, z mocowaniem zabezpieczającym probówki przed ich wypadaniem podczas transportu lub mieszania ich zawartości</b>	szt.	1	25,00	25,00	8%
28-1809-1	Statyw na 9 probówek o śr. 18 mm, 1-rzędowy, o wys. 65 mm, do titracji	szt.	1	19,50	19,50	23%
28-1810-1	Statyw na 10 probówek o śr. 18 mm, 1-rzędowy, o wys. 74 mm	szt.	1	25,00	25,00	23%
28-2040-1	Statyw na 40 probówek o śr. 16-20 mm, 4-rzędowy, o wys. 70 mm	szt.	1	34,50	34,50	23%
28-2540-1	Statyw na 40 probówek o śr. 20-25 mm, 4-rzędowy, o wys. 70 mm	szt.	1	39,00	39,00	23%
28-3024-1	Statyw na 24 probówki o śr. 20-30 mm, 3-rzędowy, o wys. 85 mm	szt.	1	42,00	42,00	23%
STATYWY Z DRUTU POWLEKANEGO TWORZYWEM SZTUCZNYM - AUTOKLAWOWALNE						
28-1220-7	Statyw na 20 probówek o śr. 12 mm, 2-rzędowy, o wys. 70 mm	szt.	1	22,00	22,00	23%
28-1250-7	Statyw na 50 probówek o śr. 12 mm, 5-rzędowy, o wys. 70 mm	szt.	1	36,00	36,00	23%
28-1620-7	Statyw na 20 probówek o śr. 16 mm, 2-rzędowy, o wys. 70 mm	szt.	1	26,00	26,00	23%
28-1650-7	Statyw na 50 probówek o śr. 16 mm, 5-rzędowy, o wys. 70 mm	szt.	1	36,00	36,00	23%

### WYROBY JEDNORAZOWE DO ZBIÓRKI I BADANIA MOCZU

24-1200-01	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 120 ml i całk. 140 ml, z PP, z zakrętką z PP w kolorze bezbarwnym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne - <b>MLMark</b>	szt.	500	0,280	140,00	8%
24-1200-0	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 120 ml i całk. 140 ml, z PP, z zakrętką ze zmodyfikowanego PE w kolorze białym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne - <b>MLMark</b>	szt.	500	0,280	140,00	8%
24-1200-1	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 120 ml i całk. 140 ml, z PP, z zakrętką ze zmodyfikowanego PE w kolorze czerwonym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne - <b>MLMark</b>	szt.	500	0,280	140,00	8%
24-1200-3	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 120 ml i całk. 140 ml, z PP, z zakrętką ze zmodyfikowanego PE w kolorze żółtym oraz podziałką i matowym polem do opisu, w całości autoklawowalne - <b>MLMark</b>	szt.	500	0,280	140,00	8%
24-1200-1A	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 120 ml i całk. 140 ml, z PP, z zakrętką z PE w kolorze czerwonym oraz podziałką i matowym polem do opisu, pakowane indywidualnie, aseptyczne - <b>MLMark</b>	szt.	200	0,390	78,00	8%
24-1200-3A	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 120 ml i całk. 140 ml, z PP, z zakrętką z PE w kolorze żółtym oraz podziałką i matowym polem do opisu, pakowane indywidualnie, aseptyczne - <b>MLMark</b>	szt.	200	0,390	78,00	8%
24-1200-1SR	Pojemniki laboratoryjne o poj. użytkowej do 120 ml i całk. 140 ml, z PP, z zakrętką z PE w kolorze czerwonym oraz podziałką i matowym polem do opisu, pakowane indywidualnie w torebki foliowe, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R) - <b>MLMark</b>	szt.	100	0,495	49,50	8%



# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
35-0125-1	Pojemniki do moczu o poj. 125 ml, z PP, z pokrywką z dyspenserem	szt.	250	0,390	97,50	8%
35-1210-0	Probówki do badania moczu w tym osadu o poj. 10 ml (Φ16x105 mm), stożkowe, na 1 ml osadu, ze znacznikami poj.: 1,0; 2,5; 5,0 i 10,0 ml, z przezroczystego PS, z nalepką oraz żółtym korkiem	szt.	200	0,150	30,00	8%
35-1205-0P	Probówki do badania osadu moczu o poj. 12 ml (Φ16x105 mm), z wgłębieniem na 0,5 ml osadu, ze znacznikami poj.: 2,5; 5,0; i 10,0 ml i kielichowym wlotem, z przezroczystego PS	szt.	100	0,110	11,00	8%
35-1210-0P	Probówki do wirowania moczu o poj. 12 ml (Φ16x105 mm), z dnem soczewkowym na 1 ml osadu moczu, ze znacznikami poj.: 1,0; 3,0; 6,0; 9,0; 12,0 ml i kielichowym wlotem, z przezroczystego PS	szt.	100	0,195	19,50	8%
35-1210-0K	Korki zewnętrzne do probówek (35-1205-0P i 35-1210-0P), z PE - niebieskie	szt.	100	0,068	6,80	8%
35-1210-1K	Korki zewnętrzne do probówek (35-1205-0P i 35-1210-0P), z uchwytem pionowym, wykonane z PE, żółte - do współpracy z analizatorami do moczu	szt.	100	0,039	3,90	8%
35-0105-0	Kamery Pentasquare® - z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu, z PMMA - 10 miejscowe (na 10 badań)	szt.	100	1,980	198,00	8%
35-1000-0	Zestaw na 1000 badań osadu moczu - probówki do badania osadu moczu (35-1205-0P) - 1000 szt. + kamery Pentasquare® (35-0105-0) - 100 szt.	kpl.	1	270,00	270,00	8%
35-10U2-1S	Podłoże transportowo-wzrostowe K-Slide z dwoma podłożami: CLED Agar/MacConkey Agar do wykrywania bakterii w moczu	szt.	10	2,900	29,00	8%
35-2002-2	Pojemniki do 24 h zbiórki moczu, o poj. 2,0 l w kształcie walca z uchwytem, z HDPE, z podziałką, z zakrętką z PE i wewnętrznym wieczkiem	szt.	33	6,200	204,60	8%
35-2502-2	Pojemniki do 24 h zbiórki moczu, o poj. 2,7 l w kształcie prostopadłościanu z uchwytem, z HDPE, z podziałką i zakrętką z PE	szt.	34	7,900	268,60	8%

### CZYTNIK I TESTY PASKOWE DO ANALIZY MOCZU

35-URA-151	Czytnik testów paskowych do moczu URITEK-151 przystosowany do testów paskowych URS 10 parametrycznych, z wyświetlaczem i wbudowaną drukarką, o maksymalnej wydajności 120 testów na godzinę, z możliwością przechowywania do 1000 wyników badań, wyposażony w standardowe łącze RS232 i port szeregowy	szt.	1	1 980,00	1 980,00	8%
35-URS-2K	Testy paskowe URS-2 do analizy moczu - 2 parametryczne (glukoza, ketony)	szt.	100	0,160	16,00	8%
35-URS-10	Testy paskowe URS-10 do analizy moczu - 10 parametryczne (glukoza, bilirubina, ketony, ciężar właściwy, krew, pH, białko, urobilinogen, azotyny, leukocyty)	szt.	100	0,350	35,00	8%

### KUWETY, NACZYNNKA ORAZ MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE DO ANALIZATORÓW MEDYCZNYCH

38-0102-0	Naczynka typu Centrifichem o poj. 0,25 ml do analizatorów TECHNICON	szt.	1000	0,068	68,00	8%
38-0105-0	Naczynka o poj. 0,5 ml do analizatorów TECHNICON i Synchron typ: CX5 i CX9 - firmy Beckman	szt.	1000	0,050	50,00	8%
38-0120-0	Naczynka o poj. 2 ml do analizatorów TECHNICON	szt.	1000	0,050	50,00	8%
38-0210-0	Segmety po 12 kuwet do analizatorów COBAS MIRA i COBAS MIRA PLUS, w statywie	szt.	15	3,000	45,00	8%
38-0210-1	Segmety po 12 kuwet do analizatorów COBAS MIRA i COBAS MIRA PLUS pakowane indywidualnie, bez statywu	szt.	15	2,650	39,75	8%
38-0207-0	Naczynka o poj. 0,7 ml do analizatorów COBAS - białe	szt.	1000	0,045	45,00	8%
38-0207-1	Naczynka o poj. 0,7 ml do analizatorów COBAS - różowe	szt.	1000	0,045	45,00	8%
38-0207-3	Naczynka o poj. 0,7 ml do analizatorów COBAS - żółte	szt.	1000	0,045	45,00	8%
38-0207-4	Naczynka o poj. 0,7 ml do analizatorów COBAS - niebieskie	szt.	1000	0,045	45,00	8%
38-0350-0	Naczynka o poj. 0,5 ml do analizatorów BECKMAN	szt.	1000	0,059	59,00	8%
38-0610-0	Naczynka pomiarowe o poj. 3 ml do analizatorów HITACHI, z PS	szt.	1000	0,068	68,00	8%
38-2027-0	Naczynka o poj. 27 ml do analizatorów COULTER, bezpyłowe	szt.	1000	0,400	400,00	8%
38-5160-0	Naczynka z PS do koagulometrów: Chrom 3003, Chrom-7, C-3002, K-3002 Optic, K-3002 Mini	szt.	500	0,140	70,00	8%
38-5232-0	Naczynka do analizatora FIBRYNTIMER 2, z mieszadełkami	kpl.	500	0,400	200,00	8%
38-7004-2	Naczynka scyntylicyjne o poj. 4 ml z zakrętką z PE	szt.	2000	0,230	460,00	8%
38-7020-2	Naczynka scyntylicyjne o poj. 20 ml z zakrętką z PE	szt.	1000	0,480	480,00	8%

### KUWETY DO SPEKTROFOTOMETRÓW DO DIAGNOSTYKI MEDYCZNEJ

38-6252-0	Kuwety "pół-micro" o poj. 0,5-2,5 ml, dwuścienne, z PS	szt.	100	0,225	22,50	8%
38-6452-0	Kuwety "macro" o poj. do 4,5 ml, dwuścienne, z PS	szt.	100	0,225	22,50	8%
38-6900-0	Mieszadełka do kuwet spektrofotometrycznych	szt.	100	0,140	14,00	8%
38-6912-2	Podstawa z tworzywa na 12 kuwet spektrofotometrycznych	szt.	5	8,500	42,50	23%



# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
<b>MIKROPLYTKI TITRACYJNE</b>						
39-096F-0S	Mikroptytki titracyjne "F" z celkami z dnem płaskim o poj. 370 µl, z PS, pakowane indywidualnie, aseptyczne	szt.	50	2,950	147,50	8%
39-096U-0S	Mikroptytki titracyjne "U" z celkami z dnem kulistym o poj. 367 µl, z PS, pakowane indywidualnie, aseptyczne	szt.	50	2,950	147,50	8%
39-096V-0S	Mikroptytki titracyjne "V" z celkami z dnem stożkowym o poj. 288 µl, z PS, pakowane indywidualnie, aseptyczne	szt.	50	2,950	147,50	8%
39-0960-0S	Pokrywki do płytek titracyjnych, z PS, pakowane indywidualnie, aseptyczne	szt.	50	2,250	112,50	8%

### SZKIEŁKA MIKROSKOPOWE PODSTAWOWE, CIĘTE (76x26 mm) I SZLIFOWANE (75x25 mm)

#### Szkiełka podstawowe o grubości nominalnej 1 mm\*)

##### zwykłe

41-7626-0	Szkiełka "SUPERIOR" z ciętymi krawędziami, gładkie	szt.	50	0,170	8,50	8%
41-7626-1	Szkiełka "SUPERIOR" z ciętymi krawędziami, dwustronnie matowane	szt.	50	0,230	11,50	8%
41-7626-2	Szkiełka "SUPERIOR" ze szlifowanymi krawędziami, gładkie	szt.	50	0,300	15,00	8%
41-7626-3	Szkiełka "SUPERIOR" ze szlifowanymi krawędziami, dwustronnie matowane	szt.	50	0,360	18,00	8%
41-7626-0-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> z ciętymi krawędziami, bez pola do opisu, przekładane bibułką	szt.	50	0,077	3,85	8%
41-7626-11-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> z ciętymi krawędziami i jednostronnym matowym polem do opisu o dł. ~ 20 mm, przekładane bibułką	szt.	50	0,085	4,25	8%
41-7626-1-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> z ciętymi krawędziami i dwustronnym matowym polem do opisu o dł. ~ 20 mm, przekładane bibułką	szt.	50	0,112	5,60	8%
41-7626-2-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> ze szlifowanymi krawędziami, bez pola do opisu, przekładane bibułką	szt.	50	0,098	4,90	8%
41-7626-31-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> ze szlifowanymi krawędziami i jednostronnym matowym polem do opisu o dł. ~ 20 mm, przekładane bibułką	szt.	50	0,145	7,25	8%
41-7626-3-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> ze szlifowanymi krawędziami i dwustronnym matowym polem do opisu o dł. ~ 20 mm, przekładane bibułką	szt.	50	0,135	6,75	8%

##### z kolorowymi polami do opisu

41-7525-31-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> ze szlifowanymi krawędziami i różowym, jednostronnym polem do opisu o dł. ~ 20 mm	szt.	50	0,250	12,50	8%
41-7525-32-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> ze szlifowanymi krawędziami i zielonym, jednostronnym polem do opisu o dł. ~ 20 mm	szt.	50	0,250	12,50	8%
41-7525-33-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> ze szlifowanymi krawędziami i żółtym, jednostronnym polem do opisu o dł. ~ 20 mm	szt.	50	0,250	12,50	8%
41-7525-34-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> ze szlifowanymi krawędziami i niebieskim, jednostronnym polem do opisu o dł. ~ 20 mm	szt.	50	0,250	12,50	8%
41-7525-37-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> ze szlifowanymi krawędziami i białym, jednostronnym polem do opisu o dł. ~ 20 mm	szt.	50	0,250	12,50	8%

##### z powłokami adhezyjnymi

41-7626-3Pol-ML	Szkiełka adhezyjne <b>MLMark</b> ze szlifowanymi krawędziami i białym polem do opisu, powlekane poly-L-lizyną	szt.	50	0,650	32,50	8%
-----------------	---	------	----	-------	-------	----

\*) Wymiary szkiełek spełniają wymagania normy PN-ISO 8037-1

#### Szkiełka podstawowe o grubości nominalnej 2 mm\*\*)

41-7626-02-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> z ciętymi krawędziami, gładkie	szt.	50	0,120	6,00	8%
41-7626-12-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> z ciętymi krawędziami i dwustronnym matowym polem do opisu o dł. 20 mm	szt.	50	0,150	7,50	8%
41-7626-22-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> ze szlifowanymi krawędziami, gładkie	szt.	50	0,170	8,50	8%
41-7626-32-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> ze szlifowanymi krawędziami i dwustronnym matowym polem do opisu o dł. 20 mm	szt.	50	0,190	9,50	8%

\*\*) Tolerancja grubości szkiełek wynosi - 0,3 mm. Pozostałe wymiary zgodnie z normą PN-ISO 8037-1

### SZKIEŁKA MIKROSKOPOWE NAKRYWKOWE O GRUBOŚCI 0,15±0,02 mm

42-1515-0	Szkiełka "SUPERIOR" o wym.: 15x15 mm	szt.	1000	0,080	80,00	8%
42-1616-0	Szkiełka "SUPERIOR" o wym.: 16x16 mm	szt.	1000	0,070	70,00	8%
42-1818-0	Szkiełka "SUPERIOR" o wym.: 18x18 mm	szt.	1000	0,070	70,00	8%
42-2020-0	Szkiełka "SUPERIOR" o wym.: 20x20 mm	szt.	1000	0,088	88,00	8%
42-2222-0	Szkiełka "SUPERIOR" o wym.: 22x22 mm	szt.	1000	0,098	98,00	8%
42-2424-0	Szkiełka "SUPERIOR" o wym.: 24x24 mm	szt.	1000	0,125	125,00	8%
42-2432-0	Szkiełka "SUPERIOR" o wym.: 24x32 mm	szt.	1000	0,165	165,00	8%
42-2440-0	Szkiełka "SUPERIOR" o wym.: 24x40 mm	szt.	1000	0,198	198,00	8%
42-2450-0	Szkiełka "SUPERIOR" o wym.: 24x50 mm	szt.	1000	0,230	230,00	8%
42-2460-0	Szkiełka "SUPERIOR" o wym.: 24x60 mm	szt.	1000	0,280	280,00	8%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
42-1818-0-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> o wym.: 18x18 mm, ze szkła borokrzemowego	szt.	1000	<b>0,020</b>	20,00	8%
42-2020-0-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> o wym.: 20x20 mm, ze szkła borokrzemowego	szt.	1000	<b>0,024</b>	24,00	8%
42-2222-0-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> o wym.: 22x22 mm, ze szkła borokrzemowego	szt.	1000	<b>0,026</b>	26,00	8%
42-2424-0-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> o wym.: 24x24 mm, ze szkła borokrzemowego	szt.	1000	<b>0,029</b>	29,00	8%
42-2432-0-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> o wym.: 24x32 mm, ze szkła borokrzemowego	szt.	1000	<b>0,039</b>	39,00	8%
42-2440-0-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> o wym.: 24x40 mm, ze szkła borokrzemowego	szt.	1000	<b>0,049</b>	49,00	8%
42-2450-0-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> o wym.: 24x50 mm, ze szkła borokrzemowego	szt.	1000	<b>0,055</b>	55,00	8%
42-2460-0-ML	Szkiełka <b>MLMark</b> o wym.: 24x60 mm, ze szkła borokrzemowego	szt.	1000	<b>0,060</b>	60,00	8%

### SZKIEŁKA MIKROSKOPOWE PODSTAWOWE REAKCYJNE, DO IMMUNOFLUORESCENCJI

(Wymiary 75x25 mm o gr. 1 mm, ze szlifowanymi krawędziami i niebieskim tłem)

43-0106-6	Szkiełka z 1 polem o śr. 6 mm	szt.	50	<b>4,950</b>	247,50	8%
43-0211-6	Szkiełka z 2 polami o śr. 11 mm	szt.	50	<b>4,950</b>	247,50	8%
43-0314-6	Szkiełka z 3 polami o śr. 14 mm	szt.	50	<b>4,950</b>	247,50	8%
43-0608-6	Szkiełka z 6 polami o śr. 8 mm, ułożonymi skośnie	szt.	50	<b>4,950</b>	247,50	8%
43-0806-6	Szkiełka z 8 numerowanymi polami o śr. 6 mm	szt.	50	<b>4,950</b>	247,50	8%
43-0809-6	Szkiełka z 8 polami o śr. 9 mm	szt.	50	<b>4,950</b>	247,50	8%
43-1005-6	Szkiełka z 10 polami o śr. 5 mm	szt.	50	<b>4,950</b>	247,50	8%
43-1006-6	Szkiełka z 10 numerowanymi polami o śr. 6 mm	szt.	50	<b>4,950</b>	247,50	8%
43-1008-6	Szkiełka z 10 polami o śr. 8 mm	szt.	50	<b>4,950</b>	247,50	8%
43-1205-6	Szkiełka z 12 numerowanymi polami o śr. 5 mm	szt.	50	<b>4,950</b>	247,50	8%

### WYPOSAŻENIE DO WYKONYWANIA I PRZECHOWYWANIA PREPARATÓW NA SZKIEŁKACH MIKROSKOPOWYCH

40-0000-0	Podajnik do szkiełek podstawowych na 50 szt. szkiełek	szt.	1	<b>109,00</b>	109,00	23%
40-5500-0	HISTOFLUID ("balsam kanadyjski") do utrwalania preparatów mikroskopowych - butelka 500 ml	opak.	1	<b>189,00</b>	189,00	23%
40-7002-1	Koperty z tworzywa na 2 preparaty mikroskopowe 76x26 mm (1"x3"), do ich transportu i przechowywania, w kolorze mlecznym - półprzezroczyste	szt.	10	<b>0,990</b>	9,90	8%
40-7005-1	Pojemniki z tworzywa na 5-10 preparatów mikroskopowych, do ich transportu i przechowywania w płynach	szt.	10	<b>12,50</b>	125,00	23%
40-7020-4	Tacki z PVC na 20 szkiełek podstawowych, do pracy z preparatami i ich transportu	szt.	10	<b>34,00</b>	340,00	23%
40-7010-4	Pudełko z tworzywa na 10 szt. preparatów mikroskopowych, z ABS	szt.	1	<b>7,500</b>	7,50	23%
40-7025-0	Pudełko z tworzywa na 25 szt. preparatów mikroskopowych, z PS	szt.	1	<b>25,00</b>	25,00	23%
40-7025-4	Pudełko z tworzywa na 25 szt. preparatów mikroskopowych, z ABS	szt.	1	<b>9,500</b>	9,50	23%
40-7050-0	Pudełko z tworzywa na 50 szt. preparatów mikroskopowych, z PS	szt.	1	<b>39,00</b>	39,00	23%
40-7050-4	Pudełko z tworzywa na 50 szt. preparatów mikroskopowych, z ABS	szt.	1	<b>12,50</b>	12,50	23%
40-7100-0	Pudełko z tworzywa na 100 szt. preparatów mikroskopowych, z PS	szt.	1	<b>55,00</b>	55,00	23%
40-7100-4	Pudełko z tworzywa na 100 szt. preparatów mikroskopowych, z ABS	szt.	1	<b>19,50</b>	19,50	23%
40-8008-4	Pojemnik do barwienia na 8 szkiełek podstawowych, z tworzywa	szt.	1	<b>36,00</b>	36,00	23%
40-8008-6	Pojemnik do barwienia na 8 szkiełek podstawowych, ze szkła	szt.	1	<b>45,00</b>	45,00	23%
40-8010-4	Pojemnik do barwienia na 10 szkiełek podstawowych, z tworzywa	szt.	1	<b>42,00</b>	42,00	23%
40-8010-6	Pojemnik do barwienia na 10 szkiełek podstawowych, ze szkła	szt.	1	<b>48,00</b>	48,00	23%
40-8020-4	Pojemnik do barwienia szkiełek podstawowych w uchwycie (40-8021-1), z tworzywa	szt.	1	<b>62,00</b>	62,00	23%
40-8021-1	Koszyczek z uchwytem na 20 szkiełek do pojemnika (40-8020-4), z tworzywa	szt.	1	<b>23,50</b>	23,50	23%
40-8020-6	Pojemnik do barwienia na 10 szkiełek podstawowych w koszyczku (40-8020-7), ze szkła	szt.	1	<b>49,00</b>	49,00	23%
40-8020-7	Koszyczek ze stali nierdzewnej na preparaty mikroskopowe, do pojemnika (40-8020-6)	szt.	1	<b>85,00</b>	85,00	23%
40-9010-9	Pisak diamentowy do opisywania szkiełek	szt.	1	<b>135,00</b>	135,00	23%

### KAPILARY DO POMIARU HEMATOKRYTU, Z WYPOSAŻENIEM

44-1460-0	Kapilary do hematokrytu o poj. 60 µl bez heparyny, w fiolkach po 100 szt.	szt.	1000	<b>0,065</b>	65,00	8%
44-1460-0E	Kapilary do hematokrytu o poj. 60 µl bez heparyny, w pudełku kartonowym	szt.	1000	<b>0,048</b>	48,00	8%
44-1460-6	Kapilary do hematokrytu o poj. 60 µl z heparyną sodową, w fiolkach po 100 szt.	szt.	1000	<b>0,077</b>	77,00	8%
44-1460-6E	Kapilary do hematokrytu o poj. 60 µl z heparyną sodową, w pudełku kartonowym	szt.	1000	<b>0,056</b>	56,00	8%
44-1675-0	Kapilary do hematokrytu o poj. 75 µl bez heparyny, w fiolkach po 100 szt.	szt.	1000	<b>0,066</b>	66,00	8%
44-1675-0E	Kapilary do hematokrytu o poj. 75 µl bez heparyny, w pudełku kartonowym	szt.	1000	<b>0,048</b>	48,00	8%
44-1675-6	Kapilary do hematokrytu o poj. 75 µl z heparyną sodową, w fiolkach po 100 szt.	szt.	1000	<b>0,077</b>	77,00	8%
44-1675-6E	Kapilary do hematokrytu o poj. 75 µl z heparyną sodową, w pudełku kartonowym	szt.	1000	<b>0,056</b>	56,00	8%
44-0000-2	Podstawki na 24 szt. kapilar do hematokrytu z woskiem do ich zatykania	szt.	10	<b>7,500</b>	75,00	8%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
<b>KAPILARY DO GAZOMETRII KRWI, Z WYPOSAŻENIEM</b>						
45-1826-6	Kapilary do gazometrii o poj. 100 µl (Φzew.: 1,6x125 mm), z heparyną sodową	szt.	1000	<b>0,260</b>	260,00	8%
45-1826-7	Kapilary do gazometrii o poj. 100 µl (Φzew.: 1,6x125 mm), z heparyną litową	szt.	1000	<b>0,280</b>	280,00	8%
45-1825-6	Kapilary do gazometrii o poj. 130 µl (Φzew.: 2,3x75 mm), z heparyną sodową	szt.	1000	<b>0,250</b>	250,00	8%
45-1825-7	Kapilary do gazometrii o poj. 130 µl (Φzew.: 2,3x75 mm), z heparyną litową	szt.	1000	<b>0,275</b>	275,00	8%
45-1824-6	Kapilary do gazometrii o poj. 175 µl (Φzew.: 2,3x100 mm), z heparyną sodową	szt.	1000	<b>0,290</b>	290,00	8%
45-1824-7	Kapilary do gazometrii o poj. 175 µl (Φzew.: 2,3x100 mm), z heparyną litową	szt.	1000	<b>0,320</b>	320,00	8%
45-1823-6	Kapilary do gazometrii o poj. 220 µl (Φzew.: 2,3x125 mm), z heparyną sodową	szt.	1000	<b>0,310</b>	310,00	8%
45-1823-7	Kapilary do gazometrii o poj. 220 µl (Φzew.: 2,3x125 mm), z heparyną litową	szt.	1000	<b>0,350</b>	350,00	8%
45-1407-0	Zatyczki do kapilar do gazometrii o poj. 100 µl (45-1826-6 i 45-1826-7)	szt.	500	<b>0,145</b>	72,50	8%
45-1408-0	Zatyczki do kapilar do gazometrii o poj. powyżej 100 µl	szt.	500	<b>0,145</b>	72,50	8%
45-1417-0	Mieszadła do kapilar do gazometrii o poj. 100 µl (45-1826-6 i 45-1826-7)	szt.	500	<b>0,115</b>	57,50	8%
45-1409-0	Mieszadła do kapilar do gazometrii o poj. powyżej 100 µl	szt.	500	<b>0,068</b>	34,00	8%

Kapilary o pojemności 100 µl posiadają średnicę 1,55 - 1,65 mm; kapilary o pojemności > 100 µl posiadają średnicę 2,25 - 2,35 mm

### KAPILARY ZE ZNACZNIKAMI POJEMNOŚCI I TYPU "END-TO-END" DO ANALIZ MEDYCZNYCH

#### Kapilary ze znacznikami pojemności

46-0020-0	Kapilary ze znacznikiem 20 µl bez antykoagulantu	szt.	1000	<b>0,290</b>	290,00	8%
46-0020-6	Kapilary ze znacznikiem 20 µl z heparyną sodową	szt.	1000	<b>0,340</b>	340,00	8%
46-0050-0	Kapilary ze znacznikiem 50 µl bez antykoagulantu	szt.	1000	<b>0,290</b>	290,00	8%
46-0050-6	Kapilary ze znacznikiem 50 µl z heparyną sodową	szt.	1000	<b>0,340</b>	340,00	8%
46-0100-0	Kapilary ze znacznikiem 100 µl bez antykoagulantu	szt.	1000	<b>0,290</b>	290,00	8%
46-0100-6	Kapilary ze znacznikiem 100 µl z heparyną sodową	szt.	1000	<b>0,340</b>	340,00	8%
46-0200-0	Kapilary ze znacznikiem 200 µl bez antykoagulantu	szt.	500	<b>0,340</b>	170,00	8%
46-0200-6	Kapilary ze znacznikiem 200 µl z heparyną sodową	szt.	500	<b>0,420</b>	210,00	8%

#### Kapilary typu "end-to-end"

47-0020-0	Kapilary "end-to-end" o poj. 20 µl bez antykoagulantu	szt.	1000	<b>0,290</b>	290,00	8%
47-0020-6	Kapilary "end-to-end" o poj. 20 µl z heparyną sodową	szt.	1000	<b>0,320</b>	320,00	8%
47-0050-0	Kapilary "end-to-end" o poj. 50 µl bez antykoagulantu	szt.	500	<b>0,330</b>	165,00	8%
47-0050-6	Kapilary "end-to-end" o poj. 50 µl z heparyną sodową	szt.	500	<b>0,360</b>	180,00	8%

### PIPETKI I PIPETORY DO WYDAWANIA CIECZY Z KAPILAR

47-1404-0	Pipetki SIPHON do wydawania zawartości z kapilar z grup 46 i 47	szt.	100	<b>2,800</b>	280,00	8%
70-8110-0	Mikropipetor ręczny do kapilar z grup 46 i 47, o poj.: 1-50 i 100-200 µl	szt.	1	<b>149,00</b>	149,00	23%
70-8110-8	Uchwyty z silikonu do kapilar 1-50 µl, - część wymienna	szt.	10	<b>1,650</b>	16,50	23%
70-8110-9	Uchwyty z silikonu do kapilar 100-200 µl - część wymienna	szt.	10	<b>1,650</b>	16,50	23%

### MLPlate™ - JEDNORAZOWE PŁYTY DO OZNACZANIA GRUP KRWI I SEROLOGII

#### Płyty z tworzywa białego

49-0330-40	<b>MLPlate 6</b> - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 30 testów (5x6 celek)	szt.	100	<b>1,050</b>	105,00	8%
49-0335-40	<b>MLPlate 7</b> - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 35 testów (5x7 celek)	szt.	100	<b>1,150</b>	115,00	8%
49-0340-40	<b>MLPlate 8</b> - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 40 testów (5x8 celek)	szt.	100	<b>1,250</b>	125,00	8%
49-0345-40	<b>MLPlate 9</b> - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 45 testów (5x9 celek)	szt.	100	<b>1,350</b>	135,00	8%
49-0350-40	<b>MLPlate 10</b> - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 50 testów (5x10 celek)	szt.	50	<b>1,450</b>	72,50	8%
49-0360-40	<b>MLPlate 12</b> - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 60 testów (5x12 celek)	szt.	50	<b>1,690</b>	84,50	8%

#### Płyty z tworzywa przezroczystego

49-0330-49	<b>MLPlate 6</b> - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 30 testów (5x6 celek)	szt.	100	<b>1,000</b>	100,00	8%
49-0335-49	<b>MLPlate 7</b> - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 35 testów (5x7 celek)	szt.	100	<b>1,100</b>	110,00	8%
49-0340-49	<b>MLPlate 8</b> - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 40 testów (5x8 celek)	szt.	100	<b>1,200</b>	120,00	8%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
49-0345-49	<b>MLPlate 9</b> - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 45 testów (5x9 celek)	szt.	100	<b>1,300</b>	130,00	8%
49-0350-49	<b>MLPlate 10</b> - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 50 testów (5x10 celek)	szt.	50	<b>1,400</b>	70,00	8%
49-0360-49	<b>MLPlate 12</b> - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 60 testów (5x12 celek)	szt.	50	<b>1,680</b>	84,00	8%

### KAMERY HEMATOLOGICZNE I SZKIEŁKA NAKRYWKOWE DO NICH

49-4100-6	Kamera z dwoma siatkami typu BÜRKERA	szt.	1	<b>135,00</b>	135,00	8%
49-4200-6	Kamera z dwoma siatkami typu NEUBAUERA	szt.	1	<b>135,00</b>	135,00	8%
49-4300-6	Kamera z dwoma siatkami typu NEUBAUERA ROZWINIĘTY	szt.	1	<b>135,00</b>	135,00	8%
49-4400-6	Kamera z dwoma siatkami typu THOMA	szt.	1	<b>135,00</b>	135,00	8%
49-4500-6	Kamera z dwoma siatkami typu FUCHSA-ROSENTHALA	szt.	1	<b>135,00</b>	135,00	8%
49-4900-0	Szkiełka nakrywkowe do kamer hematologicznych (hematokrytowe), z ciętymi krawędziami o wym.: 20x26 mm i gr. 0,4 mm	szt.	10	<b>1,200</b>	12,00	8%
49-4900-2	Szkiełka nakrywkowe do kamer hematologicznych (hematokrytowe), ze szlifowanymi krawędziami o wym.: 20x26 mm i gr. 0,4 mm	szt.	10	<b>2,500</b>	25,00	8%

### SPRZĘT DO POBIERANIA KRWI DO BADAŃ I INIEKCJI

94-5000-5	Staza wielorazowego użytku do pobierania krwi typu JETPULL, z automatycznym zamknięciem i możliwością poluzowania zacisku	szt.	1	<b>14,50</b>	14,50	8%
94-5500-5	Stazy jednorazowego użytku wykonane z gumy bezlateksowej do pobierania krwi, w rolce z perforacjami do oddzielania pojedynczych sztuk, niebieskie, spakowane w pudełko kartonowe	szt.	25	<b>0,800</b>	20,00	8%
94-6520-0	Gaziki do dezynfekcji i oczyszczania skóry przed pobieraniem krwi, iniekcjami, nasączone 70% alkoholem izopropylowym, o wym: 30x60 mm, spakowane indywidualnie w formie szaszetek	szt.	100	<b>0,048</b>	4,80	8%
94-0838-2S	Igły typu Luer nr 8, o wym.: 0,8 mm (21G) x 38 mm (1,1/2') - zielone, sterylne	szt.	100	<b>0,080</b>	8,00	8%
94-0938-3S	Igły typu Luer nr 9, o wym.: 0,9 mm (20G) x 38 mm (1,1/2') - żółte, sterylne	szt.	100	<b>0,080</b>	8,00	8%
94-1138-6S	Igły typu Luer nr 10, o wym.: 1,1 mm (19G) x 38 mm (1,1/2') - kremowe, sterylne	szt.	100	<b>0,098</b>	9,80	8%
94-3002-1S	Strzykawkę do pobrań o poj. 2 ml, dwuczęściowe, sterylne	szt.	100	<b>0,120</b>	12,00	8%
94-3005-1S	Strzykawkę do pobrań o poj. 5 ml, dwuczęściowe, sterylne	szt.	100	<b>0,170</b>	17,00	8%
94-3010-1S	Strzykawkę do pobrań o poj. 10 ml, dwuczęściowe, sterylne	szt.	100	<b>0,240</b>	24,00	8%
94-4000-7S	Nożyki hematologiczne do nakłuć do pobrań krwi, stalowe, pakowane indywidualnie, sterylne	szt.	200	<b>0,075</b>	15,00	8%
94-4718-21S	Nakłuwacze hematologiczne "STERILANCE Lite II", automatyczne, igłowe o średnicy igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 1,8 mm - pomarańczowe, sterylne	szt.	100	<b>0,350</b>	35,00	8%
94-4718-26S	Nakłuwacze hematologiczne "STERILANCE Lite II", automatyczne, igłowe o średnicy igły 0,5 mm (26G) i głębokości wkłucia 1,8 mm - żółte, sterylne	szt.	100	<b>0,350</b>	35,00	8%
94-4718-28S	Nakłuwacze hematologiczne "STERILANCE Lite II", automatyczne, igłowe o średnicy igły 0,4 mm (28G) i głębokości wkłucia 1,8 mm - fioletowe, sterylne	szt.	100	<b>0,350</b>	35,00	8%
94-4724-21S	Nakłuwacze hematologiczne "STERILANCE Lite II", automatyczne, igłowe o średnicy igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 2,4 mm - różowe, sterylne	szt.	100	<b>0,350</b>	35,00	8%
94-4724-26S	Nakłuwacze hematologiczne "STERILANCE Lite II", automatyczne, igłowe o średnicy igły 0,5 mm (26G) i głębokości wkłucia 2,4 mm - niebieskie, sterylne	szt.	100	<b>0,350</b>	35,00	8%
94-4618-0S	Nakłuwacze hematologiczne "STERILANCE Lite II", automatyczne, nożykowe o głębokości nacięcia 1,8 mm - zielone, sterylne	szt.	100	<b>0,350</b>	35,00	8%
94-4318-0S	Nakłuwacze automatyczne, igłowe "MEDLANCE" o średnicy igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 1,8 mm, sterylne	szt.	200	<b>0,440</b>	88,00	8%
94-4324-0S	Nakłuwacze automatyczne, igłowe "MEDLANCE" o średnicy igły 0,8 mm (21G) i głębokości wkłucia 2,4 mm, sterylne	szt.	200	<b>0,440</b>	88,00	8%
94-4210-0S	Nakłuwacze automatyczne, nożykowe "MEDLANCE" o głębokości nacięcia 1,0 mm - żółte, sterylne	szt.	200	<b>0,595</b>	119,00	8%
94-4215-0S	Nakłuwacze automatyczne, nożykowe "MEDLANCE" o głębokości nacięcia 1,5 mm - pomarańczowe, sterylne	szt.	200	<b>0,595</b>	119,00	8%
94-4220-0S	Nakłuwacze automatyczne, nożykowe "MEDLANCE" o głębokości nacięcia 2,0 mm - czerwone, sterylne	szt.	200	<b>0,595</b>	119,00	8%
94-7569-4	Transportowy koszyk pielęgniarski z poliwęglanu, autoklawowalny	szt.	1	<b>290,00</b>	290,00	23%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
<b>POJEMNIKI MLBox™ Z TWORZYWA, NA ODPADY LABORATORYJNE I MEDYCZNE</b>						
<b>MLBox™ - pojemniki na odpady zawierające niezakaźne substancje chemiczne, z PP - żółte</b>						
98-0070-0	Pojemniki o poj. 0,7 l i wym.: owal 100/95 mm i wys. 120 mm	szt.	20	2,400	48,00	23%
98-0101-0	Pojemniki o poj. 1,0 l i wym.: Φ130x130 mm	szt.	20	2,600	52,00	23%
98-0201-0	Pojemniki o poj. 2,0 l i wym.: Φ135x240 mm	szt.	20	2,900	58,00	23%
98-0351-0	Pojemniki o poj. 3,5 l i wym.: Φ240x150 mm, z uchwytem	szt.	10	5,300	53,00	23%
98-0501-0	Pojemniki o poj. 5,0 l i wym.: Φ240x210 mm, z uchwytem	szt.	10	5,700	57,00	23%
98-1001-0	Pojemniki o poj. 10,0 l i wym.: Φ280x260 mm, z uchwytem	szt.	10	7,100	71,00	23%
<b>MLBox™ - pojemniki na odpady potencjalnie zakaźne i ostre, z PP - czerwone</b>						
98-0070-1	Pojemniki o poj. 0,7 l i wym.: owal 100/95 mm i wys. 120 mm	szt.	20	2,400	48,00	23%
98-0101-1	Pojemniki o poj. 1,0 l i wym.: Φ130x130 mm	szt.	20	2,600	52,00	23%
98-0201-1	Pojemniki o poj. 2,0 l i wym.: Φ135x240 mm	szt.	20	2,900	58,00	23%
98-0351-1	Pojemniki o poj. 3,5 l i wym.: Φ240x150 mm, z uchwytem	szt.	10	5,300	53,00	23%
98-0501-1	Pojemniki o poj. 5,0 l i wym.: Φ240x210 mm, z uchwytem	szt.	10	5,700	57,00	23%
98-1001-1	Pojemniki o poj. 10,0 l i wym.: Φ280x260 mm, z uchwytem	szt.	10	7,100	71,00	23%
<b>Nalepki na pojemniki MLBox™</b>						
98-9999-9	Nalepki rejestracyjne na pojemniki na odpady laboratoryjne i medyczne, samoprzylepne, o wym.: 130x80 mm	szt.	40	0,140	5,60	23%
<b>RĘKAWICE LABORATORYJNE</b>						
96-2070-2	Rękawice laboratoryjne z folii PE, damskie (małe)	szt.	100	0,035	3,50	23%
96-2090-2	Rękawice laboratoryjne z folii PE, męskie (duże)	szt.	100	0,035	3,50	23%
96-0056-9	Rękawice lateksowe, lekko pudrowane, rozmiar 5/6 - XS	szt.	100	0,220	22,00	8%
96-0067-9	Rękawice lateksowe, lekko pudrowane, rozmiar 6/7 - S	szt.	100	0,220	22,00	8%
96-0078-9	Rękawice lateksowe, lekko pudrowane, rozmiar 7/8 - M	szt.	100	0,220	22,00	8%
96-0089-9	Rękawice lateksowe, lekko pudrowane, rozmiar 8/9 - L	szt.	100	0,220	22,00	8%
96-1067-9	Rękawice winylowe, hypoalergiczne, rozmiar 6/7 - S	szt.	100	0,195	19,50	8%
96-1078-9	Rękawice winylowe, hypoalergiczne, rozmiar 7/8 - M	szt.	100	0,195	19,50	8%
96-1089-9	Rękawice winylowe, hypoalergiczne, rozmiar 8/9 - L	szt.	100	0,195	19,50	8%
<b>DROBNE WYROBY LABORATORYJNE CODZIENNEGO UŻYTKU</b>						
<b>Nalepki na pojemniki i próbówki</b>						
93-4020-9	Nalepki o wym.: 40x20 mm, papierowe, samoprzylepne, bez nadruku, - na pojemniki i próbówki laboratoryjne	szt.	500	0,008	4,00	23%
93-5522-9	Nalepki o wym.: 55x22 mm, papierowe, samoprzylepne, bez nadruku, - na pojemniki i próbówki laboratoryjne	szt.	500	0,015	7,50	23%
93-4818-9	Nalepki o wym.: 48x18 mm, papierowe, samoprzylepne, z nadrukiem, - na pojemniki i próbówki laboratoryjne	szt.	500	0,019	9,50	23%
93-5325-9	Nalepki o wym.: 53x25 mm, papierowe, samoprzylepne, z nadrukiem, - na pojemniki i próbówki laboratoryjne	szt.	500	0,017	8,50	23%
<b>Pisaki laboratoryjne</b>						
92-9010-1	Pisaki laboratoryjne "SHARPIE" standardowe - czerwone	szt.	12	4,200	50,40	23%
92-9010-2	Pisaki laboratoryjne "SHARPIE" standardowe - zielone	szt.	12	4,200	50,40	23%
92-9010-4	Pisaki laboratoryjne "SHARPIE" standardowe - niebieskie	szt.	12	4,200	50,40	23%
92-9010-8	Pisaki laboratoryjne "SHARPIE" standardowe - czarne	szt.	12	4,200	50,40	23%
92-9011-1	Pisaki laboratoryjne "SHARPIE" cienkie - czerwone	szt.	12	4,200	50,40	23%
92-9011-2	Pisaki laboratoryjne "SHARPIE" cienkie - zielone	szt.	12	4,900	58,80	23%
92-9011-4	Pisaki laboratoryjne "SHARPIE" cienkie - niebieskie	szt.	12	4,900	58,80	23%
92-9011-8	Pisaki laboratoryjne "SHARPIE" cienkie - czarne	szt.	12	4,900	58,80	23%
<b>Bagietki i szpatułki</b>						
93-1125-1	Bagietki proste o śr. 4 mm i dł. 125 mm, z PP	szt.	100	0,065	6,50	8%
93-0156-6	Bagietki proste o śr. 6 mm i dł. 150 mm, szklane	szt.	10	1,500	15,00	23%
93-0258-6	Bagietki proste o śr. 8 mm i dł. 250 mm, szklane	szt.	10	3,950	39,50	23%
93-1157-0	Bagietki koagulologiczne, dł. 160 mm, z harpunem i łopatką, z PS	szt.	500	0,135	67,50	8%
<b>Pojemniki na drobny sprzęt laboratoryjny</b>						
97-2616-3	Pojemniki o wym.: 16x26x30 cm (małe), z pokrywą, do przechowywania sprzętu jednorazowego, przezroczyste, z plexi (PMMA)	szt.	2	95,00	190,00	23%
97-2631-3	Pojemnik o wym.: 31x26x30 cm (duży) z pokrywą, do przechowywania sprzętu jednorazowego, przezroczysty, z plexi (PMMA)	szt.	1	130,00	130,00	23%
<b>Folia PARAFILM - do zamykania naczyń laboratoryjnych</b>						
90-0575-0	PARAFILM - folia parafinowa szer. 5 cm i dł. 75 m	szt.	1	182,00	182,00	23%
90-1075-0	PARAFILM - folia parafinowa szer. 10 cm i dł. 75 m	szt.	1	298,00	298,00	23%



# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	

### Część 2 - PRODUKTY DO MIKROBIOLOGII, CYTOLOGII I HISTOLOGII

#### SZALKI PETRIEGO DO POSIEWÓW MIKROBIOLOGICZNYCH, Z POLISTYRENU

51-0055-0A-NX	Szalki Petriego o śr. 55 mm i wys. 15 mm, z wentylacją, aseptyczne	szt.	330	0,290	95,70	8%
51-0055-0S-NX	Szalki Petriego o śr. 55 mm i wys. 15 mm, z wentylacją, sterylne	szt.	330	0,350	115,50	8%
51-0056-0A-NX	Szalki Petriego o śr. 55 mm i wys. 15 mm, bez wentylacji, aseptyczne	szt.	330	0,290	95,70	8%
51-0056-0S-NX	Szalki Petriego o śr. 55 mm i wys. 15 mm, bez wentylacji, sterylne	szt.	330	0,350	115,50	8%
51-0060-0A	Szalki Petriego o śr. 60 mm i wys. 14 mm, z wentylacją, aseptyczne	szt.	500	0,450	225,00	8%
51-0060-0S	Szalki Petriego o śr. 60 mm i wys. 14 mm, z wentylacją, sterylne	szt.	500	0,520	260,00	8%
51-0061-0A	Szalki Petriego o śr. 60 mm i wys. 14 mm, bez wentylacji, aseptyczne	szt.	500	0,450	225,00	8%
51-0061-0S	Szalki Petriego o śr. 60 mm i wys. 14 mm, bez wentylacji, sterylne	szt.	500	0,520	260,00	8%
51-0090-0A	Szalki Petriego o śr. 90 mm i wys. 16 mm, z wentylacją, aseptyczne	szt.	600	0,370	222,00	8%
51-0090-0SG	Szalki Petriego o śr. 90 mm i wys. 14 mm, z wentylacją, STERYLNE EO	szt.	400	0,440	176,00	8%
51-0090-0SR	Szalki Petriego o śr. 90 mm i wys. 16 mm, z wentylacją, STERYLNE R	szt.	600	0,470	282,00	8%
51-0091-0A	Szalki Petriego o śr. 90 mm i wys. 16 mm, bez wentylacji, aseptyczne	szt.	600	0,370	222,00	8%
51-0091-0SG	Szalki Petriego o śr. 90 mm i wys. 14 mm, bez wentylacji, STERYLNE EO	szt.	400	0,440	176,00	8%
51-0091-0SR	Szalki Petriego o śr. 90 mm i wys. 16 mm, bez wentylacji, STERYLNE R	szt.	600	0,470	282,00	8%
51-0092-0A	Szalki Petriego o śr. 90 mm, 2 sektorowe, z wentylacją, aseptyczne	szt.	500	0,590	295,00	8%
51-0092-0S	Szalki Petriego o śr. 90 mm, 2 sektorowe, z wentylacją, sterylne	szt.	500	0,650	325,00	8%
51-0093-0A	Szalki Petriego o śr. 90 mm, 3 sektorowe, z wentylacją, aseptyczne	szt.	500	0,590	295,00	8%
51-0093-0S	Szalki Petriego o śr. 90 mm, 3 sektorowe, z wentylacją, sterylne	szt.	500	0,650	325,00	8%
51-0121-0A	Szalki Petriego o śr. 120 mm i wys. 15 mm, bez wentylacji, aseptyczne	szt.	320	1,800	576,00	8%
51-0121-0S	Szalki Petriego o śr. 120 mm i wys. 15 mm, bez wentylacji, sterylne	szt.	320	1,950	624,00	8%
51-0150-0A	Szalki Petriego o śr. 150 mm i wys. 18 mm, z wentylacją, aseptyczne	szt.	160	1,800	288,00	8%
51-0150-0S	Szalki Petriego o śr. 150 mm i wys. 18 mm, z wentylacją, sterylne	szt.	160	1,950	312,00	8%

#### SZALKI PETRIEGO OGÓLNEGO PRZEZNACZENIA, SZKLANE

51-5061-6	Szalki Petriego o śr. 60 mm i wys. 15 mm, bez wentylacji, ze szkła borokrzemowego	szt.	12	3,100	37,20	23%
51-5081-6	Szalki Petriego o śr. 80 mm i wys. 15 mm, bez wentylacji, ze szkła borokrzemowego	szt.	10	3,500	35,00	23%
51-5101-6	Szalki Petriego o śr. 100 mm i wys. 20 mm, bez wentylacji, ze szkła borokrzemowego	szt.	8	4,500	36,00	23%
51-5121-6	Szalki Petriego o śr. 120 mm i wys. 25 mm, bez wentylacji, ze szkła borokrzemowego	szt.	8	6,500	52,00	23%

#### PRODUKTY POMOCNICZE DO WYKONYWANIA POSIEWÓW MIKROBIOLOGICZNYCH

<b>Ezy mikrobiologiczne - MLMark™</b>						
52-0101-1S	Ezy z oczkiem o poj. 1 µl i igłą, o dł ~200 mm, żółte, z tworzywa AS, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R) - w torbie foliowej	szt.	100	0,350	35,00	8%
52-0101-1S-B	Ezy jak wyżej - w pudełku kartonowym z dozownikiem	szt.	500	0,290	145,00	8%
N 52-0110-1S	<b>Ezy z oczkiem o poj. 1 µl i igłą, o dł ~200 mm, żółte, z tworzywa AS, pakowane po 10 szt. w <u>torbce foliowej z zamknięciem strunowym wielokrotnego użytku</u>, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R) - w torbie foliowej</b>	szt.	200	0,180	36,00	8%
N 52-0110-1S-B	<b>Ezy jak wyżej - w pudełku kartonowym z dozownikiem</b>	szt.	1000	0,160	160,00	8%
52-0120-1SE	Ezy z oczkiem o poj. 1 µl i igłą, o dł ~200 mm, żółte, z tworzywa PS, pakowane po 20 szt. w opakowaniu foliowym, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R) - wersja "ECONOMY" w opakowaniu foliowym	szt.	200	0,079	15,80	8%
N 52-0120-1S	<b>Ezy z oczkiem o poj. 1 µl i igłą, o dł ~200 mm, żółte, z tworzywa AS, pakowane po 20 szt. w <u>torbce foliowej z zamknięciem strunowym wielokrotnego użytku</u>, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R) - w torbie foliowej</b>	szt.	200	0,099	19,80	8%
N 52-0120-1S-B	<b>Ezy jak wyżej - w pudełku kartonowym z dozownikiem</b>	szt.	1000	0,095	95,00	8%
52-1001-1S	Ezy z oczkiem o poj. 10 µl i igłą, o dł ~200 mm, niebieskie, z tworzywa AS, pakowane indywidualnie w opakowaniu papier-folia, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R) - w torbie foliowej	szt.	100	0,350	35,00	8%
52-1001-1S-B	Ezy jak wyżej - w pudełku kartonowym z dozownikiem	szt.	500	0,290	145,00	8%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
N 52-1010-1S	Ezy z oczkiem o poj. 10 µl i igłą, o dł ~200 mm, niebieskie, z tworzywa AS, pakowane po 10 szt. w <b>torbce foliowej z zamknięciem strunowym wielokrotnego użytku</b> , sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R) - w torbie foliowej	szt.	200	<b>0,180</b>	36,00	8%
N 52-1010-1S-B	Ezy jak wyżej - w pudełku kartonowym z dozownikiem	szt.	1000	<b>0,160</b>	160,00	8%
52-1020-1SE	Ezy z oczkiem o poj. 10 µl i igłą, o dł ~200 mm, niebieskie, z tworzywa PS, pakowane po 20 szt. w opakowaniu foliowym, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R) - wersja "ECONOMY" w opakowaniu foliowym	szt.	200	<b>0,079</b>	15,80	8%
N 52-1020-1S	Ezy z oczkiem o poj. 10 µl i igłą, o dł ~200 mm, niebieskie, z tworzywa AS, pakowane po 20 szt. w <b>torbce foliowej z zamknięciem strunowym wielokrotnego użytku</b> , sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R) - w torbie foliowej	szt.	200	<b>0,099</b>	19,80	8%
N 52-1020-1S-B	Ezy jak wyżej - w pudełku kartonowym z dozownikiem	szt.	1000	<b>0,095</b>	95,00	8%
<b>Szpatułki do posiewów mikrobiologicznych</b>						
52-5205-0S	Szpatułki do posiewów typu "hokej", z PS, pakowane po 5 szt., sterylne	szt.	50	<b>0,450</b>	22,50	8%
52-5300-6	Szpatułki Drygalskiego do posiewów bakteriologicznych, szklane	szt.	5	<b>14,00</b>	70,00	23%

### WYMAZÓWKI DO ZASTOSOWAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

54-0150-8	Trzonki z drewna do samodzielnego wykonywania wymazówek o dł. ~150 mm i śr. ~3 mm - w torbie foliowej	szt.	100	<b>0,070</b>	7,00	8%
<b>Wymazówki bez podłoża pakowane zbiorczo</b>						
54-0153-21	Wymazówki z tworzywa o dł. użytkowej ~130 mm i całkowitej ~150 mm, z główką z bawełny o śr. ~5 mm, niesterylne - w torbie foliowej	szt.	100	<b>0,060</b>	6,00	8%
54-0153-81	Wymazówki z drewna o dł. użytkowej ~130 mm i całkowitej ~150 mm, z główką z bawełny o śr. ~5 mm, niesterylne - w torbie foliowej	szt.	100	<b>0,033</b>	3,30	8%
54-0155-11	Wymazówki z tworzywa o dł. użytkowej ~130 mm i całkowitej ~150 mm, z główką z bawełny o śr. ~10 mm, niesterylne - w torbie foliowej	szt.	50	<b>0,250</b>	12,50	8%
54-0155-81	Wymazówki z drewna o dł. użytkowej ~130 mm i całkowitej ~150 mm, z główką z bawełny o śr. ~10 mm, niesterylne - w torbie foliowej	szt.	50	<b>0,380</b>	19,00	8%
<b>Wymazówki bez podłoża pakowane indywidualnie</b>						
54-1151-71S	Wymazówki z drutu o dł. użytkowej ~130 mm i całkowitej ~155 mm, z główką z bawełny o śr. <3 mm, pakowane indywidualnie w blistry papier-folia, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R), MDD - w torbie foliowej	szt.	100	<b>0,990</b>	99,00	8%
54-1153-01S	Wymazówki z tworzywa o śr. 2,5 mm i dł. ~150 mm (6"), z główką z bawełny o śr. ~5 mm, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R), MDD - w torbie foliowej	szt.	100	<b>0,190</b>	19,00	8%
54-1153-01S-B	Wymazówki jak wyżej - w pudełku kartonowym z dozownikiem	szt.	500	<b>0,170</b>	85,00	8%
54-1153-81S	Wymazówki z drewna o śr. 2,5 mm i dł. ~150 mm (6"), z główką z bawełny o śr. ~5 mm, pakowane indywidualnie w opakowanie papier-folia, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R), MDD - w torbie foliowej	szt.	100	<b>0,190</b>	19,00	8%
54-1153-81S-B	Wymazówki jak wyżej - w pudełku kartonowym z dozownikiem	szt.	500	<b>0,170</b>	85,00	8%
<b>Wymazówki bez podłoża w probówkach transportowych</b>						
54-5151-73S	Wymazówki z drutu o dł. użytkowej ~130 mm i całkowitej ~155 mm w próbówce transportowej, z główką z wiskozy o śr. <3 mm, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R), MDD - w torbie foliowej	szt.	100	<b>1,100</b>	110,00	8%
54-5153-03S	Wymazówki z trzonkiem z tworzywa o śr. ~2,5 mm i długości trzonka wraz z korkiem w kolorze czerwonym ~150 mm (6"), z główką z wiskozy o śr. ~5 mm, w próbówce z PP o śr. ~12 mm, z perforowaną nalepką do opisu - plombą, pakowane indywidualnie w opakowanie foliowe, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R). Całkowite wymiary zestawu: śr. ~12 mm i dł. ~160-165 mm, MDD - w pudełku kartonowym	szt.	100	<b>0,490</b>	49,00	8%
54-5153-81S	Wymazówki z trzonkiem z drewna o śr. ~2,5 mm i długości trzonka wraz z korkiem w kolorze czerwonym ~150 mm (6"), z główką z bawełny o śr. ~5 mm, w próbówce z PP o śr. ~12 mm, z perforowaną nalepką do opisu - plombą, pakowane indywidualnie w opakowanie foliowe, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R). Całkowite wymiary zestawu: śr. ~12 mm i dł. ~160-165 mm, MDD - w pudełku kartonowym	szt.	100	<b>0,490</b>	49,00	8%
<b>Wymazówki z podłożami w probówkach transportowych</b>						
55-1151-71S	Wymazówki z drutu o dł. użytkowej ~130 mm i całkowitej ~155 mm, z podłożem STUART w próbówce transportowej, z główką z bawełny o śr. <3 mm, z szarym korkiem, pakowane indywidualnie w blistry papier-folia, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R), MDD - w pudełku kartonowym	szt.	100	<b>1,950</b>	195,00	8%
55-1153-03S	Wymazówki z tworzywa o dł. użytkowej ~125 mm i całkowitej ~150 mm, z podłożem STUART w próbówce transportowej, z główką z wiskozy o śr. ~5 mm, z białym korkiem, pakowane indywidualnie w blistry papier-folia, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R), MDD - w pudełku kartonowym z dozownikiem	szt.	100	<b>0,850</b>	85,00	8%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
55-2153-03S	Wymazówki z tworzywa o dł. użytkowej ~125 mm i całkowitej ~150 mm, z podłożem STUART+C w probówce transportowej, z główką z wiskozy o śr. ~5 mm, z czarnym korkiem, pakowane indywidualnie w blistry papier-foolia, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R), MDD - w pudełku kartonowym z dozownikiem	szt.	100	<b>0,850</b>	85,00	8%
55-1153-83S	Wymazówki z drewna o dł. użytkowej ~125 mm i całkowitej ~150 mm, z podłożem STUART w probówce transportowej, z główką z wiskozy o śr. ~5 mm, z białym korkiem, pakowane indywidualnie w blistry papier-foolia, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R), MDD - w pudełku kartonowym z dozownikiem	szt.	100	<b>0,850</b>	85,00	8%
55-3153-03S	Wymazówki z tworzywa o dł. użytkowej ~125 mm i całkowitej ~150 mm, z podłożem AMIES w probówce transportowej, z główką z wiskozy o śr. ~5 mm, z niebieskim korkiem, pakowane indywidualnie w blistry papier-foolia, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R), MDD - w pudełku kartonowym z dozownikiem	szt.	100	<b>0,850</b>	85,00	8%
55-4153-03S	Wymazówki z tworzywa o dł. użytkowej ~125 mm i całkowitej ~150 mm, z podłożem AMIES+C w probówce transportowej, z główką z wiskozy o śr. ~5 mm, z czarnym korkiem, pakowane indywidualnie w blistry papier-foolia, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R), MDD - w pudełku kartonowym z dozownikiem	szt.	100	<b>0,850</b>	85,00	8%
55-6153-03S	Wymazówki z tworzywa o dł. użytkowej ~125 mm i całkowitej ~150 mm, z podłożem CARY BLAIR w probówce transportowej, z główką z wiskozy o śr. ~5 mm, z czerwonym korkiem, pakowane indywidualnie w blistry papier-foolia, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R), MDD - w pudełku kartonowym z dozownikiem	szt.	100	<b>0,850</b>	85,00	8%

### ZAMKNIĘCIA DO NACZYŃ OGÓLNOLABORATORYJNYCH, AUTOKLAWOWALNE

53-1120-7	Zamknięcia metalowe "Labocap" do probówek śr. 12-13 mm	szt.	20	<b>7,400</b>	148,00	23%
53-1160-7	Zamknięcia metalowe "Labocap" do probówek śr. 15-16 mm	szt.	20	<b>7,400</b>	148,00	23%
53-1180-7	Zamknięcia metalowe "Labocap" do probówek śr. 17-18 mm	szt.	20	<b>7,700</b>	154,00	23%
53-3100-9	Korki celulozowe do otworów o śr. 7,5-10,5 mm - wielokrotnego użytku	szt.	100	<b>0,230</b>	23,00	23%
53-3120-9	Korki celulozowe do otworów o śr. 11,5-13,5 mm - wielokrotnego użytku	szt.	100	<b>0,210</b>	21,00	23%
53-3160-9	Korki celulozowe do otworów o śr. 15,5-17,0 mm - wielokrotnego użytku	szt.	100	<b>0,270</b>	27,00	23%
53-3180-9	Korki celulozowe do otworów o śr. 17,5-19,5 mm - wielokrotnego użytku	szt.	100	<b>0,300</b>	30,00	23%
53-3250-9	Korki celulozowe do otworów o śr. 25,0-27,0 mm - wielokrotnego użytku	szt.	50	<b>0,880</b>	44,00	23%
53-3320-9	Korki celulozowe do otworów o śr. 32,5-35,0 mm - wielokrotnego użytku	szt.	50	<b>1,280</b>	64,00	23%
53-3370-9	Korki celulozowe do otworów o śr. 37,5-41,5 mm - wielokrotnego użytku	szt.	50	<b>1,800</b>	90,00	23%

### KOSZYKI DO AUTOKLAWOWANIA WYROBÓW LABORATORYJNYCH

58-5090-7	Koszyk z drutu stalowego ocynkowanego do autoklawowania wyrobów laboratoryjnych - sześcián o wym.: 90x90x90 mm	szt.	1	<b>39,00</b>	39,00	23%
58-5091-7	Koszyk z drutu - walec o wym.: śr. 90 mm i wys. 90 mm	szt.	1	<b>39,00</b>	39,00	23%
58-5150-7	Koszyk z drutu - sześcián o wym.: 150x150x150 mm	szt.	1	<b>49,00</b>	49,00	23%
58-5151-7	Koszyk z drutu - walec o wym.: śr. 150 mm i wys. 150 mm	szt.	1	<b>49,00</b>	49,00	23%

### SZCZOTECZKI DO WYMAZÓW CYTOLOGICZNYCH

N 56-0100-4SR	Szczoteczki typu "Cytobrush" do wymazów cytologicznych z bezpiecznym końcem, pakowane indywidualnie, sterylizowane radiacyjnie (STERYLNE R), MDD	szt.	100	<b>0,600</b>	60,00	8%
N 56-11CBV-4SG	Szczoteczki typu "Cervex" do wymazów cytologicznych, szczotka w kształcie grota, kątowna podstawa szczotki, pakowane indywidualnie, dł. ~200 mm, sterylizowane tlenkiem etylenu (STERYLNE EO), MDD	szt.	50	<b>0,780</b>	39,00	8%
N 56-11CB-4SG	Szczoteczki typu "Cervex" do wymazów cytologicznych, szczotka w kształcie grota, liniowa podstawa szczotki, pakowane indywidualnie, dł. ~200 mm, sterylizowane tlenkiem etylenu (STERYLNE EO), MDD	szt.	50	<b>0,780</b>	39,00	8%

### KASETKI NA PRÓBKI HISTOLOGICZNE

56-2100-1	Kasetki standardowe o wym.: 40x28x6,8 mm, czerwone	szt.	500	<b>0,320</b>	160,00	8%
56-2100-2	Kasetki standardowe o wym.: 40x28x6,8 mm, zielone	szt.	500	<b>0,320</b>	160,00	8%
56-2100-3	Kasetki standardowe o wym.: 40x28x6,8 mm, żółte	szt.	500	<b>0,320</b>	160,00	8%
56-2100-4	Kasetki standardowe o wym.: 40x28x6,8 mm, niebieskie	szt.	500	<b>0,320</b>	160,00	8%
56-2100-7	Kasetki standardowe o wym.: 40x28x6,8 mm, białe	szt.	500	<b>0,320</b>	160,00	8%
56-2190-4	Wkłady z gąbki o wym.: 32x26x2,5 mm do kasetek typu (56-2100-x)	szt.	500	<b>0,110</b>	55,00	8%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	

### Część 3 - PRODUKTY DO PIPETOWANIA I DOZOWANIA CIECZY

#### PIPETORY LABORATORYJNE DO PIPET MIAROWYCH

70-0100-0	FLIP - pipetor gruszka do pipet miarowych o poj. do 100 ml	szt.	1	18,50	18,50	23%
70-2020-0	Pipetor z pokrętkiem do pipet miarowych o poj. do 2 ml - niebieski	szt.	1	29,00	29,00	23%
70-2100-0	Pipetor z pokrętkiem do pipet miarowych o poj. do 10 ml - zielony	szt.	1	29,00	29,00	23%
70-2250-0	Pipetor z pokrętkiem do pipet miarowych o poj. do 25 ml - czerwony	szt.	1	29,00	29,00	23%
70-9200-0	Statyw na 4 pipetory z pokrętkiem typu 70-2xxx-0	szt.	1	149,00	45,00	23%
70-4300-0	"Pipetus-Junior" - pipetor ręczny z uchwytem pistoletowym	szt.	1	520,00	520,00	23%
70-5300-0	"Pipetus-Standard" - pipetor elektryczny z uchwytem pistoletowym	szt.	1	990,00	990,00	23%
70-6600-0	"Pipetus-Akku" - pipetor elektroniczny z uchwytem pistoletowym do pipet o poj. 0,1-200 ml	szt.	1	1 680,00	1 680,00	23%
70-6100-0	"Levo Plus" - pipetor elektroniczny z uchwytem pistoletowym do pipet o poj. 0,1-100 ml	szt.	1	990,00	990,00	23%
70-9490-8	Wewnętrzne filtry zabezpieczające - część zamienna do pipetorów "Pipetus"	szt.	5	39,50	197,50	23%
70-9490-9	Gniazdo z gumy do mocowania pipet - część zamienna do pipetorów "Pipetus"	szt.	1	47,50	47,50	23%
70-9590-8	Mikrofiltry do zespołu pompy - część zamienna do pipetora "Pipetus-Standard"	szt.	5	145,00	725,00	23%
70-8110-0	Mikropipetor ręczny do kapilar z grup 46 i 47, o poj. 1-50 i 100-200 µl	szt.	1	149,00	149,00	23%
70-8110-8	Uchwyty z silikonu do kapilar 1-50 µl - część wymienna	szt.	10	1,650	16,50	23%
70-8110-9	Uchwyty z silikonu do kapilar 100-200 µl - część wymienna	szt.	10	1,650	16,50	23%

#### DOZATORY BUTELKOWE O NASTAWIANEJ OBJĘTOŚCI DOZOWANIA, W CAŁOŚCI AUTOKLAWOWALNE

##### Dozatory CERAMUS® o wysokiej odporności chemicznej, z zaworem odpowietrzającym oraz nastawianej za pomocą pierścienia objętości dozowania, z gwintem A45 oraz 3 adapterami: A32, A38 i S40

71-0100-1	Dozator CERAMUS o objętości dozowania 0,2-1 ml co 0,05 ml	szt.	1	1 250,00	1 250,00	23%
71-0200-1	Dozator CERAMUS o objętości dozowania 0,4-2 ml co 0,05 ml	szt.	1	1 250,00	1 250,00	23%
71-0500-1	Dozator CERAMUS o objętości dozowania 1-5 ml co 0,1 ml	szt.	1	1 250,00	1 250,00	23%
71-1000-1	Dozator CERAMUS o objętości dozowania 2-10 ml co 0,25 ml	szt.	1	1 250,00	1 250,00	23%
71-3000-1	Dozator CERAMUS o objętości dozowania 5-30 ml co 0,5 ml	szt.	1	1 590,00	1 590,00	23%
71-6000-1	Dozator CERAMUS o objętości dozowania 10-60 ml co 1 ml	szt.	1	1 690,00	1 690,00	23%

##### Dozatory CERAMUS® - CLASSIC o wysokiej odporności chemicznej oraz nastawianej za pomocą pierścienia objętości dozowania, z gwintem A32 oraz 3 adapterami: A28, A45 i S40

72-0100-0	Dozator CERAMUS-CLASSIC o objętości dozowania 0,2-1 ml co 0,05 ml	szt.	1	990,00	990,00	23%
72-0200-0	Dozator CERAMUS-CLASSIC o objętości dozowania 0,4-2 ml co 0,05 ml	szt.	1	995,00	995,00	23%
72-0500-0	Dozator CERAMUS-CLASSIC o objętości dozowania 1-5 ml co 0,1 ml	szt.	1	995,00	995,00	23%
72-1000-0	Dozator CERAMUS-CLASSIC o objętości dozowania 2-10 ml co 0,25 ml	szt.	1	995,00	995,00	23%
72-3000-0	Dozator CERAMUS-CLASSIC o objętości dozowania 5-30 ml co 0,5 ml	szt.	1	1 350,00	1 350,00	23%
72-6000-0	Dozator CERAMUS-CLASSIC o objętości dozowania 10-60 ml co 1 ml	szt.	1	1 450,00	1 450,00	23%

##### Dozatory "DispensMate Plus" o wysokiej odporności chemicznej oraz nastawianej za pomocą suwaka objętości dozowania, z 5 adapterami: GL25, GL28, GL32, GL38 i S40

72-0500-0E	Dozator "DispensMate Plus" o objętości dozowania 0,5-5 ml co 0,1 ml	szt.	1	590,00	590,00	23%
72-1000-0E	Dozator "DispensMate Plus" o objętości dozowania 1-10 ml co 0,2 ml	szt.	1	590,00	590,00	23%
72-2500-0E	Dozator "DispensMate Plus" o objętości dozowania 2,5-25 ml co 0,5 ml	szt.	1	690,00	690,00	23%
72-5000-0E	Dozator "DispensMate Plus" o objętości dozowania 5-50 ml co 1 ml	szt.	1	690,00	690,00	23%

#### BIURETY ELEKTRONICZNE SOLARUS® do 20 i 50 ml

73-1021-0	Biureta SOLARUS - do 20 ml z elektronicznym układem pomiarowym, wyświetlaczem cyfrowym, słonecznym ogniwem zasilania, gwintem A45 i 3 adapterami: A32, A38 i S40	szt.	1	2 790,00	2 790,00	23%
73-1051-0	Biureta SOLARUS - do 50 ml z elektronicznym układem pomiarowym, wyświetlaczem cyfrowym, słonecznym ogniwem zasilania, gwintem A45 i 3 adapterami: A32, A38 i S40	szt.	1	2 790,00	2 790,00	23%

#### BUTELKI, ADAPTERY I CZĘŚCI ZAMIENNE DO DOZATORÓW I BIURET

72-7050-6	Butelka do dozatora o poj. 500 ml, ze szkła bursztynowego, z gwintem A32	szt.	1	35,00	35,00	23%
72-7100-6	Butelka do dozatora o poj. 1000 ml, ze szkła bursztynowego, z gwintem A45	szt.	1	48,00	48,00	23%
72-7250-6	Butelka do dozatora o poj. 2500 ml, ze szkła bursztynowego, z gwintem A45	szt.	1	85,00	85,00	23%



# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
72-8A25-1	Adapter z PP do dozatora/biurety o gwincie A32 do butelki z gwintem A25	szt.	1	35,00	35,00	23%
72-8A28-1	Adapter z PP do dozatora/biurety o gwincie A32 do butelki z gwintem A28	szt.	1	35,00	35,00	23%
72-8A38-1	Adapter z PP do dozatora/biurety o gwincie A32 do butelki z gwintem A38	szt.	1	52,00	52,00	23%
72-8A45-1	Adapter z PP do dozatora/biurety o gwincie A32 do butelki z gwintem A45	szt.	1	58,00	58,00	23%
72-8A45-4	Adapter z PTFE do dozatora/biurety o gwincie A32 do butelki z gwintem A45	szt.	1	299,00	299,00	23%
72-8S40-1	Adapter z PP do dozatora/biurety o gwincie A32 do butelki z gwintem S40	szt.	1	55,00	55,00	23%
72-8S40-4	Adapter z PTFE do dozatora/biurety o gwincie A32 do butelki z gwintem S40	szt.	1	299,00	299,00	23%
73-8A32-1	Adapter z PP do dozatora/biurety o gwincie A45 do butelki z gwintem A32	szt.	1	49,50	49,50	23%
73-8A32-4	Adapter z ETFE do dozatora/biurety o gwincie A45 do butelki z gwintem A32	szt.	1	105,00	105,00	23%
73-8A38-1	Adapter z PP do dozatora/biurety o gwincie A45 do butelki z gwintem A38	szt.	1	55,00	55,00	23%
73-8A38-4	Adapter z ETFE do dozatora/biurety o gwincie A45 do butelki z gwintem A38	szt.	1	99,50	99,50	23%
73-8S40-1	Adapter z PP do dozatora/biurety o gwincie A45 do butelki z gwintem S40	szt.	1	55,00	55,00	23%
73-8S40-4	Adapter z ETFE do dozatora/biurety o gwincie A45 do butelki z gwintem S40	szt.	1	105,00	105,00	23%
72-9100-5	Rurka doprowadzająca z FEP dł. 310 mm do dozatorów CERAMUS-CLASSIC o poj. do 10 ml	szt.	1	55,00	55,00	23%
72-9100-6	Zespół rurki wylewowej z FEP do dozatorów CERAMUS-CLASSIC o poj. do 10 ml	szt.	1	80,00	80,00	23%
72-9180-6	Zespół spiralnej rurki wylewowej z FEP dł. 1m do dozatorów CERAMUS-CLASSIC o poj. do 10 ml	szt.	1	339,00	339,00	23%
72-9500-6	Zespół rurki wylewowej z FEP do dozatorów CERAMUS	szt.	1	129,00	129,00	23%
72-9600-5	Rurka doprowadzająca z FEP dł. 310 mm do dozatorów CERAMUS-CLASSIC o poj.: 30 i 60 ml, CERAMUS oraz biuret SOLARUS	szt.	1	55,00	55,00	23%
72-9600-6	Zespół rurki wylewowej z FEP do dozatorów CERAMUS-CLASSIC o poj.: 30 i 60 ml	szt.	1	120,00	120,00	23%
72-9680-6	Zespół spiralnej rurki wylewowej z FEP dł. 1 m do dozatorów CERAMUS-CLASSIC o poj.: 30 i 60 ml	szt.	1	355,00	355,00	23%
73-9590-6	Zespół rurki recyrkulacyjnej z FEP dł. 70 mm do dozatorów CERAMUS oraz biuret SOLARUS	szt.	1	29,00	29,00	23%
73-9500-6	Zespół rurki wylewowej z FEP do biuret SOLARUS	szt.	1	139,00	139,00	23%
73-9580-6	Zespół spiralnej rurki wylewowej z FEP dł. 1 m do dozatorów CERAMUS oraz biuret SOLARUS	szt.	1	365,00	365,00	23%

### PIPETY TRANSPORTOWE TYPU PASTEURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO I SZKŁA

#### Pipetki z tworzywa sztucznego (PE)

76-1100-2	Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 125 mm, o poj. użytkowej ~1 ml i całkowitej ~1,1 ml, bez podziałki, pakowane zbiorczo w pudełku kartonowym	szt.	1000	0,128	128,00	8%
76-1101-2	Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 150 mm, o poj. użytkowej 1 ml i całkowitej ~4 ml, z podziałką co 0,25 ml do 1 ml, pakowane zbiorczo w pudełku kartonowym z dozownikiem - <b>MLMark</b>	szt.	500	0,085	42,50	8%
76-1101-25S	Pipetki transportowe typu Pasteura jak wyżej, pakowane po 5 szt. w torebki foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu (STERYLNE EO), w pudełku kartonowym z dozownikiem - <b>MLMark</b>	szt.	400	0,250	100,00	8%
76-1101-21S	Pipetki transportowe typu Pasteura jak wyżej, pakowane indywidualnie w torebki foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu (STERYLNE EO), w pudełku kartonowym - <b>MLMark</b>	szt.	100	0,270	27,00	8%
76-1200-2	Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 130 mm, o poj. użytkowej 2 ml i całkowitej ~2,6 ml, bez podziałki, pakowane zbiorczo w pudełku kartonowym z dozownikiem - <b>MLMark</b>	szt.	500	0,089	44,50	8%
76-1303-2	Pipetki transportowe typu Pasteura o dł. 155 mm, o poj. użytkowej 3 ml i całkowitej ~4 ml, z podziałką co 0,5 ml do 3 ml, pakowane zbiorczo w pudełku kartonowym z dozownikiem - <b>MLMark</b>	szt.	500	0,085	42,50	8%
76-1303-25S	Pipetki transportowe typu Pasteura jak wyżej, pakowane po 5 szt. w torebki foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu (STERYLNE EO), w pudełku kartonowym z dozownikiem - <b>MLMark</b>	szt.	400	0,250	100,00	8%
76-1303-21S	Pipetki transportowe typu Pasteura jak wyżej, pakowane indywidualnie w torebki foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu (STERYLNE EO), w pudełku kartonowym - <b>MLMark</b>	szt.	100	0,270	27,00	8%
76-3250-2	Pipetki transportowe typu Pasteura z cienką kapilarną częścią roboczą, o dł. 155 mm, o poj. użytkowej 2,5 ml i całkowitej ~3,7 ml, bez podziałki, pakowane zbiorczo w pudełku kartonowym z dozownikiem - <b>MLMark</b>	szt.	500	0,085	42,50	8%
76-3250-25S	Pipetki transportowe typu Pasteura jak wyżej, pakowane po 5 szt. w torebki foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu (STERYLNE EO), w pudełku kartonowym z dozownikiem - <b>MLMark</b>	szt.	400	0,250	100,00	8%
76-3250-21S	Pipetki transportowe typu Pasteura jak wyżej, pakowane indywidualnie w torebki foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu (STERYLNE EO), w pudełku kartonowym - <b>MLMark</b>	szt.	100	0,270	27,00	8%



# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
76-3300-2	Pipetki transportowe typu Pasteura z cienkim końcem do precyzyjnych dozowań, o dł. 150 mm, o poj. użytkowej 3 ml i całkowitej ~4 ml, bez podziałki, pakowane zbiorczo w pudełku kartonowym z dozownikiem <b>-MLMark</b>	szt.	500	<b>0,290</b>	145,00	8%
76-3300-25S	Pipetki transportowe typu Pasteura jak wyżej, pakowane po 5 szt. w torebki foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu (STERYLNE EO), w pudełku kartonowym <b>-MLMark</b>	szt.	200	<b>0,450</b>	90,00	8%
76-3300-21S	Pipetki transportowe typu Pasteura jak wyżej, pakowane indywidualnie w torebki foliowe, sterylizowane tlenkiem etylenu (STERYLNE EO), w pudełku kartonowym <b>-MLMark</b>	szt.	100	<b>0,500</b>	50,00	8%
<b>Pipety ze szkła sodowo-wapniowego</b>						
76-6150-6	Pipety transportowe typu Pasteura o dł. 150 mm i śr. 7 mm	szt.	250	<b>0,210</b>	52,50	23%
76-6230-6	Pipety transportowe typu Pasteura o dł. 230 mm i śr. 7 mm	szt.	250	<b>0,230</b>	57,50	23%
76-6900-5	Ssawki gumowe do szklanych pipet transportowych typu Pasteura	szt.	10	<b>1,550</b>	15,50	23%

### PIPETY MIAROWE ZE SZKŁA I TWORZYWA SZTUCZNEGO

#### Pipety jednomiarowe ze szkła sodowo-wapniowego

78-0005-618	Pipety o poj. 0,5 ml, kl. B	szt.	10	<b>10,15</b>	101,50	23%
78-0010-618	Pipety o poj. 1,0 ml, kl. B	szt.	10	<b>8,550</b>	85,50	23%
78-0020-618	Pipety o poj. 2,0 ml, kl. B	szt.	10	<b>16,80</b>	168,00	23%
78-0050-618	Pipety o poj. 5,0 ml, kl. B	szt.	10	<b>18,70</b>	187,00	23%
78-0100-618	Pipety o poj. 10,0 ml, kl. B	szt.	10	<b>15,30</b>	153,00	23%
78-0200-618	Pipety o poj. 20,0 ml, kl. B	szt.	5	<b>17,90</b>	89,50	23%
78-0250-618	Pipety o poj. 25,0 ml, kl. B	szt.	5	<b>18,20</b>	91,00	23%
78-0500-618	Pipety o poj. 50,0 ml, kl. B	szt.	5	<b>29,60</b>	148,00	23%
78-0999-618	Pipety o poj. 100,0 ml, kl. B	szt.	3	<b>55,60</b>	166,80	23%

#### Pipety wielomiarowe ze szkła sodowo-wapniowego

77-0001-618	Pipety na wypływ całkowity o poj. do 0,1 ml, podziałka 0,001 ml, kl. B	szt.	12	<b>7,650</b>	91,80	23%
77-0002-618	Pipety na wypływ całkowity o poj. do 0,2 ml, podziałka 0,002 ml, kl. B	szt.	12	<b>7,200</b>	86,40	23%
77-0005-618	Pipety na wypływ całkowity o poj. do 0,5 ml, podziałka 0,01 ml, kl. B	szt.	12	<b>6,750</b>	81,00	23%
77-0010-618	Pipety na wypływ całkowity o poj. do 1,0 ml, podziałka 0,01 ml, kl. B	szt.	12	<b>5,100</b>	61,20	23%
77-0020-618	Pipety na wypływ całkowity o poj. do 2,0 ml, podziałka 0,02 ml, kl. B	szt.	12	<b>4,900</b>	58,80	23%
77-0050-618	Pipety na wypływ całkowity o poj. do 5,0 ml, podziałka 0,05 ml, kl. B	szt.	12	<b>6,100</b>	73,20	23%
77-0100-618	Pipety na wypływ całkowity o poj. do 10,0 ml, podziałka 0,1 ml, kl. B	szt.	12	<b>6,500</b>	78,00	23%
77-0200-618	Pipety na wypływ całkowity o poj. do 20,0 ml, podziałka 0,1 ml, kl. B	szt.	5	<b>12,50</b>	62,50	23%
77-0251-618	Pipety na wypływ całkowity o poj. do 25,0 ml, podziałka 0,1 ml, kl. B	szt.	5	<b>14,40</b>	72,00	23%
77-0500-618	Pipety na wypływ całkowity o poj. do 50,0 ml, podziałka 0,2 ml, kl. B	szt.	5	<b>27,80</b>	139,00	23%
77-3005-628	Pipety na wypływ całkowity (na wydmuch) o poj. do 0,5 ml, podziałka 0,01 ml, typ AR, kl. B	szt.	12	<b>17,20</b>	206,40	23%
77-3010-628	Pipety na wypływ całkowity (na wydmuch), o poj. do 1,0 ml, podziałka 0,01 ml, typ AR, kl. B	szt.	12	<b>15,10</b>	181,20	23%
77-3020-628	Pipety na wypływ całkowity (na wydmuch), o poj. do 2,0 ml, podziałka 0,02 ml, typ AR, kl. B	szt.	12	<b>15,10</b>	181,20	23%
77-3050-628	Pipety na wypływ całkowity (na wydmuch), o poj. do 5,0 ml, podziałka 0,05 ml, typ AR, kl. B	szt.	12	<b>18,20</b>	218,40	23%
77-3100-628	Pipety na wypływ całkowity (na wydmuch), o poj. do 10,0 ml, podziałka 0,1 ml, typ AR, kl. B	szt.	12	<b>21,30</b>	255,60	23%
77-3200-628	Pipety na wypływ całkowity (na wydmuch), o poj. do 20,0 ml, podziałka 0,1 ml, typ AR, kl. B	szt.	6	<b>32,20</b>	193,20	23%
77-3251-628	Pipety na wypływ całkowity (na wydmuch), o poj. do 25,0 ml, podziałka 0,1 ml, typ AR, kl. B	szt.	6	<b>33,75</b>	202,50	23%

#### Pipety "serologiczne" z polistyrenu (PS)

79-0010-0S	Pipety o poj. do 1,0 ml, podziałka 0,01 ml, pakowane indywidualnie, sterylne	szt.	500	<b>0,500</b>	250,00	8%
79-0020-0S	Pipety o poj. do 2,0 ml, podziałka 0,01 ml, pakowane indywidualnie, sterylne	szt.	500	<b>0,550</b>	275,00	8%
79-0050-0S	Pipety o poj. do 5,0 ml, podziałka 0,1 ml, pakowane indywidualnie, sterylne	szt.	250	<b>0,890</b>	222,50	8%
79-0100-0S	Pipety o poj. do 10,0 ml, podziałka 0,1 ml, pakowane indywidualnie, sterylne	szt.	250	<b>1,050</b>	262,50	8%
79-0250-0S	Pipety o poj. do 25,0 ml, podziałka 0,2 ml, pakowane indywidualnie, sterylne	szt.	200	<b>2,100</b>	420,00	8%

#### Wyposażenie do pipet miarowych

79-8010-1	Pojemnik cylindryczny, stojący, z PP, do przechowywania i autoklawowania pipet	szt.	1	<b>109,00</b>	109,00	23%
79-9028-1	Statyw 28 miejscowy na pipety o poj. do 25 ml	szt.	1	<b>129,00</b>	129,00	23%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
<b>AUTOMATYCZNE PIPETY LABORATORYJNE MLPettePlus™, Z WYRZUTNIKIEM KOŃCÓWEK I WYDMUCHEM ORAZ Z AUTOKLAWOWALNYM TRZONEM</b>						
<b>Pipety jednocanalowe stałopojemnościowe MLPettePlus™-F</b>						
85P-0005-1	Pipeta o stałej poj. 5 µl (do mikrokońcówek typu Eppendorf Cristall i Gilson Pipetman o poj. do 10 µl)	szt.	1	<b>189,00</b>	189,00	8%
85P-0010-1	Pipeta o stałej poj. 10 µl (do mikrokońcówek typu Eppendorf Cristall i Gilson Pipetman o poj. do 10 µl)	szt.	1	<b>189,00</b>	189,00	8%
85P-0020-0	Pipeta o stałej poj. 20 µl	szt.	1	<b>189,00</b>	189,00	8%
85P-0025-0	Pipeta o stałej poj. 25 µl	szt.	1	<b>189,00</b>	189,00	8%
85P-0050-0	Pipeta o stałej poj. 50 µl	szt.	1	<b>189,00</b>	189,00	8%
85P-0100-0	Pipeta o stałej poj. 100 µl	szt.	1	<b>189,00</b>	189,00	8%
85P-0200-0	Pipeta o stałej poj. 200 µl	szt.	1	<b>189,00</b>	189,00	8%
85P-0250-0	Pipeta o stałej poj. 250 µl	szt.	1	<b>189,00</b>	189,00	8%
85P-0500-0	Pipeta o stałej poj. 500 µl	szt.	1	<b>189,00</b>	189,00	8%
85P-1000-0	Pipeta o stałej poj. 1000 µl	szt.	1	<b>189,00</b>	189,00	8%
85P-2000-0	Pipeta o stałej poj. 2000 µl	szt.	1	<b>189,00</b>	189,00	8%
85P-5000-0	Pipeta o stałej poj. 5000 µl	szt.	1	<b>189,00</b>	189,00	8%
<b>Pipety jednocanalowe zmiennopojemnościowe MLPettePlus™-V</b>						
86P-0010-1	Pipeta o poj. w zakresie 0,5-10 µl (do mikrokońcówek typu Eppendorf Cristall i Gilson Pipetman o poj. do 10 µl)	szt.	1	<b>285,00</b>	285,00	8%
86P-0022-0	Pipeta o poj. w zakresie 2-20 µl	szt.	1	<b>285,00</b>	285,00	8%
86P-0050-0	Pipeta o poj. w zakresie 5-50 µl	szt.	1	<b>285,00</b>	285,00	8%
86P-0101-0	Pipeta o poj. w zakresie 10-100 µl	szt.	1	<b>285,00</b>	285,00	8%
86P-0202-0	Pipeta o poj. w zakresie 20-200 µl	szt.	1	<b>285,00</b>	285,00	8%
86P-1001-0	Pipeta o poj. w zakresie 100-1000 µl	szt.	1	<b>285,00</b>	285,00	8%
86P-5000-0	Pipeta o poj. w zakresie 1000-5000 µl	szt.	1	<b>285,00</b>	285,00	8%
<b>Pipety wielokanalowe zmiennopojemnościowe MLPettePlus™</b>						
88P-0805-0	Pipeta 8 kanałowa o poj. w zakresie 5-50 µl	szt.	1	<b>780,00</b>	780,00	8%
88P-0830-0	Pipeta 8 kanałowa o poj. w zakresie 50-300 µl	szt.	1	<b>780,00</b>	780,00	8%
88P-1205-0	Pipeta 12 kanałowa o poj. w zakresie 5-50 µl	szt.	1	<b>850,00</b>	850,00	8%
88P-1230-0	Pipeta 12 kanałowa o poj. w zakresie 50-300 µl	szt.	1	<b>850,00</b>	850,00	8%
<b>AUTOMATYCZNE PIPETY LABORATORYJNE MLPetteS™, Z WYRZUTNIKIEM KOŃCÓWEK I WYDMUCHEM, W CAŁOŚCI AUTOKLAWOWALNE</b>						
<b>Pipety jednocanalowe stałopojemnościowe MLPetteS™-F</b>						
85S-0005-1	Pipeta o stałej poj. 5 µl (do mikrokońcówek typu Eppendorf Cristall i Gilson Pipetman o poj. do 10 µl)	szt.	1	<b>210,00</b>	210,00	8%
85S-0010-1	Pipeta o stałej poj. 10 µl (do mikrokońcówek typu Eppendorf Cristall i Gilson Pipetman o poj. do 10 µl)	szt.	1	<b>210,00</b>	210,00	8%
85S-0020-0	Pipeta o stałej poj. 20 µl	szt.	1	<b>210,00</b>	210,00	8%
85S-0025-0	Pipeta o stałej poj. 25 µl	szt.	1	<b>210,00</b>	210,00	8%
85S-0050-0	Pipeta o stałej poj. 50 µl	szt.	1	<b>210,00</b>	210,00	8%
85S-0100-0	Pipeta o stałej poj. 100 µl	szt.	1	<b>210,00</b>	210,00	8%
85S-0200-0	Pipeta o stałej poj. 200 µl	szt.	1	<b>210,00</b>	210,00	8%
85S-0250-0	Pipeta o stałej poj. 250 µl	szt.	1	<b>210,00</b>	210,00	8%
85S-0500-0	Pipeta o stałej poj. 500 µl	szt.	1	<b>210,00</b>	210,00	8%
85S-1000-0	Pipeta o stałej poj. 1000 µl	szt.	1	<b>210,00</b>	210,00	8%
85S-2000-0	Pipeta o stałej poj. 2000 µl	szt.	1	<b>210,00</b>	210,00	8%
85S-5000-0	Pipeta o stałej poj. 5000 µl	szt.	1	<b>210,00</b>	210,00	8%
<b>Pipety jednocanalowe zmiennopojemnościowe MLPetteS™-V</b>						
86S-0010-1	Pipeta o poj. w zakresie 0,5-10 µl (do mikrokońcówek typu Eppendorf Cristall i Gilson Pipetman o poj. do 10 µl)	szt.	1	<b>310,00</b>	310,00	8%
86S-0022-0	Pipeta o poj. w zakresie 2-20 µl	szt.	1	<b>310,00</b>	310,00	8%
86S-0050-0	Pipeta o poj. w zakresie 5-50 µl	szt.	1	<b>310,00</b>	310,00	8%
86S-0101-0	Pipeta o poj. w zakresie 10-100 µl	szt.	1	<b>310,00</b>	310,00	8%
86S-0202-0	Pipeta o poj. w zakresie 20-200 µl	szt.	1	<b>310,00</b>	310,00	8%
86S-1001-0	Pipeta o poj. w zakresie 100-1000 µl	szt.	1	<b>310,00</b>	310,00	8%
86S-5000-0	Pipeta o poj. w zakresie 1000-5000 µl	szt.	1	<b>310,00</b>	310,00	8%
<b>Pipety wielokanalowe zmiennopojemnościowe MLPetteS™</b>						
88S-0805-0	Pipeta 8 kanałowa o poj. w zakresie 5-50 µl	szt.	1	<b>820,00</b>	820,00	8%
88S-0830-0	Pipeta 8 kanałowa o poj. w zakresie 50-300 µl	szt.	1	<b>820,00</b>	820,00	8%
88S-1205-0	Pipeta 12 kanałowa o poj. w zakresie 5-50 µl	szt.	1	<b>880,00</b>	880,00	8%
88S-1230-0	Pipeta 12 kanałowa o poj. w zakresie 50-300 µl	szt.	1	<b>880,00</b>	880,00	8%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
<b>WYPOSAŻENIE DO AUTOMATYCZNYCH PIPET LABORATORYJNYCH</b>						
85-9104-2	Statyw szeregowy 4 miejscowy z plexi, zielony, do pipet jednokanałowych: <b>MLPettePlus, MLPetteS, MLPette</b> , MICROLIT	szt.	1	<b>39,00</b>	39,00	8%
85-91K6-0	Statyw obrotowy 6 miejscowy z ABS, szary, do pipet jednokanałowych i wielokanałowych: <b>MLPettePlus i MLPetteS</b>	szt.	1	<b>195,00</b>	195,00	8%
88-9000-0	Statyw z plexi, bezbarwny, do pipet wielokanałowych: <b>MLPettePlus, MLPetteS, MLPette</b>	szt.	1	<b>55,00</b>	55,00	8%
88-8040-1	Pojemniki-rzynienki o poj. całkowitej 40 ml i wym. zew.: dł. 149 mm, wys. 26 mm, szer. 61 mm, na ciecz, do dozowania pipetami wielokanałowymi, z PP, białe, autoklawowalne	szt.	10	<b>2,900</b>	29,00	8%

### KOŃCÓWKI ZWYKŁE DO AUTOMATYCZNYCH PIPET LABORATORYJNYCH I PUDEŁKA DO NICH

#### Końcówki w torbach foliowych

80-0010-0	Mikrokońcówki o poj.: 0,1-10 µl, typu Eppendorf Cristall, bezbarwne, z PP - w torbie foliowej	szt.	1000	<b>0,035</b>	35,00	8%
80-0010-1	Mikrokońcówki o poj.: 0,1-10 µl, typu Gilson Pipetman, ze znacznikami poj.: 2 i 10 µl, bezbarwne, z PP - w torbie foliowej	szt.	1000	<b>0,045</b>	45,00	8%
80-0104-0	Końcówki o poj. do 200 µl, z kapilarnym zakończeniem o poj. 4 µl, bezbarwne, z PP - w torbie foliowej	szt.	500	<b>0,210</b>	105,00	8%
80-0100-0	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Eppendorf, klasa "SUPERIOR", bezbarwne, z PP - w torbie foliowej	szt.	1000	<b>0,023</b>	23,00	8%
80-0100-1	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Eppendorf, klasa "SUPERIOR", żółte, z PP - w torbie foliowej	szt.	1000	<b>0,023</b>	23,00	8%
80-0100-1E	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Eppendorf, klasa "ECONOMY", żółte, z PP - w torbie foliowej	szt.	1000	<b>0,012</b>	12,00	8%
80-0200-0	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Gilson, klasa "SUPERIOR", bezbarwne, z PP - w torbie foliowej	szt.	1000	<b>0,023</b>	23,00	8%
80-0200-1	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Gilson, klasa "SUPERIOR", żółte, z PP - w torbie foliowej	szt.	1000	<b>0,023</b>	23,00	8%
80-0200-1E	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Gilson, klasa "ECONOMY", żółte, z PP - w torbie foliowej	szt.	1000	<b>0,012</b>	12,00	8%
80-0250-0	Końcówki o poj. do 250 µl, o dł. 90 mm "extra long", bezbarwne, przeznaczone do pobierania odczynników z głębokich naczyń - w torbie foliowej	szt.	500	<b>0,120</b>	60,00	8%
80-0300-0	Końcówki miarowe o poj. do 300 µl typu Gilson, ze znacznikami poj.: 10, 50, 100 i 200 µl, klasa "SUPERIOR", bezbarwne, z PP - w torbie foliowej	szt.	1000	<b>0,080</b>	80,00	8%
80-1000-0	Końcówki o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf, klasa "SUPERIOR", bezbarwne, z PP - w torbie foliowej	szt.	500	<b>0,029</b>	14,50	8%
80-1000-1	Końcówki o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf, klasa "SUPERIOR", niebieskie, z PP - w torbie foliowej	szt.	500	<b>0,029</b>	14,50	8%
80-1000-1E	Końcówki o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf, klasa "ECONOMY", niebieskie, z PP - w torbie foliowej	szt.	500	<b>0,021</b>	10,50	8%
80-1001-1E	Końcówki o poj. do 1000 µl, typu Gilson, klasa "ECONOMY", niebieskie, z PP - w torbie foliowej	szt.	500	<b>0,021</b>	10,50	8%
80-5000-0	Końcówki o poj. do 5000 µl, typu Eppendorf, bezbarwne - w torbie foliowej	szt.	200	<b>0,095</b>	19,00	8%

#### Końcówki w pudełkach

80-0010-8	Mikrokońcówki o poj.: 0,1-10 µl, typu Eppendorf Cristall, bezbarwne (80-0010-0), - 96 szt. w pudełku	kpl.	1	<b>16,50</b>	16,50	8%
80-0011-8	Mikrokońcówki o poj.: 0,1-10 µl, typu Gilson Pipetman, bezbarwne (80-0010-1), - 96 szt. w pudełku	kpl.	1	<b>21,50</b>	21,50	8%
80-0104-8	Końcówki o poj. do 200 µl, bezbarwne (80-0104-0), - 96 szt. w pudełku	kpl.	1	<b>38,50</b>	38,50	8%
80-0100-8	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Eppendorf, bezbarwne (80-0100-0), klasa "SUPERIOR" - 96 szt. w pudełku	kpl.	1	<b>22,50</b>	22,50	8%
80-0100-9	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Eppendorf, żółte (80-0100-1), klasa "SUPERIOR" - 96 szt. w pudełku	kpl.	1	<b>22,50</b>	22,50	8%
80-0200-5	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Gilson, bezbarwne (80-0200-0), klasa "SUPERIOR", w 5 pudełkach po 192 szt. (2x96 szt.), ustawionych w stos - 960 szt.	kpl.	1	<b>85,00</b>	85,00	8%
80-0200-6	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Gilson, żółte (80-0200-1), klasa "SUPERIOR", w 5 pudełkach po 192 szt. (2x96 szt.), ustawionych w stos - 960 szt.	kpl.	1	<b>85,00</b>	85,00	8%
80-0200-8	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Gilson, bezbarwne (80-0200-0), klasa "SUPERIOR" - 96 szt. w pudełku	kpl.	1	<b>15,50</b>	15,50	8%
80-0200-9	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Gilson, żółte (80-0200-1), klasa "SUPERIOR" - 96 szt. w pudełku	kpl.	1	<b>15,50</b>	15,50	8%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
80-0300-5	Końcówki miarowe o poj. do 300 µl, typu Gilson, bezbarwne (80-0300-0), klasa "SUPERIOR", w 5 pudełkach po 192 szt. (2x96 szt.), ustawionych w stos - 960 szt.	kpl.	1	115,00	115,00	8%
80-1000-8	Końcówki o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf, bezbarwne (80-1000-0), klasa "SUPERIOR" - 60 szt. w pudełku	kpl.	1	14,900	14,90	8%
80-1000-9	Końcówki o poj. do 1000 µl, typu Eppendorf, niebieskie (80-1000-1), klasa "SUPERIOR" - 60 szt. w pudełku	kpl.	1	14,900	14,90	8%
<b>Pudełka na końcówki do pipet</b>						
80-0100-X	Pudełko na 96 końcówek typu Eppendorf o poj. do 200 µl, autoklawowalne	szt.	1	9,500	9,50	23%
80-0200-X	Pudełko na 192 końcówki typu Gilson o poj. do 200 µl (2x96 szt.), autoklawowalne	szt.	1	13,50	13,50	23%
80-1000-X	Pudełko na 60 końcówek typu Eppendorf o poj. do 1000 µl, autoklawowalne	szt.	1	7,500	7,50	23%
97-2616-3	Pojemniki o wym.: 16x26x30 cm (male), z pokrywą, do przechowywania sprzętu jednorazowego, przezroczyste, z plexi (PMMA)	szt.	2	95,00	190,00	23%
97-2631-3	Pojemnik o wym.: 31x26x30 cm (duże), z pokrywą, do przechowywania sprzętu jednorazowego, przezroczysty, z plexi (PMMA)	szt.	1	130,00	130,00	23%

### KOŃCÓWKI Z FILTREM DO AUTOMATYCZNYCH PIPET LABORATORYJNYCH - CZYSTE MOLEKULARNIE, STERYLNE (do zastosowań w biologii molekularnej i technice PCR)

81-0010-0FMS	Mikrokońcówki o poj.: 0,5-10 µl, typu Eppendorf Cristall - 96 szt. w pudełku	kpl.	1	33,00	33,00	8%
81-0011-0FMS	Mikrokońcówki o poj.: 0,1-10 µl, typu Gilson Pipetman - 96 szt. w pudełku	kpl.	1	33,00	33,00	8%
81-0020-0FMS	Końcówki o poj. do 20 µl, typu Gilson - 96 szt. w pudełku	kpl.	1	33,00	33,00	8%
81-0050-0FMS	Końcówki o poj. do 50 µl, typu Gilson - 96 szt. w pudełku	kpl.	1	33,00	33,00	8%
81-0100-0FMS	Końcówki o poj. do 100 µl, typu Gilson - 96 szt. w pudełku	kpl.	1	33,00	33,00	8%
81-0200-0FMS	Końcówki o poj. do 200 µl, typu Gilson - 96 szt. w pudełku	kpl.	1	33,00	33,00	8%
81-1000-0FMS	Końcówki o poj. do 1000 µl, typu Gilson - 96 szt. w pudełku	kpl.	1	39,00	39,00	8%

#### Pudełka, w których znajdują się końcówki wykonane są z chemicznie odpornego polipropylenu.

Posiadają one denko i wieczko służące ochronie końcówek przed zanieczyszczeniami i kontaminacją. Końcówki rozmieszczone są w pudełku w module płytki titracyjnej, tj. 8x12 otworów co 9 mm. Umożliwia to pobieranie końcówek pipetami jedno i wielokanałowymi bezpośrednio z pudełka. Pudełka na 192 końcówki posiadają 2 moduły końcówek 8x12 i są zestawione w stos 5 pudełek ze wspólną pokrywką i denkiem. Wykonanie pudełek z polipropylenu pozwala na ich autoklawowanie wraz ze znajdującymi się w nich końcówkami.

**Produkt czysty molekularnie** - jest to produkt nie zawierający w/na sobie zanieczyszczeń organicznych typu DNA-zy, RNA-zy, DNA, RNA, inhibitory PCR, itp. mogących wpływać na wyniki badań kwasów nukleinowych w biologii molekularnej, co udokumentowane jest stosownymi certyfikatami.

### MULTIDYSPENSER "STEPMATE STEPPER" DO STRZYKAWEK DOZUJĄCYCH

83-0000-0	Multidydispenser "StepMate Stepper" do strzykawk dozujących umożliwiający odmierzanie jednakowych dawek od 1/50 do 1/10 maksymalnej objętości strzykawki	szt.	1	990,00	990,00	23%
-----------	--	------	---	--------	--------	-----

### STRZYKAWKI DOZUJĄCE DO MULTIDYSPENSERÓW TYPU: "STEPMATE STEPPER", "MINILAB", "MULTIPETTE", "RITTIPETTE"

83-0050-1	Strzykawki o poj. 0,5 ml do multidydispenserów	szt.	100	3,500	350,00	8%
83-0125-1	Strzykawki o poj. 1,25 ml do multidydispenserów	szt.	100	3,500	350,00	8%
83-0250-1	Strzykawki o poj. 2,5 ml do multidydispenserów	szt.	100	3,500	350,00	8%
83-0500-1	Strzykawki o poj. 5 ml do multidydispenserów	szt.	100	3,500	350,00	8%
83-1250-1	Strzykawki o poj. 12,5 ml do multidydispenserów	szt.	100	3,500	350,00	8%
83-2500-1	Strzykawki o poj. 25 ml do multidydispenserów	szt.	50	5,500	275,00	8%
83-5000-1	Strzykawki o poj. 50 ml do multidydispenserów	szt.	25	5,500	137,50	8%
83-9000-1	Adaptory do strzykawk dozujących o poj.: 25 ml lub 50 ml	szt.	10	25,00	250,00	8%

Na indywidualne zamówienie dostarczamy sterylne strzykawki dozujące o w/w pojemnościach (pakowane po 100 szt.) oraz końcówki o pojemności 0,05 ml. Czas realizacji zamówienia do 4 tygodni.

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	

### Część 4 - DROBNY ZMECHANIZOWANY SPRZĘT LABORATORYJNY

#### DROBNY ELEKTRONICZNY SPRZĘT LABORATORYJNY

A0-AL-TH101	Termometr laboratoryjny TH-101, o zakresie pomiaru temperatury -50 - +200°C	szt.	1	98,00	98,00	23%
IN-AL-JT309	Czasomierz/stoper laboratoryjny JT309, odmierzający lub zliczający czas w zakresie od 1 sekundy do 99 minut i 59 sekund	szt.	1	35,00	35,00	23%

#### SUMATORY HEMATOLOGICZNE - MLSerie™

A0-SH-0012-0	Sumator hematologiczny SH-12, 12-parametrowy do krwi obwodowej	szt.	1	1 299,00	1 299,00	23%
A0-SH-0024-0	Sumator hematologiczny SH-24, 46-parametrowy do krwi obwodowej i szpiku	szt.	1	1 550,00	1 550,00	23%
A0-SH-DRUK-TER	Drukarka termiczna zewnętrzna do sumatorów hematologicznych umożliwiająca wydruk wyników	szt.	1	990,00	990,00	23%

#### WIRÓWKI LABORATORYJNE - MLSerie™

	<b>Mikrowirówka laboratoryjna</b>					
A1-DL-D1008	Mikrowirówka D1008 z rotorem A08-2 na 8 probówek typu Eppendorf o poj. 1,5 lub 2 ml oraz rotorem A02-PCR8 na 2 paski po 8 szt. probówek do PCR, ze stałą prędkością 7000 obr./min. (RCF 2680g)	kpl.	1	590,00	590,00	23%
	<b>Adaptory do gniazd rotora</b>					
A1-DL-A8EP002	Adaptory SA02P2 dla probówek typu Eppendorf o poj. 0,2 ml do zastosowania z rotorem A08-2. Komplet 8 szt.	kpl.	1	49,00	49,00	23%
A1-DL-A8EP005	Adaptory SA05P2 dla probówek typu Eppendorf o poj. 0,5 ml do zastosowania z rotorem A08-2. Komplet 8 szt.	kpl.	1	49,00	49,00	23%
	<b>Wirówki laboratoryjne</b>					
A1-DL-D2012P	Wirówka D2012 Plus z rotorem A12-2P na 12 probówek typu Eppendorf o poj. 1,5 ml lub 2 ml, ze sterowaniem cyfrowym, z regulowaną prędkością 500÷15 000 obr./min. (co 100 obr./min.) (RCF do 15 100 g) oraz regulowanym czasem pracy od 30 sek. do 99 min. lub praca ciągła	kpl.	1	2 450,00	2 450,00	23%
A1-DL-D3024	Wirówka D3024 z autoklawowalnym rotorem AS24-2 na 24 probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml lub 2 ml, ze sterowaniem cyfrowym, z regulowaną prędkością 200÷15 000 obr./min. (co 10 obr./min.) (RCF do 21 380 g) oraz regulowanym czasem pracy od 30 sek. do 99 min. lub praca ciągła	kpl.	1	4 950,00	4 950,00	23%
A1-DL-D3024R	Wirówka D3024R z wydajnym systemem chłodzenia o zakresie temperatury od -20 do +40°C (przy max. prędkości wirowania gwarancja utrzymania temp. nie wyższej niż 4°C), z autoklawowalnym rotorem AS24-2 na 24 probówki typu Eppendorf o poj. 1,5 ml lub 2 ml, ze sterowaniem cyfrowym, z regulowaną prędkością 200÷15 000 obr./min. (co 10 obr./min.) (RCF do 21 380 g) oraz regulowanym czasem pracy od 30 sek. do 99 min. lub praca ciągła	kpl.	1	12 250,00	12 250,00	23%
A1-DL-DM0412	Wirówka DM0412 z rotorem A12-10P do wirowania 8 probówek o poj. 15 ml lub 12 probówek o poj do 10 ml, ze sterowaniem cyfrowym, z regulowaną prędkością 300÷4500 obr./min. (co 100 obr./min.) (RCF do 2490g) oraz regulowanym czasem pracy od 30 sek. do 99 min. lub praca ciągła	kpl.	1	2 450,00	2 450,00	23%
	<b>Rotory zamienne do wirówek</b>					
A1-DL-R36EP005	Rotor AS36-05 do wirówki D3024 i D3024R, z pokrywką, klipsem mocującym pokrywkę i oringiem, na 36 probówek typu Eppendorf o poj. 0,5 ml. Maksymalna prędkość wirowania 15 000 obr./min., (RCF do 21 380 g), autoklawowalny	szt.	1	650,00	650,00	23%
A1-DL-R32PCR002	Rotor AS4-PCR8 do wirówki D3024 i D3024R, z pokrywką, klipsem mocującym pokrywkę i oringiem, na 4 paski po 8 szt. probówek do PCR. Maksymalna prędkość wirowania 15 000 obr./min., (RCF do 21 380 g), autoklawowalny	szt.	1	1 490,00	1 490,00	23%
	<b>Adaptory do gniazd rotorów i wkładki do nich</b>					
A1-DL-A24PCR002	Adaptory A02P2 dla probówek do PCR o poj. 0,2 ml do zastosowania z rotorami A12-2P i AS24-2. Komplet 24 szt.	kpl.	1	144,00	144,00	23%
A1-DL-A24EP005	Adaptory A05P2 dla probówek typu Eppendorf o poj. 0,5 ml do zastosowania z rotorami A12-2P i AS24-2. Komplet 24 szt.	kpl.	1	144,00	144,00	23%
A1-DL-A36PCR002	Adaptory A02P05 dla probówek do PCR o poj. 0,2 ml do zastosowania z rotorem AS36-05. Komplet 36 szt.	kpl.	1	216,00	216,00	23%
A1-DL-A12P12	Adaptory A10P15 dla probówek: śr.13x106 mm, śr.15x92 mm, śr.16x107 mm do zastosowania z rotorem A12-10P. Komplet 12 szt.	kpl.	1	79,00	79,00	23%
A1-DL-W12P06	Wkładki do adaptera A10P15 do wirowania probówek: śr.13x82 mm, śr.16x75 mm, śr.11x66 mm. Komplet 12 szt.	kpl.	1	49,00	49,00	23%



# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
<b>MIESZADŁA MAGNETYCZNE Z PŁYTĄ OKRĄGLĄ O ŚR. 135 MM - MLSerie™</b>						
	<b>Mieszadła bez funkcji grzania</b>					
A2-DL-MS-AE	<b>Mieszadło MS-S</b> z płytą ze stali nierdzewnej emaliowanej, o śr. 135 mm i sterowaniem analogowym, z płynnie regulowaną prędkością 0÷1 500 obr./min., max. objętość mieszanej cieczy 20 dm <sup>3</sup> (dla H <sub>2</sub> O)	szt.	1	<b>895,00</b>	895,00	23%
A2-DL-MS-AP	<b>Mieszadło MS-PB</b> z płytą z ABS o średnicy 135 mm i sterowaniem analogowym, z płynnie regulowaną prędkością 0 ÷ 1500 obr./min., max. objętość mieszanej cieczy 3 dm <sup>3</sup> (dla H <sub>2</sub> O)	szt.	1	<b>375,00</b>	375,00	23%
A2-DL-MS-DP	<b>Mieszadło MS-PA</b> z płytą z ABS o średnicy 135 mm i sterowaniem cyfrowym, z regulowaną prędkością 100 ÷ 1500 obr./min. (co 1 obr./min.), max. objętość mieszanej cieczy 3 dm <sup>3</sup> (dla H <sub>2</sub> O)	szt.	1	<b>450,00</b>	450,00	23%
	<b>Mieszadła z funkcją grzania</b>					
A2-DL-MSH-AE	<b>Mieszadło MS-H-S</b> z płytą ze stali nierdzewnej emaliowanej, o śr. 135 mm i sterowaniem analogowym, z płynnie regulowaną temperaturą grzania od temperatury otoczenia do 340°C, z płynnie regulowaną prędkością 100÷1 500 obr./min., max. objętość mieszanej cieczy 20 dm <sup>3</sup> (dla H <sub>2</sub> O)	szt.	1	<b>995,00</b>	995,00	23%
A2-DL-MSH-DE	<b>Mieszadło MS-H-ProPlus</b> z płytą ze stali nierdzewnej emaliowanej, o śr. 135 mm i sterowaniem cyfrowym, z regulowaną temperaturą grzania od temperatury otoczenia do 340°C (z dokładnością 1°C lub przy użyciu dodatkowego czujnika temperatury PT1000 - 0,2°C ), z regulowaną prędkością 100÷1 500 obr./min. (co 1 obr./min), max. objętość mieszanej cieczy 20 dm <sup>3</sup> (dla H <sub>2</sub> O), z możliwością podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury	szt.	1	<b>1 395,00</b>	1 395,00	23%
	<b>Płyty pośrednie do statywów na probówki i naczynia</b>					
A2-DL-MSH-PS	<b>Płyta MS 135.1</b> do mieszadeł magnetycznych z funkcją grzania MS-H-S oraz MS-H-ProPlus (z płytą ze stali nierdzewnej o śr. 135 mm), niebieska, do współpracy z czterema statywami od MS 135.2 do MS 135.7	szt.	1	<b>245,00</b>	245,00	23%
A2-DL-MSH-RS	<b>Pierścien MS 135.8</b> do mieszadeł magnetycznych z funkcją grzania MS-H-S oraz MS-H-ProPlus (z płytą ze stali nierdzewnej o śr. 135 mm), niebieski, do współpracy z czterema statywami od MS 135.2 do MS 135.7	szt.	1	<b>245,00</b>	245,00	23%
	<b>Statywy na probówki i naczynia</b>					
A2-DL-MSH-S1104	<b>Statyw MS 135.2</b> na 11 naczyń reakcyjnych poj. 4 ml (Ø15,2x20 mm), czerwony, do bezpośredniego zastosowania z mieszadłami z płytą kwadratową lub po zastosowaniu płyty MS 135.1 lub pierścienia MS 135.8 - do zastosowania z mieszadłami z płytą okrągłą	szt.	1	<b>179,00</b>	179,00	23%
A2-DL-MSH-S0608	<b>Statyw MS 135.6</b> na 6 naczyń reakcyjnych poj. 8 ml (Ø17,8x26 mm), zielony, do bezpośredniego zastosowania z mieszadłami z płytą kwadratową lub po zastosowaniu płyty MS 135.1 lub pierścienia MS 135.8 - do zastosowania z mieszadłami z płytą okrągłą	szt.	1	<b>169,00</b>	169,00	23%
A2-DL-MSH-S0416	<b>Statyw MS 135.7</b> na 4 naczynia reakcyjne poj. 16 ml (Ø21,6x31,7 mm), złoty, do bezpośredniego zastosowania z mieszadłami z płytą kwadratową lub po zastosowaniu płyty MS 135.1 lub pierścienia MS 135.8 - do zastosowania z mieszadłami z płytą okrągłą	szt.	1	<b>155,00</b>	155,00	23%
A2-DL-MSH-S0420	<b>Statyw MS 135.3</b> na 4 naczynia reakcyjne poj. 20 ml (Ø28x24 mm), purpurowy, do bezpośredniego zastosowania z mieszadłami z płytą kwadratową lub po zastosowaniu płyty MS 135.1 lub pierścienia MS 135.8 - do zastosowania z mieszadłami z płytą okrągłą	szt.	1	<b>148,00</b>	148,00	23%
A2-DL-MSH-S0430	<b>Statyw MS 135.4</b> na 4 naczynia reakcyjne poj. 30 ml (Ø28x30 mm), niebieski, do bezpośredniego zastosowania z mieszadłami z płytą kwadratową lub po zastosowaniu płyty MS 135.1 lub pierścienia MS 135.8 - do zastosowania z mieszadłami z płytą okrągłą	szt.	1	<b>148,00</b>	148,00	23%
A2-DL-MSH-S0440	<b>Statyw MS 135.5</b> na 4 naczynia reakcyjne poj. 40 ml (Ø28x43 mm), czarny, do bezpośredniego zastosowania z mieszadłami z płytą kwadratową lub po zastosowaniu płyty MS 135.1 lub pierścienia MS 135.8 - do zastosowania z mieszadłami z płytą okrągłą	szt.	1	<b>169,00</b>	169,00	23%
	<b>Bloki reakcyjne do kolb</b>					
A2-DL-MSH-B050	<b>Blok reakcyjny</b> pozwalający na umieszczenie kolby okrągłodennej o poj. 50 ml (do mieszadeł magnetycznych z płytą ze stali nierdzewnej o śr. 135 mm)	szt.	1	<b>295,00</b>	295,00	23%
A2-DL-MSH-B100	<b>Blok reakcyjny</b> pozwalający na umieszczenie kolby okrągłodennej o poj. 100 ml (do mieszadeł magnetycznych z płytą ze stali nierdzewnej o śr. 135 mm)	szt.	1	<b>309,00</b>	309,00	23%
A2-DL-MSH-B250	<b>Blok reakcyjny</b> pozwalający na umieszczenie kolby okrągłodennej o poj. 250 ml (do mieszadeł magnetycznych z płytą ze stali nierdzewnej o śr. 135 mm)	szt.	1	<b>330,00</b>	330,00	23%
A2-DL-MSH-B500	<b>Blok reakcyjny</b> pozwalający na umieszczenie kolby okrągłodennej o poj. 500 ml (do mieszadeł magnetycznych z płytą ze stali nierdzewnej o śr. 135 mm)	szt.	1	<b>348,00</b>	348,00	23%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
<b>Czujnik temperatury</b>						
A2-DL-PT1000	<b>Czujnik temperatury PT1000</b> do mieszadeł magnetycznych z funkcją grzania (MS-H-ProPlus, MS7-H550-S, MS7-H550-Pro), długość czujnika 230 mm	szt.	1	255,00	255,00	23%
A2-DL-MS-PTS	<b>Statyw z uchwytem MSPS01</b> do mocowania czujnika temperatury PT1000	szt.	1	118,00	118,00	23%
<b>Pokrywy ochronne do mieszadeł magnetycznych</b>						
A2-DL-MS-F100	<b>Pokrywa ochronna F100</b> do mieszadła magnetycznego z płytą okrągłą bez funkcji grzania (MS-S), zabezpieczająca obudowę mieszadła przed przypadkowym kontaktem z mieszanym odczynnikiem	szt.	1	60,00	60,00	23%
A2-DL-MSH-F101	<b>Pokrywa ochronna F101</b> do mieszadeł magnetycznych z płytą okrągłą z funkcją grzania (MS-H-S, MS-H-ProPlus), zabezpieczająca obudowę mieszadła przed przypadkowym kontaktem z mieszanym odczynnikiem	szt.	1	60,00	60,00	23%

### MIESZADŁA MAGNETYCZNE Z PŁYTĄ KWADRATOWĄ O BOKU 7 CALI - MLSerie™

<b>Mieszadła bez funkcji grzania</b>						
A2-DL-MS7-DE	<b>Mieszadło MS7-Pro</b> z kwadratową emaliowaną płytą o wymiarach 184x184 mm i sterowaniem cyfrowym, z regulowaną prędkością 100±1 500 obr./min., max. objętość mieszanej cieczy 20 dm <sup>3</sup> (dla H <sub>2</sub> O)	szt.	1	1 450,00	1 450,00	23%
<b>Mieszadła z funkcją grzania</b>						
A2-DL-MS7H-AE	<b>Mieszadło MS7-H550-S</b> z kwadratową emaliowaną płytą grzewczą o wymiarach 184x184 mm (obszar grzewczy 176x176 mm) i sterowaniem analogowym, z regulowaną temperaturą grzania od temperatury otoczenia do 550°C (z dokładnością 1°C), z regulowaną prędkością 100±1 500 obr./min., max. objętość mieszanej cieczy 10 dm <sup>3</sup> (dla H <sub>2</sub> O), z możliwością podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury	szt.	1	1 390,00	1 390,00	23%
A2-DL-MS7H-DE	<b>Mieszadło MS7-H550-Pro</b> z kwadratową emaliowaną płytą grzewczą o wymiarach 184x184 mm (obszar grzewczy 176x176 mm) i sterowaniem cyfrowym, z regulowaną temperaturą grzania od temperatury otoczenia do 550°C (z dokładnością 1°C lub przy użyciu dodatkowego czujnika temperatury PT1000 - 0,2°C), z regulowaną prędkością 100±1 500 obr./min., max. objętość mieszanej cieczy 20 dm <sup>3</sup> (dla H <sub>2</sub> O), z możliwością podłączenia zewnętrznego czujnika temperatury	szt.	1	1 750,00	1 750,00	23%
<b>Statywy na probówki i naczynia</b>						
A2-DL-MSH-S1104	<b>Statyw MS 135.2</b> na 11 naczyń reakcyjnych poj. 4 ml (Ø15,2x20 mm), czerwony, do bezpośredniego zastosowania z mieszadłami z płytą kwadratową lub po zastosowaniu płyty MS 135.1 lub pierścienia MS 135.8 - do zastosowania z mieszadłami z płytą okrągłą	szt.	1	179,00	179,00	23%
A2-DL-MSH-S0608	<b>Statyw MS 135.6</b> na 6 naczyń reakcyjnych poj. 8 ml (Ø17,8x26 mm), zielony, do bezpośredniego zastosowania z mieszadłami z płytą kwadratową lub po zastosowaniu płyty MS 135.1 lub pierścienia MS 135.8 - do zastosowania z mieszadłami z płytą okrągłą	szt.	1	169,00	169,00	23%
A2-DL-MSH-S0416	<b>Statyw MS 135.7</b> na 4 naczynia reakcyjne poj. 16 ml (Ø21,6x31,7 mm), złoty, do bezpośredniego zastosowania z mieszadłami z płytą kwadratową lub po zastosowaniu płyty MS 135.1 lub pierścienia MS 135.8 - do zastosowania z mieszadłami z płytą okrągłą	szt.	1	155,00	155,00	23%
A2-DL-MSH-S0420	<b>Statyw MS 135.3</b> na 4 naczynia reakcyjne poj. 20 ml (Ø28x24 mm), purpurowy, do bezpośredniego zastosowania z mieszadłami z płytą kwadratową lub po zastosowaniu płyty MS 135.1 lub pierścienia MS 135.8 - do zastosowania z mieszadłami z płytą okrągłą	szt.	1	148,00	148,00	23%
A2-DL-MSH-S0430	<b>Statyw MS 135.4</b> na 4 naczynia reakcyjne poj. 30 ml (Ø28x30 mm), niebieski, do bezpośredniego zastosowania z mieszadłami z płytą kwadratową lub po zastosowaniu płyty MS 135.1 lub pierścienia MS 135.8 - do zastosowania z mieszadłami z płytą okrągłą	szt.	1	148,00	148,00	23%
A2-DL-MSH-S0440	<b>Statyw MS 135.5</b> na 4 naczynia reakcyjne poj. 40 ml (Ø28x43 mm), czarny, do bezpośredniego zastosowania z mieszadłami z płytą kwadratową lub po zastosowaniu płyty MS 135.1 lub pierścienia MS 135.8 - do zastosowania z mieszadłami z płytą okrągłą	szt.	1	169,00	169,00	23%
<b>Czujnik temperatury</b>						
A2-DL-PT1000	<b>Czujnik temperatury PT1000</b> do mieszadeł magnetycznych z funkcją grzania (MS-H-ProPlus, MS7-H550-S, MS7-H550-Pro), długość czujnika 230 mm	szt.	1	255,00	255,00	23%
A2-DL-MS-PTS	<b>Statyw z uchwytem MSPS01</b> do mocowania czujnika temperatury PT1000	szt.	1	118,00	118,00	23%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
<b>MIESZADŁA MECHANICZNE KOŁOWE I ROLKOWE DO MIESZANIA KRWI I ODCZYNNIKÓW W PROBÓWKACH - MLSerie™</b>						
A3-DL-MX-T6S	Mieszadło rolkowe MX-T6-S z sześcioma rolkami, do mieszania odczynników w probówkach, o ruchu kołowym i obrotowym, z regulowaną prędkością 0÷70 obr./min.	szt.	1	1 150,00	1 150,00	23%
A3-DL-MX-RDPro	Mieszadło kołowe MX-RD-Pro do mieszania odczynników w probówkach, ze sterowaniem cyfrowym, z regulowaną prędkością 10÷70 obr./min. (co 1 obr./min.) oraz regulowanym czasem 1÷1199 min lub pracą ciągłą, z regulowanym kątem mieszania 0÷90°	szt.	1	2 380,00	2 380,00	23%
<b>Tarcze wymienne do mieszadła kołowego MX-RD-PRO</b>						
A3-DL-RD-D60	Tarcza z klipsami do mieszadła kołowego MX-RD-Pro na 60 probówek o poj. 1,5 ml	szt.	1	360,00	360,00	23%
A3-DL-RD-D16	Tarcza z klipsami do mieszadła kołowego MX-RD-Pro na 16 probówek o poj. 15 ml	szt.	1	180,00	180,00	23%
A3-DL-RD-D08	Tarcza z klipsami do mieszadła kołowego MX-RD-Pro na 8 probówek o poj. 50 ml	szt.	1	180,00	180,00	23%
A3-DL-RD-R	Pręty dystansowe pozwalające na połączenie ze sobą dwóch tarcz z klipsami. Komplet 4 szt.	kpl.	1	98,00	98,00	23%
<b>WYTRZĄSARKI LABORATORYJNE - MLSerie™</b>						
<b>Wytrząsarki laboratoryjne o dopuszczalnym obciążeniu do 2,5 kg</b>						
A4-DL-SK180-DL	Wytrząsarka laboratoryjna SK-L180-Pro o ruchu posuwisto-zwrotnym o stałej amplitudzie 4 mm, ze sterowaniem cyfrowym, z regulowaną częstotliwością 100÷350 cykli na min. (co 10 cykli na min.) oraz regulowanym czasem 1÷1 199 min. (co 1 min.), obciążenie max. 2,5 kg	szt.	1	2 290,00	2 290,00	23%
A4-DL-SK180-DO	Wytrząsarka laboratoryjna SK-O180-Pro o ruchu obrotowym o stałej średnicy 4 mm, ze sterowaniem cyfrowym, z regulowaną częstotliwością 100÷800 cykli na min. (co 10 cykli na min.) oraz regulowanym czasem 1÷1 199 min. (co 1 min.), obciążenie max. 2,5 kg	szt.	1	2 290,00	2 290,00	23%
<b>Wytrząsarki laboratoryjne o dopuszczalnym obciążeniu do 7,5 kg</b>						
A4-DL-SK330-DL	Wytrząsarka laboratoryjna SK-L330-Pro o ruchu posuwisto-zwrotnym o stałej amplitudzie 10 mm, ze sterowaniem cyfrowym, z regulowaną częstotliwością 100÷350 cykli na min. (co 10 cykli na min.) oraz regulowanym czasem 1÷1 199 min. (co 1 min.), obciążenie max. 7,5 kg	szt.	1	2 690,00	2 690,00	23%
A4-DL-SK330-DO	Wytrząsarka laboratoryjna SK-O330-Pro o ruchu obrotowym o stałej średnicy 10 mm, ze sterowaniem cyfrowym, z regulowaną częstotliwością 100÷500 cykli na min. (co 10 cykli na min.) oraz regulowanym czasem 1÷1 199 min. (co 1 min.), obciążenie max. 7,5 kg	szt.	1	2 750,00	2 750,00	23%
<b>Platformy do wytrząsarek</b>						
A4-DL-SK180-PU	Platforma uniwersalna SK180.1 z 3 rolkami mocującymi, do wytrząsarek SK-O180-Pro i SK-L180-Pro, do mocowania naczyń laboratoryjnych, powierzchnia robocza 240x180 mm	kpl.	1	398,00	398,00	23%
A4-DL-SK330-PU	Platforma uniwersalna SK330.1 z 4 rolkami mocującymi, do wytrząsarek SK-O330-Pro i SK-L330-Pro, do mocowania naczyń laboratoryjnych, powierzchnia robocza 315x230 mm	kpl.	1	630,00	630,00	23%
A4-DL-SK180-PC	Platforma SK180.2 do wytrząsarek SK-O180-Pro i SK-L180-Pro, do mocowania uchwytów na kolby, powierzchnia robocza 245x240 mm	szt.	1	398,00	398,00	23%
A4-DL-SK330-PC	Platforma SK330.2 do wytrząsarek SK-O330-Pro i SK-L330-Pro, do mocowania uchwytów na kolby, powierzchnia robocza 325x320 mm	szt.	1	633,00	633,00	23%
A4-DL-SK180-PSR	Platforma SK180.4 do wytrząsarek SK-O180-Pro i SK-L180-Pro, z matą antypoślizgową, powierzchnia robocza 245x205 mm	szt.	1	398,00	398,00	23%
A4-DL-SK330-PSR	Platforma SK330.5 do wytrząsarek SK-O330-Pro i SK-L330-Pro, z matą antypoślizgową i linkami mocującymi, powierzchnia robocza 230x230 mm	kpl.	1	633,00	633,00	23%
<b>Uchwyty do mocowania kolb</b>						
A4-DL-SK-CF025	Uchwyt SK180(330).2.1, do platform SK180.2 lub SK330.2, do kolb o poj. 25 ml	szt.	1	89,00	89,00	23%
A4-DL-SK-CF050	Uchwyt SK180(330).2.2, do platform SK180.2 lub SK330.2, do kolb o poj. 50 ml	szt.	1	89,00	89,00	23%
A4-DL-SK-CF100	Uchwyt SK180(330).2.3, do platform SK180.2 lub SK330.2, do kolb o poj. 100 ml	szt.	1	89,00	89,00	23%

# Cennik Oferty Podstawowej Medlab-Products Sp. z o. o. 2017/1

## obowiązujące od 1 czerwca 2017 r.

Symbol Katalogowy	OPIS PRODUKTU	J. M.	Opak. Jedn.	Cena Netto w PLN		VAT %
				za j.m.	za opak.	
A4-DL-SK-CF250	Uchwyt SK180(330).2.4, do platform SK180.2 lub SK330.2, do kolb o poj.: 200 ml i 250 ml	szt.	1	119,00	119,00	23%
A4-DL-SK-CF500	Uchwyt SK180(330).2.5, do platform SK180.2 lub SK330.2, do kolb o poj. 500 ml	szt.	1	138,00	138,00	23%
<b>Rolki do mocowania naczyń na platformach</b>						
A4-DL-SK180-PUB	Rolka mocująca do platformy uniwersalnej SK180.1, do wytrząsarek SK-O180-Pro i SK-L180-Pro, do mocowania naczyń laboratoryjnych, czarna	szt.	1	9,900	9,90	23%
A4-DL-SK330-PUB	Rolka mocująca do platformy uniwersalnej SK330.1, do wytrząsarek SK-O330-Pro i SK-L330-Pro, do mocowania naczyń laboratoryjnych, czarna	szt.	1	9,900	9,90	23%

### WYTRZĄSARKA DO PŁYTEK TITRACYJNYCH - MLSerie™

A4-DL-MXM	Wytrząsarka laboratoryjna MX-M z uchwytem PS1.2 do mocowania jednej płytki titracyjnej, o ruchu obrotowym o stałej śr. 4,5 mm, z regulowaną częstotliwością 0÷1 500 cykli na min., obciążenie max. 0,5 kg	kpl.	1	1 160,00	1 160,00	23%
<b>Płyta do statywów na probówki i naczynia</b>						
A4-DL-MXM-P	Płyta uniwersalna PS1.1 do wytrząsarki MX-M, do mocowania statywów na probówkę	szt.	1	25,00	25,00	23%
<b>Statywy na probówki i naczynia</b>						
A4-DL-MX-S4806	Statyw VT1.3.1, wykonany z gąbki, do płyty uniwersalnej PS1.1 lub VT1.3 lub do trzpienia VT1.2, na 48 probówek o śr. 6 mm (0,5 ml)	szt.	1	75,00	75,00	23%
A4-DL-MX-S1810	Statyw VT1.3.2, wykonany z gąbki, do płyty uniwersalnej PS1.1 lub VT1.3 lub do trzpienia VT1.2, na 18 probówek o śr. 10 mm (1,5÷2 ml)	szt.	1	75,00	75,00	23%
A4-DL-MX-S1212	Statyw VT1.3.3, wykonany z gąbki, do płyty uniwersalnej PS1.1 lub VT1.3 lub do trzpienia VT1.2, na 12 probówek o śr. 12 mm (2÷7 ml)	szt.	1	75,00	75,00	23%
A4-DL-MX-S0816	Statyw VT1.3.4, wykonany z gąbki, do płyty uniwersalnej PS1.1 lub VT1.3 lub do trzpienia VT1.2, na 8 probówek o śr. 16 mm (4÷15 ml)	szt.	1	75,00	75,00	23%
A4-DL-MX-S0820	Statyw VT1.3.5, wykonany z gąbki, do płyty uniwersalnej PS1.1 lub VT1.3 lub do trzpienia VT1.2, na 8 probówek o śr. 20 mm (20 ml)	szt.	1	75,00	75,00	23%
<b>Uchwyty do płytek titracyjnych</b>						
A4-DL-MXM-M1	Uchwyt PS1.2 do wytrząsarki MX-M, do mocowania jednej płytki titracyjnej	szt.	1	25,00	25,00	23%
A4-DL-MXM-M2	Uchwyt MXM-116 do wytrząsarki MX-M, do mocowania dwóch płytek titracyjnych	szt.	1	29,00	29,00	23%

### WYTRZĄSARKA LABORATORYJNA TYPU VORTEX - MLSerie™

A4-DL-MXV-V	Wytrząsarka laboratoryjna MX-S typu Vortex z gniazdem VT1.1 do wytrząsania pojedynczych probówek, o ruchu obrotowym o stałej śr. 4 mm, z regulowaną częstotliwością 0÷2 500 cykli na min., z przełącznikiem do pracy ciągłej lub uruchamianej po naciśnięciu gniazda	kpl.	1	695,00	695,00	23%
<b>Płyta do statywów na probówki i naczynia</b>						
A4-DL-MXV-P	Płyta uniwersalna VT1.3 do wytrząsarki MX-S, do mocowania statywów na probówkę	szt.	1	60,00	60,00	23%
<b>Statywy na probówki i naczynia</b>						
A4-DL-MX-S4806	Statyw VT1.3.1, wykonany z gąbki, do płyty uniwersalnej PS1.1 lub VT1.3 lub do trzpienia VT1.2, na 48 probówek o śr. 6 mm (0,5 ml)	szt.	1	75,00	75,00	23%
A4-DL-MX-S1810	Statyw VT1.3.2, wykonany z gąbki, do płyty uniwersalnej PS1.1 lub VT1.3 lub do trzpienia VT1.2, na 18 probówek o śr. 10 mm (1,5÷2 ml)	szt.	1	75,00	75,00	23%
A4-DL-MX-S1212	Statyw VT1.3.3, wykonany z gąbki, do płyty uniwersalnej PS1.1 lub VT1.3 lub do trzpienia VT1.2, na 12 probówek o śr. 12 mm (2÷7 ml)	szt.	1	75,00	75,00	23%
A4-DL-MX-S0816	Statyw VT1.3.4, wykonany z gąbki, do płyty uniwersalnej PS1.1 lub VT1.3 lub do trzpienia VT1.2, na 8 probówek o śr. 16 mm (4÷15 ml)	szt.	1	75,00	75,00	23%
A4-DL-MX-S0820	Statyw VT1.3.5, wykonany z gąbki, do płyty uniwersalnej PS1.1 lub VT1.3 lub do trzpienia VT1.2, na 8 probówek o śr. 20 mm (20 ml)	szt.	1	75,00	75,00	23%
A4-DL-MXV-PR	Płytką gumową VT1.3.6 do płyty uniwersalnej VT1.3, do naczyń o śr. do 99 mm, do wytrząsania w trybie uruchamianym po naciśnięciu gniazda	szt.	1	25,00	25,00	23%
<b>Aksesoria dodatkowe</b>						
A4-DL-MXV-N	Gniazdo VT1.1 do wytrząsarki MX-S typu Vortex, do wytrząsania pojedynczych probówek oraz małych naczyń o śr. mniejszej od 30 mm	szt.	1	25,00	25,00	23%
A4-DL-MXV-R	Trzpień VT1.2 do wytrząsarki MX-S typu Vortex, do umieszczenia na nim statywu z probówkami (od VT1.3.1 do VT1.3.5), do współpracy z gniazdem do wytrząsania pojedynczych probówek	szt.	1	129,00	129,00	23%
A4-DL-MXV-FR	Przysawki (nóżki) VT1.3.7 do stabilizacji wytrząsarki MX-S typu Vortex na blacie roboczym	szt.	4	8,000	32,00	23%