

Pojemniki laboratoryjne o pojemności do 120 - 140 ml



Pierwsze na rynku!!! W całości autoklawowalne

Pojemniki laboratoryjne o pojemności do 120 - 140 ml

Medlab-Products Sp. z o. o., jako wiodący na polskim rynku producent i dostawca sprzętu laboratoryjnego, wprowadziła na rynek polski innowacyjne, bo w całości autoklawowalne, pojemniki o pojemności całkowitej 140 ml i użytkowej do 120 ml, przeznaczone do zbiorczy, transportu i przechowywania próbek oraz materiałów laboratoryjnych różnego typu, zarówno w formie stałej jak i płynnej, między innymi moczu.

Zastosowanie nowoczesnych form produkcyjnych oraz dodatkowe badania prowadzone przez nasz doświadczony Dział Rozwoju Technicznego, umożliwiło nam wyprodukowanie pojemników wyróżniających się wytrzymałością oraz szczelnością, co w połączeniu z oferowaną przez nas szeroką gamą kolorów zakrętek oraz dostępnością w różnych klasach czystości (laboratoryjnej, aseptycznej oraz sterylnej R), czyni nasze pojemniki bezkonkurencyjnymi nie tylko na polskim, ale także na zagranicznym rynku.

Nasze pojemniki gwarantują:

- **SZCZELNOŚĆ ZAMKNIĘCIA** – dzięki zastosowaniu specjalnie zaprojektowanego, wewnętrznego pierścienia uszczelniającego, chroniącego zebrany materiał przed parowaniem, przypadkowym rozlaniem czy zanieczyszczeniem.
- **WYSOKĄ ODPORNOŚĆ CHEMICZNĄ I WYTRZYMAŁOŚĆ MECHANICZNĄ** – dzięki rodzajowi tworzyw, z których produkowane są nasze pojemniki (PP, polipropylen) oraz zakrętki do nich (PP, polipropylen lub zmodyfikowany PE, polietylen) są one odporne na większość związków chemicznych i substancji pochodzenia biologicznego, co umożliwia ich wykorzystanie w laboratoriach o różnych profilach działalności: medycznych, przemysłowych czy naukowych, a odpowiednia grubość i sztywność ścianek zapewnią im wysoką wytrzymałość mechaniczną i odporność na uszkodzenia.
- **DOKŁADNOŚĆ ODMIERZANIA** – dzięki stosowaniu naniesionej na naszych pojemnikach, dobrze widocznej, precyzyjnej podziałki do 100 ml co 10 ml oraz do 4 OZ co 0,5 OZ, możliwe jest dokładne określenie objętości zebranej próbki, a przy użyciu matowego pola do opisu o wymiarach: 57x33 mm właściwe jej opisanie.
- **WYSOKĄ PRZEJRZYSTOŚĆ** – dzięki zastosowaniu tworzyw najwyższej jakości i czystości chemicznej.



Symbol katalogowy	Pojemność użytkowa/całkowita	Klasa czystości	Kolor zakrętki	Tworzywo pojemnika/zakrętki	Sposób pakowania	Opak. jedn. (szt.)
24-1200-01	120/140 ml	laboratoryjna	bezbarwny	PP/PP	zbiorczo (2x250 szt.)	500
24-1200-0	120/140 ml	laboratoryjna	biała	PP/zmodyfikowany PE	zbiorczo (2x250 szt.)	500
24-1200-1	120/140 ml	laboratoryjna	czerwona	PP/zmodyfikowany PE	zbiorczo (2x250 szt.)	500
24-1200-3	120/140 ml	laboratoryjna	żółta	PP/zmodyfikowany PE	zbiorczo (2x250 szt.)	500
24-1200-1A	120/140 ml	aseptyczna	czerwony	PP/zmodyfikowany PE	indywidualnie	200
24-1200-3A	120/140 ml	aseptyczna	żółty	PP/zmodyfikowany PE	indywidualnie	200
24-1200-1SR	120/140 ml	sterylna R	czerwony	PP/zmodyfikowany PE	indywidualnie	100

CE Pojemniki laboratoryjne o pojemności do 120 - 140 ml są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro spełniającymi wymagania Dyrektywy IVD 98/79/WE UE oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. i tym samym oznakowane są znakiem CE oraz obłożone stawką VAT w wysokości 8%. Produkty te zostały zgłoszone i zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Zdjęcia mają charakter jedynie poglądowy a dostarczone wyroby mogą posiadać niewielkie zmiany w wyglądzie i kolorystyce.

Warunki realizacji zamówień – zgodnie z Ogólnymi Warunkami Realizacji Zamówień obowiązującymi w Medlab-Products Sp. z o. o. na dzień otrzymania zamówienia, podanymi na naszej stronie internetowej www.medlab-products.com.pl, w zakładce „Ogólne Warunki Realizacji Zamówień”.

Dodatkowe informacje dotyczące oferowanych wyrobów i warunków realizacji zamówień możecie Państwo uzyskać w siedzibie naszej firmy w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 720 35 04 lub 22 720 35 05 oraz w Dziale Handlowym pod numerami telefonów: 22 720 49 88 lub 22 720 49 89.

Raszyn, sierpień 2017r.

Zarząd Medlab-Products Sp. z o.o.