

Pojemniki laboratoryjne o pojemnościach do 30 ml i do 60 ml



Pojemniki laboratoryjne o pojemnościach do 30 ml i do 60 ml

Rozwijający się w badaniach laboratoryjnych trend minimalizowania pojemności badanych próbek, związany z unowocześnianiem aparatury wykorzystywanej do ich badania, rodzi na rynku wzrastające zapotrzebowanie na wysokiej jakości, ale równocześnie tanie, małe pojemniki laboratoryjne na próbki i materiały, przeznaczone do ich przechowywania, badania i transportu.

Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi nasza gama pojemników o pojemnościach do 30 i do 60 ml.

Proponowane przez nas pojemniki laboratoryjne o małej pojemności, produkowane i oferowane od drugiej połowy 2014 roku, stanowią najnowocześniejszą i najlepszą jakościowo na rynku polskim rodzinę pojemników tego rodzaju.

Od pojemników innych producentów odróżnia je:

- **unikalna konstrukcja uszczelnienia nakrętki z pojemnikiem** gwarantująca pełną jego szczelność zarówno dla gazów jak i cieczy;
- **specjalnie modyfikowane tworzywo sztuczne oraz sposób uszczelnienia nakrętki z pojemnikiem** gwarantujące, że nawet po upadku pojemnika z półki lub stołu laboratoryjnego jego zawartość nie wydostanie się z niego;
- **długa, sięgająca dna łopatką** (wewnątrz pojemników z łopatką) umożliwiającą wyjęcie z pojemnika całej jego zawartości bez żadnych trudności. Na dodatek połączona jest ona trwale z nakrętką co powoduje, że nie oddzieli się od niej w trakcie użytkowania;
- **duże pole do opisu zawartości pojemnika** znajdujące się na zewnętrznej ściance, pozwala na łatwy opis jego zawartości, a specjalna struktura powierzchni pola umożliwia łatwe usunięcie opisów odpowiednim środkiem, jeśli zajdzie taka potrzeba;
- **dostępność pojemników we wszystkich klasach czystości:** zwykłej laboratoryjnej, aseptycznej (SAL \geq 3) i sterylnej (SAL \geq 6), co pozwala na dobranie pojemnika w zależności od potrzeb i rodzaju wykonywanego badania;
- **możliwość samodzielnego autoklawowania pojemników** dzięki użyciu do ich produkcji polipropylenu i specjalnie modyfikowanego polietylenu, co jest ewenementem na rynku;
- **szeroka gama kolorów nakrętek** umożliwiająca oznaczanie rodzajów próbek i badań kodem barwnym.

Na dodatek:

Zastosowane do produkcji tych pojemników nowoczesne narzędzia produkcyjne powodują, że ich cena jest prawie o połowę niższa niż cena takich samych pojemników innych producentów!!!!



Symbol katalogowy	Rodzaj zamknięcia	Kolor zakrętki	Klasa czystości	Sposób konfekcjonowania	Opak. jedn. (szt.)
-------------------	-------------------	----------------	-----------------	-------------------------	--------------------

Pojemniki laboratoryjne o pojemności użytkowej do 25 ml i całkowitej 30 ml, z polipropylenu (PP), z zakrętką ze zmodyfikowanego polietylenu (PE)

24-0300-0	zakrętka	biały	laboratoryjna	zbiorczy	100
24-0300-1A	zakrętka	czerwony	aseptyczne	indywidualny	100
24-0300-1SR	zakrętka	czerwony	sterylny	indywidualny	100
24-0301-0	zakrętka z łopatką	biały	laboratoryjna	zbiorczy	100
24-0301-3	zakrętka z łopatką	żółty	laboratoryjna	zbiorczy	100
24-0301-1A	zakrętka z łopatką	czerwony	aseptyczne	indywidualny	100
24-0301-1SR	zakrętka z łopatką	czerwony	sterylny	indywidualny	100

Pojemniki laboratoryjne o pojemności użytkowej do 50 ml i całkowitej 60 ml, z polipropylenu (PP), z zakrętką ze zmodyfikowanego polietylenu (PE)

24-0600-0	zakrętka	biały	laboratoryjna	zbiorczy	100
24-0600-3	zakrętka	żółty	laboratoryjna	zbiorczy	100
24-0600-1A	zakrętka	czerwony	aseptyczne	indywidualny	100
24-0600-1SR	zakrętka	czerwony	sterylny	indywidualny	100
24-0601-0	zakrętka z łopatką	biały	laboratoryjna	zbiorczy	100
24-0601-1A	zakrętka z łopatką	czerwony	aseptyczne	indywidualny	100
24-0601-1SR	zakrętka z łopatką	czerwony	sterylny	indywidualny	100

CE Pojemniki laboratoryjne o pojemności do 30 ml i do 60 ml są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro spełniającymi wymagania Dyrektywy IVD 98/79/WE UE oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. i tym samym oznakowane są znakiem CE. Produkty te zostały zgłoszone i zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

Warunki realizacji zamówień – zgodnie z Ogólnymi Warunkami Realizacji Zamówień obowiązującymi w Medlab-Products Sp. z o.o. na dzień otrzymania zamówienia, podanymi na naszej stronie internetowej www.medlab-products.com.pl, w zakładce „Ogólne Warunki Realizacji Zamówień”.

Dodatkowe informacje dotyczące produktów i warunków realizacji zamówień możecie Państwo uzyskać w siedzibie naszej firmy w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta pod numerami telefonów: 22 720 35 04 lub 22 720 35 05.

Raszyn, sierpień 2017r.

Zarząd Medlab-Products Sp. z o.o.