

!! OKAZJA !!

WYPRZEDAŻ PO ZAKOŃCZONYM KONTRAKCIE!

Probówka do HEMATOLOGII na 200 μ l krwi, wyprodukowana w limitowanej wersji z przebijałym czerwonym korkiem, fabrycznie skompletowana z kapilarą do pobierania krwi.



- zawierająca rozpylone K2EDTA
- wyposażona w etykietę ze szczegółowymi danymi na temat produktu tj. znacznikiem pojemności, numerem serii i datą ważności
- zaprojektowana, aby umożliwić mieszanie na mieszadle rolkowym, z uwagi na konstrukcję korka bez wystających elementów
- wyposażona w samouszczelniający się korek, który po wyjęciu kapilary automatycznie zamyka się, skutecznie izolując pobraną krew zarówno w trakcie transportu jak i późniejszych analiz w laboratorium

Cena netto 0,32 PLN/szt. - do negocjacji!

SYMBOL KAT. : IP-33ML-0200-2

SPAKOWANIE : 50 szt.

TERMIN WAŻNOŚCI : 11.2019r.



CE Probówki do mikrometody **MLMinCo[®]** są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro spełniającymi wymagania Dyrektywy IVD 98/79/WE UE oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. i tym samym oznakowane są znakiem CE. Produkty te zostały zgłoszone i zarejestrowane w Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.