

MLPlate

**jednorazowe płyty
do oznaczania
grup krwi
i serologii**

Jednorazowe płyty **MLPlate** produkcji Medlab-Products Sp. z o.o. przeznaczone są do wykonywania rutynowych oznaczeń w układach AB 0 i Rh.

Wykonane z białego lub przezroczystego PVC stanowią alternatywę dla wcześniej używanych płyt szklanych.



MLPlate - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii

FUNKCJONALNE:

- Użycie jednorazowych płyt **MLPlate** skraca czas wykonywania badań, a także eliminuje konieczność stosowania bagietek do mieszania odczynników.
- Pojemność oraz kształt celek dopasowane są do objętości odczynników stosowanych w rutynowej pracy.
- Innowacyjnym rozwiązaniem jest zastosowanie rowka na obwodzie, uniemożliwiającego odkształcanie się jednorazowej płyty podczas wykonywania testów i eliminującego konieczność stosowania dodatkowych usztywnień.
- Wolne miejsca pomiędzy celkami oraz na obrzeżach przeznaczone są do nanoszenia niezbędnych opisów.



BEZPIECZNE:

Zaletą stosowania jednorazowych płyt **MLPlate** jest ograniczenie kontaktu z materiałem zakaźnym oraz związane z tym zmniejszenie ryzyka kontaminacji. Posiadają one dodatkowo zaokrąglone, bezpieczne naroża.



UNIKATOWE:

Wyżej wymienione cechy jednorazowych płyt **MLPlate**: kształt celek oraz konstrukcja, czynią je produktem unikatowym. Dodatkowo korzystna cena sprawia, że stanowią one doskonałą alternatywę dla płyt szklanych wielorazowego użytku.

Symbol katalogowy	Opis produktu	Opak. jedn. (szt.)
Płyty z tworzywa białego		
49-0330-40	MLPlate 6 - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 30 testów (5 x 6 celek)	100
49-0335-40	MLPlate 7 - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 35 testów (5 x 7 celek)	100
49-0340-40	MLPlate 8 - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 40 testów (5 x 8 celek)	100
49-0345-40	MLPlate 9 - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 45 testów (5 x 9 celek)	100
49-0350-40	MLPlate 10 - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 50 testów (5 x 10 celek)	50
49-0360-40	MLPlate 12 - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 60 testów (5 x 12 celek)	50
Płyty z tworzywa przezroczystego		
49-0330-49	MLPlate 6 - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 30 testów (5 x 6 celek)	100
49-0335-49	MLPlate 7 - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 35 testów (5 x 7 celek)	100
49-0340-49	MLPlate 8 - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 40 testów (5 x 8 celek)	100
49-0345-49	MLPlate 9 - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 45 testów (5 x 9 celek)	100
49-0350-49	MLPlate 10 - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 50 testów (5 x 10 celek)	50
49-0360-49	MLPlate 12 - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii na 60 testów (5 x 12 celek)	50

CE **MLPlate** - jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi i serologii są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro spełniającymi wymagania dyrektywy IVD 98/79/WE UE oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. i tym samym obłożone są stawką VAT w wysokości 8% i oznakowane znakiem CE.

Zdjęcia zamieszczone w ulotce mają charakter jedynie poglądowy, a dostarczone wyroby mogą posiadać niewielkie zmiany w wyglądzie i kolorystyce.

Dodatkowe informacje dotyczące wyrobów możecie Państwo uzyskać w siedzibie naszej firmy w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta pod numerami tel.: 22 720 35 04 lub 22 720 35 05.



MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o.

05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 8
fax: 22 846 29 26
e-mail: mlp.biuro@medlab-products.com.pl
www.medlab-products.com.pl

Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta:

tel.: 22 720 35 04

Dział Handlowy:

tel.: 22 720 49 88

Przedstawiciele Handlowi

REGION MAZOWIECKI: tel. kom.: 600 901 999 e-mail: mlp.mazowsze@medlab-products.com.pl
REGION WSCHODNI: tel. kom.: 604 267 232 e-mail: mlp.wschod@medlab-products.com.pl
REGION CENTRALNY: tel. kom.: 604 142 956 e-mail: mlp.centrum@medlab-products.com.pl
REGION POŁUDNIOWY: tel. kom.: 602 775 255 e-mail: mlp.poludnie@medlab-products.com.pl
REGION ZACHODNI: tel. kom.: 604 498 594 e-mail: mlp.zachod@medlab-products.com.pl
REGION PÓLNOCNNY: tel. kom.: 600 303 033 e-mail: mlp.polnoc@medlab-products.com.pl