

Zestaw na 1000 badań osadu moczu

Zestaw na 1000 badań osadu moczu składający się z probówek z wgłębieniem na 0,5 ml osadu oraz kamer Pentasquare® z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych, umożliwiający standaryzację procedury badania osadu moczu.



Zestaw na 1000 badań osadu moczu


CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Probówki do badania osadu moczu o poj. 12 ml zostały zaprojektowane w taki sposób, aby umożliwić odwirowanie 0,5 ml osadu moczu. Posiadają:

- kielichowy wlot ułatwiający napełnianie probówki,
- specjalne wgłębienie na odwirowany osad,
- wyraźnie naniesioną podziałkę ułatwiającą napełnienie probówki właściwą objętością moczu oraz uzyskanie odpowiedniej koncentracji osadu.

Kamery Pentasquare® z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu ułatwiają codzienną pracę i znacznie zmniejszają ryzyko powstania błędów dzięki unikalnej i opatentowanej siatce, która gwarantuje:

- jednorodny rozkład elementów komórkowych w poszczególnych kwadratach siatki,
- zachowanie jednakowej i ściśle określonej objętości próbki w każdym kwadracie siatki.



Symbol katalogowy	Opis produktu	Opakowanie jednostkowe
35-1000-0	Zestaw na 1000 badań osadu moczu	1 zestaw

składający się z:

35-1205-0P	Probówki do badania osadu moczu o poj. 12 ml (Ø16x105 mm), z wgłębieniem na 0,5 ml osadu, ze znacznikami poj.: 2,5; 5,0; 10,0 ml i kielichowym wlotem, z przezroczystego PS	1000 szt.
35-0105-0	Kamery Pentasquare® z siatką do ilościowej analizy elementów komórkowych w osadzie moczu, z PS - 10 miejscowe (na 10 badań)	100 szt. (razem na 1000 badań)

CE Zestawy na 1000 badań osadu moczu są wyrobami medycznymi do diagnostyki in vitro spełniającymi wymagania dyrektywy IVD 98/79/WE UE oraz ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010r. i tym samym obłożone są stawką VAT w wysokości 8% i oznakowane znakiem CE.

Zdjęcia zamieszczone w ulotce mają charakter jedynie poglądowy, a dostarczone wyroby mogą posiadać niewielkie zmiany w wyglądzie i kolorystyce.

Dodatkowe informacje dotyczące wyrobów możecie Państwo uzyskać w siedzibie naszej firmy w Dziale Sprzedaży i Obsługi Klienta pod numerami tel.: 22 720 35 04 lub 22 720 35 05.



MEDLAB-PRODUCTS Sp. z o.o.

05-090 Raszyn, ul. Gałczyńskiego 8
fax: 22 846 29 26
e-mail: mlp.biuro@medlab-products.com.pl
www.medlab-products.com.pl

Dział Sprzedaży i Obsługi Klienta:

tel.: 22 720 35 04

Dział Handlowy:

tel.: 22 720 49 88

Przedstawiciele Handlowi

REGION MAZOWIECKI:	tel. kom.: 600 901 999	e-mail: mlp.mazowsze@medlab-products.com.pl
REGION WSCHODNI:	tel. kom.: 604 267 232	e-mail: mlp.wschod@medlab-products.com.pl
REGION CENTRALNY:	tel. kom.: 604 142 956	e-mail: mlp.centrum@medlab-products.com.pl
REGION POŁUDNIOWY:	tel. kom.: 602 775 255	e-mail: mlp.poludnie@medlab-products.com.pl
REGION ZACHODNI:	tel. kom.: 604 498 594	e-mail: mlp.zachod@medlab-products.com.pl
REGION PÓLNOCNY:	tel. kom.: 600 303 033	e-mail: mlp.polnoc@medlab-products.com.pl